

# Liebe Eltern,

für Ihr Kind ist Ihnen eine Pflastertherapie wegen Schielen und/oder funktioneller Sehschwäche empfohlen worden. Zunächst einmal sind Sie wahrscheinlich beunruhigt. Sie werden im Rahmen der Untersuchung eine Fülle von Informationen bekommen haben, die Sie in Ruhe verarbeiten müssen. Wir haben Ihnen im Folgenden einige Empfehlungen bezüglich Okklusionspflaster und Brillengestelle zusammengestellt:



# Okklusionspflastertherapie

Verwenden Sie im Gespräch mit Ihrem Kind positiv besetzte Worte über Brille und Pflaster, loben Sie es täglich für sein Durchhaltevermögen und informieren Sie wichtige Kontaktpersonen über die Notwendigkeit einer Pflasterbehandlung.

Platzieren Sie die Lichtschutzeinlage des Pflasters mittig über dem Auge. Drücken Sie dann das Pflaster mit Ihrer Handfläche beim Aufkleben auf die saubere, trockene und fettfreie Haut gut an, sodass keine freie Lücke zum Durchschauen offen bleibt. Das schmale Ende zeigt dabei zur Nase.

# ORTOPAD®

besteht aus einem anschmiegsamen und luftdurchlässigen Vlies mit spezieller Lichtschutzeinlage und einem hochverträglichen Hot-Melt Kleber.

## Allgemeine Informationen:

Jede Packung ORTOPAD® simpaty New, ORTOPAD® for boys / for girls und ORTOPAD® COTTON enthält

- 5 verschiedene Motive,
- einzeln verpackte Okklusionspflaster,
- eine Gebrauchsanweisung pro Packung

Größen:	Junior	ca. 67 x 50 mm (bis zum 2. Lebensjahr)
	Medium	ca. 76 x 54 mm (vom 2. bis 4. Lebensjahr)
	Regular	ca. 85 x 59 mm (ab dem 4. Lebensjahr)

Eine Pflastertherapie ist häufig mit dem Tragen einer Brille verbunden. Machen Sie Ihrem Kind Mut, dass durch das konsequente Tragen der Brille und des Pflasters das Sehen verbessert oder häufig sogar normalisiert werden kann.

Wenn die beste Freundin und der beste Freund Ihres Kindes das Pflastertragen als „cool“ empfinden, ist das Eis gebrochen.



Alle ORTOPAD®-Okklusionspflaster sind unter Mitwirkung von Kindern entwickelt, in drei verschiedenen Größen (ORTOPAD® Junior, Medium und Regular), verschiedenen Mustern (ORTOPAD® simpaty NEW, ORTOPAD® for girls, ORTOPAD® for boys, ORTOPAD® COTTON) und in weiß und skin erhältlich.

Da diese Pflaster alle mit einem hypoallergenen Hot-Melt-Kleber versehen sind, latexfrei und frei von Konservierungsstoffen gefertigt werden,

ist die tägliche Verwendung auch bei empfindlicher Haut kein Problem.



Es ist sinnvoll, wichtige Kontaktpersonen im Umfeld Ihres Kindes über die Trageempfehlungen Ihrer Orthoptistin / Ihres Orthoptisten und Ihrer Augenärztin / Ihres Augenarztes zu informieren.



## ORTOPAD® und ORTOPAD® skin

Bunte Bilder zum Aufkleben auf die Okklusionspflaster liegen jeder dieser Packungen bei.



# Motivationsposter

Um Ihnen und Ihrem Kind die Pflastertherapie zu erleichtern, können Sie bei uns gerne Motivationsposter anfordern. Hierfür werden die ORTOPAD® nach Benutzung auf den Bogen aufgeklebt, sodass mit der Zeit ein buntes und dreidimensionales Bild (Seehund, Prinzessin, Zauberer, Fisch) entsteht. So kann Ihr Kind das Tragen der Okklusion mit dem Wachsen des Bildes in Verbindung setzen.

