

WIR VERTRAGEN UNS
MIT IHRER HAUT!

MEDIZINPRODUKTE

AUSGABE 2023/2024



WUNDVERSORGUNG | SCHUTZAUSRÜSTUNG | DIAGNOSTIK

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Katalog auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Formulierungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

IMPRESSUM



Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Deutschland

Telefon: +49 5207 991688-0
Telefax: +49 5207 991688-28

E-Mail: info@tshs.eu
Internet: www.tshs.eu

Amtsgericht Bielefeld
HRB 34919
USt-IdNr.: DE 811775477

Bildnachweis:

© Good-Lite Company
© HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
© JawLax GmbH
© Markus Güth Fotografie
© Pietrasanta Pharma S.p.A.
© UNIGLOVES Arzt- und Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
© Zobel-Fotografie

Bildnutzung nur mit vorheriger
Genehmigung der Autoren

MEDIZINPRODUKTE

Wundversorgung | Schutzausrüstung | Diagnostik

Inhalt

4 Über uns und unsere Produkte

9 Pflasterformate

12 Vliesverbände

23 Nahtloser Wundverschluss

26 Folienverbände

31 Spulenpflaster

33 Hydrokolloid-Verbände

35 Pflasterstrips

40 OP-Sets für die Augenheilkunde

41 Netzschlauchverbände

43 Kompressen / Tupfer

47 Binden

51 Tapes

53 Orthesen / Bandagen

55 Thermotherapie

60 Pflege

66 Persönliche Schutzausrüstung

73 Augenokklusionspflaster

76 Augenverbände

78 Sehteste Ferne & Nähe

82 Stereoteste

85 Farbteste

87 Okkluderbrillen

88 Sehtest-Set für Kinderärzte

89 Ophthalmoskope

93 Produkt- und Stichwortverzeichnis

96 Zahlungsbedingungen &
Frachtkosten

Die Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Die Trusetal Verbandstoffwerk GmbH mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock (Ostwestfalen) wurde 1993 gegründet. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Qualitätsprodukten für die Bereiche Augenheilkunde, Wundversorgung und OP-Bedarf.

Unser Fokus richtet sich auf hohe Produktqualität und kundenorientierte Dienstleistung – immer mit dem Anspruch, eine bedarfsgerechte und breit gefächerte Auswahl an modernsten und hochwertigen Produkten für unsere Kunden anzubieten.

Für Ihre Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



Trusetal Verbandstoffwerk GmbH in Schloß Holte-Stukenbrock – Ihr qualifizierter Partner rund um Verbandstoffe, ophthalmologische Produkte und OP-Sets

Produktionstechnologie

Unser Partner Pietrasanta Pharma S.p.A. verfügt über hochmoderne, automatisierte Produktionsanlagen, die exakt für die Fertigungsprozesse und den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens konzipiert sind und kundenspezifische Produktanpassungen zulassen.

Der hohe Automatisierungsgrad und die Prozessüberwachung durch spezialisiertes Fachpersonal führen zu einem Qualitätsergebnis, das im Verbandmittelsektor nicht selbstverständlich ist.

Qualitätssicherung und Null-Fehler-Prinzip stehen in der Produktion an erster Stelle. So sind alle Anlagen mit fortschrittlichen Prüfsystemen ausgestattet, um die erforderlichen Qualitätsstandards zu gewährleisten. Modernste Technologien kommen auch bei der Verpackung zum Einsatz, wodurch ein hochwertiges Medizinprodukt mit Sicherung gegen Manipulation und Verfälschung ausgeliefert wird.

Anwender schätzen die Qualitätsprodukte, die sich vom Alternativangebot abzeichnen und eine gute Compliance des Patienten fördern.



Zertifiziert nach EN ISO 13485:2016



Medizinische Qualitätsprodukte von Trusetal

Höchster Anspruch für
Patientenwohl und Compliance



Anwenderfreundlich
mit hohem
therapeutischen Nutzen

Indikationsorientierte
durchdachte
Sortimentsgestaltung

Kompetenz aus einer Hand

Die Marken der
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

TRU-PACK®

EYESFIRST®

TruPodo
Mit uns gut zu Fuß

ORTOPAD®





Qualitativ hochwertige Wundversorgung

Seit über 25 Jahren sind wir Exklusivvertriebspartner der Marke MASTER-AID® in großen Teilen Europas und weit darüber hinaus. Höchste Ansprüche an die verwendeten Materialien und die Produktionstechnologie gewährleisten den Wert unserer Wundversorgungsprodukte für verschiedenste Fachbereiche. Wichtig ist uns eine sinnvolle, indikationsorientierte Sortimentsgestaltung basierend auf Produkten, die Patientenwohl und Compliance mit Anwenderfreundlichkeit und hohem therapeutischem Nutzen verbinden.

EYESFIRST®

Alles für die Augenheilkunde

Unter dem Namen EYESFIRST® führen wir diagnostische Produkte für den professionellen Einsatz in der Ophthalmologie, Orthoptik und Augenoptik. EYESFIRST® heißt auch unser fachspezifischer Onlineshop. Darüber hinaus finden Kliniken und Praxen bei uns eine Auswahl an OP-Instrumenten und Zubehör für ihren chirurgischen Bedarf. Ergänzt wird das gesamte Sortiment durch Schulungen und Seminare, die wir für verschiedene medizinische Berufsgruppen zum Umgang mit den bei uns erhältlichen Produkten anbieten.

ORTOPAD®

Augenokklusionspflaster für Kinder – und noch so vieles mehr

Die Entwicklung und der Vertrieb von Augenokklusionspflastern bilden den Grundstein unserer Firmengeschichte. Unsere ORTOPAD®-Augenpflaster sind speziell für Kinder entwickelt. Entsprechend hoch ist unser Anspruch in puncto Verträglichkeit, Design sowie Material- und Klebeeigenschaften. Darüber hinaus unterstützen wir Kliniken, Praxen, Sehschulen und Eltern mit zahlreichen unterschiedlichen Motivationsartikeln rund um die Okklusionstherapie und begleiten seit 2007 intensiv das KARIBU-Projekt, ein von unserer Mitarbeiterin ins Leben gerufenes Hilfsprojekt zur Prävention von Kinderblindheit in Afrika.

TRU-PACK®

Für mehr Effizienz im OP

Die Vorbereitung von Operationen gehört zu den zeitintensivsten Aktivitäten im OP. Mit unseren maßgeschneiderten OP-Sets für die Augenheilkunde sorgen wir dafür, dass das Operationsteam über die richtigen Arbeitsmittel zum richtigen Zeitpunkt verfügt. Das reduziert Vorbereitungszeiten und optimiert Arbeitsabläufe. TRU-PACK®-Sets enthalten alle notwendigen Instrumente, Abdecktücher, Tupfer sowie sonstiges Zubehör – alles in einem praktischen Paket fachgerecht und steril verpackt.



Exklusive Produkte und erstklassiger Service rund um die Fußgesundheit

TruPodo ist unsere Marke für die Podologie und Fußpflege mit eigenem Onlineshop. Sie steht für ein exakt auf diesen Fachbereich zugeschnittenes Sortiment an hochwertigen Medizin- und Pflegeprodukten. Das persönliche Gespräch und der fachliche Austausch werden hier großgeschrieben. So können wir gezielt auf die Bedürfnisse der Fußspezialisten eingehen und sie bei ihrer Arbeit mit unseren Produkten bestens unterstützen.

Informationen zu den MASTER-AID®-Produkten

Hotmelt-Klebstoff

Die Wundverbände von MASTER-AID® werden mit einem latexfreien Klebstoff ohne Lösungsmittel produziert und eignen sich daher auch für die sensible und allergische Haut. Der Heißschmelzkleber wird mittels Transferbeschichtung auf das Trägermaterial aufgebracht. Er verfügt über eine ausgezeichnete Haftfähigkeit auf dem Material und hinterlässt keine Rückstände auf der Haut. Die wohl-bilanzierte Klebermenge unterstützt ein effizientes Wundmanagement (keine Mazeration). Seine optimale Klebeeigenschaft entfaltet der Hotmelt-Klebstoff durch leichten Druck oder durch sanfte Reibung beim Aufbringen des Wundverbandes. Dank der Antihaftwundkontaktschicht lassen sich die Verbände von MASTER-AID® auch nach längerem Tragen schmerzarm abziehen. Schmelzklebstoffe sorgen darüber hinaus für einen sauberen Produktionsprozess. Bei der Beschichtung des Trägermaterials werden keine Lösungsmittel freigesetzt. Davon profitieren die Produktionsmitarbeiter ebenso wie unsere Umwelt.

Chlorhexidindigluconat

Chlorhexidindigluconat ist ein Antiseptikum mit einem breiten antibakteriellen Wirkspektrum sowohl gegenüber grampositiven als auch gramnegativen Bakterien. Die Wirksamkeit beruht auf elektrostatischer Anziehungskraft: Chlorhexidindigluconat-Moleküle sind positiv geladen, die Oberfläche von Bakterienzellen negativ. Der Wirkstoff greift die bakterielle Zellmembran an, destabilisiert und beschädigt sie. Hierdurch werden die Bakterien in Wachstum und Vermehrung gehemmt (bakteriostatische Wirkung) und die Funktionsstörung der Zellmembran führt zum Absterben (bakterizide Wirkung). Neben der wachstumshemmenden und abtötenden Wirkung bei Bakterien ist Chlorhexidindigluconat bedingt effektiv gegen Haut- und Hefepilze sowie behüllte Viren. Unbehüllte Viren, säurefeste Stäbchen und säurefeste Sporen zeigen sich hingegen resistent. Bei den antiseptischen Wundverbänden ist Chlorhexidindigluconat in einer Konzentration von 0,5 % auf der Wundaufgabe aufgebracht.

Atmungsaktivität

Im Rahmen der Versorgung von akuten und iatrogenen Wunden sollte ein Wundverband den natürlichen Prozess der Perspiratio insensibilis nicht behindern. Damit wird die Atmungsaktivität des Materials (Wasserdampfdurchlässigkeit) zu einem wesentlichen Kriterium bei der Wahl des passenden Wundschutzes. Maßgeblich ist, Feuchtigkeitsstau unter dem Verband zu vermeiden und so das Risiko von Keimbesiedlung und Infektionen zu reduzieren. Der Körper verliert durch die Perspiratio insensibilis permanent und unmerklich Feuchtigkeit über Haut und Schleimhäute (Atmung). Die Feuchtigkeitsabgabe lässt sich mithilfe einer vereinfachten Formel ermitteln und beträgt je Kilogramm Körpergewicht etwa 0,5 ml pro Stunde.

Für eine gute Atmungsaktivität bei den Vliesverbänden von MASTER-AID® sorgen das vielporige Trägermaterial und der wohldosierte Kleberauftrag, der mittels Transferbeschichtung in Streifen aufgebracht ist. Auch die Folienverbände verfügen aufgrund der dünnen Polyurethan-Folie und der sorgfältig bemessenen Klebermenge über eine ausgezeichnete Atmungsaktivität – regelmäßig kontrolliert durch die Bestimmung des MVTR-Werts (Moisture Vapor Transmission Rate). Hierbei wird gemessen, welche Menge an Wasserdampf in 24 Stunden durch 1 m² Folie dringt. Die MASTER-AID®-Folienverbände zeigen dabei eine besonders hohe Wasserdampfdurchlässigkeit.

MVTR-Wert der MASTER-AID®-Folienverbände im Vergleich zur täglichen Feuchtigkeitsabgabe über die Haut:


Folienverband ohne Kleberauftrag
1.795 g je m² in 24 Std.

Folienverband mit Kleberauftrag
770 g je m² in 24 Std.


Perspiratio insensibilis
474 g je m² in 24 Std.*


* bei einem Gewicht von 75 kg, einer Größe von 1,75 m und damit einer durchschnittlichen Hautoberfläche von 1,9 m²

Darstellung der Pflasterumrisse in Originalgröße mit
der Größenangabe der jeweiligen Wundauflage



Pflasterformate





VLIESVERBÄNDE

Vliesverbände dienen zur Abdeckung und Versorgung von Wunden verschiedener Genese. Dabei müssen sie unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werden.

Neben den Grundfunktionen, die Wunde zuverlässig vor äußeren Einflüssen zu schützen und mögliches Wundexsudat aufzunehmen, werden sehr gute Hautverträglichkeit und optimale Atmungsaktivität verlangt. Auch die Klebeeigenschaften spielen eine Rolle bei der Wahl des Verbandmaterials: Vliesverbände sollen besten Halt gewährleisten, insbesondere an gelenkigen Körperstellen und bei Bewegung, sich aber möglichst leicht und hautschonend ablösen lassen.

Die Wundverbände von MASTER·AID® kombinieren optimalen Wundschutz mit bester Hautverträglichkeit. Sie bestehen aus einem luftdurchlässigen, flexiblen Trägermaterial mit saugfähiger Wundauflage, die nicht mit der Wunde verklebt. Beides sorgt in Verbindung mit dem verwendeten hypoallergenen Kleber für eine ausgesprochen gute Sensitivität. Die Verbände eignen sich daher auch für sensible Hauttypen.

Um eine gute Atmungsaktivität und ein möglichst schmerzarmes Entfernen des Verbandes zu erzielen, wird der Kleber bei der Herstellung wohldosiert und in Streifen aufgebracht. Die hohe Monoelastizität des Trägers reduziert wiederum Mobilitätseinschränkungen.

OPTOMED OVAL



Das sterile Wundpflaster zeichnet sich durch eine sehr dicke Auflage mit hoher Saugleistung aus und bietet damit zusätzlichen Stoßschutz. Dank der länglich runden Form passt sich OPTOMED OVAL auch konturierten Körperregionen ausgezeichnet an und eignet sich sehr gut für anspruchsvolle Bereiche wie Kinn, Ellbogen und Knie.

- **ovaler Wundverband mit dicker, sehr saugfähiger Wundauflage**
- **erhöhter Stoßschutz für mehr Wundsicherheit**
- **ideal zur Versorgung anatomisch anspruchsvoller Areale**

Träger:	Vlies
Wundauflage:	antiadhäsiv, sehr saugfähig
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	längselastisch
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	steril, polsternd, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung:	einzel eingeschweißt

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
6,5 cm x 9,5 cm	50	08501931	70025



DROP[®]MED mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

Die sterilen Haftwundverbände mit antiseptischer Wirkung schützen die verletzte Haut sanft und sicher. Sie beugen möglichen Wundinfektionen vor und können ebenfalls eingesetzt werden, wenn die Wunde bereits infektiös ist. Dabei wirkt das Chlorhexidin sowohl bakteriostatisch als auch bakterizid. Gegenüber Mykosen und Viren zeigt es bedingt Effekte. Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Formaten und Größen lässt sich DROP[®]MED sehr vielseitig für verschiedenartige Wunden verwenden. Die abgerundeten Ecken begünstigen den sicheren Sitz und verhindern vorzeitiges Lösen.

- **steriler, sanft schützender Wundverband mit antiseptischer Wundauflage**
- **mit abgerundeten Ecken für sicheren Halt bei optimaler Bewegungsfreiheit**
- **vielseitig und flexibel einsetzbar dank unterschiedlichster Formate**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 cm x 7 cm	50	00955851	70088
6 cm x 10 cm	50	00104142	70339
8 cm x 10 cm	50	00955880	70089
10 cm x 12 cm	50	00955911	70090
10,5 cm x 15 cm	50	00104159	70337
10,5 cm x 20 cm	50	00104165	70338
10,5 cm x 25 cm	50	01713096	70343
10,5 cm x 30 cm	50	01713104	70344



Kleine Packungsgrößen finden Sie in der separaten Preisliste.



Träger:	Vlies
Wundauflage:	antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	längselastisch
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	steril, antiseptisch, sensitiv, atmungsaktiv, allergikerg geeignet
Ausführung:	einzel eingeschweißt

DROP[®]

Der klassisch weiße Standard-Wundverband zur sterilen Versorgung von Platz-, Schnitt- und OP-Wunden bietet sanften, rundum zuverlässigen Wundschutz. Abgerundete Ecken sorgen für einen optimalen Sitz ohne selbstständiges Ablösen. DROP[®] ist auch in großformatigen Ausführungen erhältlich und lässt sich damit flexibel für verschiedene Wundgrößen und -flächen einsetzen.

- **steriler Wundverband zur sanft schützenden Wundabdeckung**
- **sicher sitzender, zuverlässiger Schutz dank abgerundeter Ecken**
- **ideal auch für großflächige Wunden**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 cm x 7 cm	50	03274494	70435
8 cm x 10 cm	50	03274637	70436
10 cm x 12 cm	50	03274643	70437
10,5 cm x 20 cm	50	03275312	70438
10,5 cm x 30 cm	50	03275329	70439



Träger:	Vlies
Wundauflage:	antiadhäsiv
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	längselastisch
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	steril, sensitiv, atmungsaktiv, allergikerg geeignet
Ausführung:	einzel eingeschweißt



DROP® 3D
BOYS & GIRLS



Träger: Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: bunt mit Motiven
Eigenschaften: mit Strukturdruck, atmungs-aktiv, allergikergeeignet
Ausführung: einzeln eingeschweißt, auch als Großpackung mit gemischten Motiven erhältlich (DROP® 3D)



Träger: Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: antiseptisch, sensitiv, atmungs-aktiv, allergikergeeignet
Ausführung: einzeln eingeschweißt

QUADRA® & DROP® 3D BOYS & GIRLS

Die bunten Pflaster stehen für 100 % kindgerechte Wundversorgung. Während DROP® 3D optimalen Schutz für Platz-, Schnitt- und kleinere OP-Wunden bietet, eignet sich QUADRA® 3D zur Versorgung von Kratzern und Schürfwunden. Kennzeichnend für beide Kinderpflaster ist der Strukturdruck, wodurch sich die Motive auf der Pflasteroberfläche ertasten lassen. Die besonderen Wundverbände mit 3D-Effekt trocknen Kindertränen im Handumdrehen.

Die Packungen QUADRA® 3D enthalten je zwei unterschiedliche speziell für Mädchen und Jungen entworfene Designs in zwei Formaten. Bei DROP® 3D BOYS & GIRLS handelt es sich um eine gemischte Packung mit insgesamt vier verschiedenen Motiven.

- **sanft schützender Kinder-Wundverband**
- **mit Strukturmotiven zum Erfühlen**
- **für viele Alltagswunden einsetzbar**

QUADRA® 3D

Design	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
BOYS	2 Formate*	20	11015861	70464
GIRLS	2 Formate*	20	11015967	70465

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

DROP® 3D

Design	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
BOYS & GIRLS	5 cm x 7 cm	50	12456596	70476

QUADRA® MED Finger-/Zehenkuppenpflaster

mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

Flügelform-Pflaster sind speziell für die Versorgung von Verletzungen an Finger- und Zehenkuppen ausgelegt. Sie kombinieren verlässlichen Wundschutz mit einem absolut unkomplizierten Handling. Das auf dem Wundkissen aufgetragene Antiseptikum nimmt dabei positiven Einfluss auf die Wund- und Hautumgebung unter dem Pflaster.

- **sensitives Schmetterlingspflaster zur antiseptischen Wundversorgung**
- **mit großzügigen Aussparungen für ein verbessertes Tragegefühl**
- **garantiert rutschsicher und einfach anzulegen**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
38 mm x 56 mm	6	00624195	70365

QUADRA[®]MED mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

QUADRA[®]MED ist ein sensibler Wundverband mit antiseptischer Auflage zur Vorbeugung und Behandlung von Wundinfektionen. Das enthaltene Antiseptikum zeigt ein breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien und wirkt bedingt effektiv auch bei mykotischen und viralen Erregern. Die Verbände eignen sich entsprechend ihrer Wundauflagengröße, um kleine bis mittelgroße Schürf-, Platz- und Schnittwunden sowie postoperative Wunden zu versorgen.

- **sensibler Wundverband mit antiseptischer Wundauflage**
- **abgerundete Ecken und ergonomische Formen für sicheren Schutz und mehr Tragekomfort**
- **auch im Formatmix erhältlich**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
45 mm x 57 mm	10	00573500	70368
78 mm x 20 mm	10	00549358	70366
78 mm x 26 mm	10	00572587	70367
86 mm x 39 mm	10	00602638	70369
2 Formate ¹	20	00624203	70363
5 Formate ²	40	00636264	70364

¹ 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

² 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 45 mm x 12,7 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm



- Träger:** Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: antiseptisch, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergeeignet
Ausführung: einzeln eingeschweißt, auch als gemischte Packung erhältlich

QUADRA[®]MED ROUND & SQUARE

mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

Die runden und quadratischen kleinen Haftwundverbände sind ideal zur Versorgung entsprechend kleinformiger Wunden, z. B. nach Gewebeentnahmen oder der Entfernung von Warzen und Muttermalen. Dabei schützen sie die Wunde sanft und sicher, während die umliegende gesunde Haut durch die kleine Klebefläche geringstmöglich beansprucht wird. Die sensitiven Wundversorger verfügen zudem über ein chlorhexidinhaltiges Wundpad zur Prävention und Behandlung von Wundinfektionen.

- **antiseptische, sanft schützende Abdeckung für kleine Stich- und Schnittwunden**
- **vereinfachtes Abziehen dank Kleinform und nicht wundklebender Auflage**
- **in zwei unterschiedlichen Formen für perfekten Sitz an allen Körperstellen**

Form	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
rund	Ø 25 mm	150	02506608	70074
quadratisch	38 mm x 38 mm	100	02506620	70075



- Träger:** Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: monoelastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: antiseptisch, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergeeignet
Ausführung: von der Rolle (einzeln eingeschweißt und mikroperforiert), in Spenderbox

SPRECHSTUNDENBEDARFSREGELUNG FÜR INJEKTIONSPFLASTER



Praxen mit Kassenzulassung beziehen das Material zur Versorgung von Punktionsstellen nach Blutentnahmen oder Impfungen für gesetzlich Versicherte über den Sprechstundenbedarf. Welche Produkte und Produktgruppen zum Sprechstundenbedarf gehören, variiert regional und ist in den jeweiligen Sprechstundenbedarfsvereinbarungen geregelt.

Es gibt kassenärztliche Vereinigungen, die die Kostenübernahme für vorgeschchnittene oder lose Injektionstrips in Boxen sowie für Injektionspflaster zum Abreißen von der Rolle ausschließen. Wir empfehlen Praxen in diesem Zusammenhang daher immer die Prüfung ihrer vor Ort geltenden Sprechstundenbedarfsregelung.

Endlosverbände, die selbst zugeschnitten werden und sich ebenso gut zur Versorgung von Injektionsstellen eignen, sind jedoch deutschlandweit als Sprechstundenbedarf zugelassen, wie z. B. unsere MAXI-Wundschnellverbände für Erwachsene und Kinder.

**Vorgeschchnittene
Injektionspflaster
von der Rolle**
hier im Katalog
auf Seite 18



Mit Leuchteffekt

Träger: Vlies
Wundauflage: durchgehend, antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: querelastisch
Farbe: bunt mit Motiven
Eigenschaften: mit Leuchteffekt (beim Monster-Motiv), zuschneidbar, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: von der Rolle, in Spenderbox (MAXI color), im Dispenser (MAXI SMILE)

MAXI color & MAXI SMILE

Die Kinder-Wundschnellverbände sind echte Profis, wenn im Rahmen der pädiatrischen Wundversorgung sanfter, zuverlässiger Schutz und tröstende Ablenkung gebraucht wird. Dank der durchgehenden Wundauflage lassen sich die Endlosverbände je nach Wundgröße bedarfsgerecht und damit ebenso material- wie kostensparend einsetzen. Die Auflage ist nicht wundklebend und begünstigt das möglichst schmerzarme Abziehen des Pflasterzuschnitts. Entsprechend der Flexibilität des Materials bieten beide Kinderverbände, auch bei längeren Zuschnitten, einen hohen Tragekomfort und gewährleisten optimale Bewegungsfreiheit für Spiel und Sport.

- **sanft schützender Kinder-Wundschnellverband**
- **erhöhte Compliance durch kindgerechte Motive und besonderes Leuchtdesign beim Monster-Schnellverband**
- **dank passgenauem Zuschnitt material- und kosteneffizient einsetzbar**

Design	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Fische	4 cm x 5 m	1	09640586	70426
Monster	4 cm x 5 m	1	13571448	70478
Smileys	8 cm x 50 cm	1	16800257	70488

MAXI STRETCH

Charakteristisch für den hautfarbenen Wundschnellverband ist seine hohe Belastungshaftbarkeit. MAXI STRETCH eignet sich daher ideal zur Wundversorgung, die einer erhöhten Beanspruchung standhalten soll. Die verstärkte Klebkraft sorgt für einen sicheren Sitz auch auf konturierten und viel bewegten Körperstellen. Die durchgehende Wundauflage in drei unterschiedlichen Breiten erlaubt den individuellen Zuschnitt und damit eine wundgrößenflexible Anwendung ebenso wie einen effizienten und kostensparenden Materialeinsatz.

- **Wundschnellverband in Hautfarben mit erhöhter Klebeleistung für widerstandsfähigen Wundschutz**
- **bedarfsgerechte Versorgung verschieden großer Wunden für einen material- und kostensparenden Gebrauch**
- **hygienisch geschützt und einfach in der Handhabung dank praktischem Entnahmespender**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
4 cm x 5 m	1	08752573	70054
6 cm x 5 m	1	08666170	70048
8 cm x 5 m	1	08666164	70049

MAXI MED mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

MAXI MED ist ein sensibler Wundschnellverband mit antiseptischer Wirkung, der sich dank der durchgehenden Auflage individuell in der Länge zuschneiden lässt. Der bedarfsgerechte Zuschnitt in Verbindung mit der passenden Breite ermöglicht ein großes Anwendungsfeld im Bereich der Wundversorgung und zugleich den material- und kosteneffizienten Einsatz. Das enthaltene Chlorhexidin wirkt bakteriostatisch, bakterizid sowie begrenzt fungizid und viruzid. Aufgrund der Flexibilität des Vliesmaterials verfügt MAXI MED über einen sehr hohen Tragekomfort, insbesondere auf konturreichen Körperpartien und bei Bewegung.

- **sensibler Wundschnellverband in Weiß mit antiseptischer Wundauflage**
- **wundgrößenflexibel einsetzbar, dabei material- und kostensparend in der Anwendung**
- **im praktischen Entnahmespender für ein hygienisches und einfaches Handling**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
4 cm x 5 m	1	02729774	70062
6 cm x 5 m	1	02729780	70069
8 cm x 5 m	1	02729797	70061
6 cm x 0,5 m	1	07261241	70370
8 cm x 0,5 m	1	07261258	70371



- Träger:** Polyester-Baumwolle-Mix
Wundauflage: durchgehend, antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei, mit Zinkoxid
Dehnbarkeit: querelastisch
Farbe: hautfarben
Eigenschaften: stark klebend, zuschneidbar, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: von der Rolle, in Spenderbox (5 m), im Dispenser (0,5 m)



- Träger:** Vlies
Wundauflage: durchgehend, antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: querelastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: antiseptisch, zuschneidbar, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: von der Rolle, in Spenderbox (5 m), im Dispenser (0,5 m)



Träger:	Vlies
Wundauflage:	antiadhäsiv
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	längselastisch
Farbe:	weiß oder bunt mit Motiven
Eigenschaften:	rundum klebend, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergerecht, in Spenderbox
Ausführung:	

INJECTION & INJECTION color

Die kleinen, rundum klebenden Trostpflaster sind ideal zur sanften Abdeckung von Punktions- und Injektionsstellen und lassen sich ebenso gut zur Wundversorgung kleinerer Verletzungen, z. B. an Fingern oder Zehen, einsetzen. Sie schützen die Wunde sicher vor äußeren Einflüssen, wie z. B. Schmutz, der beim Spielen eintreten und Infektionen hervorrufen kann. Die antiadhäsive Wundauflage und die vergleichsweise geringe Klebefläche erlauben das schmerzarme Entfernen ganz ohne Tränen. Die farbenfrohen Designs der beiden INJECTION-Kinderpflaster, insbesondere das nachleuchtende Geistermotiv, wecken Fantasie und sorgen für Ablenkung. Damit sind Schreck und Schmerz blitzschnell vergessen.

- **sanft schützende, rundherum klebende Wundabdeckung zur Versorgung von kleinen, oberflächlichen Hautverletzungen**
- **mit fantasievollen Motiven für eine verbesserte Compliance**
- **dank Perforation schnell und einfach von der Rolle abzureißen**

Design	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
weiß	39 mm x 18 mm	100	09063692	70425
Marienkäfer	39 mm x 18 mm	100	07686963	70481
Geister	39 mm x 18 mm	100	12906881	70477



Träger:	Polyester-Baumwolle-Mix
Wundauflage:	antiadhäsiv, sehr saugfähig
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	längselastisch
Farbe:	beige
Eigenschaften:	widerstandsfähig, stark klebend, wasserabweisend, dehnbar, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung:	einzelnen eingeschweißt, auch als besonders langer Fingerstrip erhältlich

FORTE ELASTIC

Kennzeichnend für die elastischen Wundverbände sind ihre hohe Strapazierfähigkeit und die besonders saugfähige Wundauflage. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung des Trägermaterials verhindern die Pflasterstrips das Eindringen von Wasser. Feuchtigkeit lassen sie jedoch ungehindert von innen nach außen austreten. Zur Auswahl stehen verschiedene Formate in sortenreinen und gemischten Packungen. Die Ausführung FINGER ist 150 mm lang und verfügt über eine randversetzte Wundauflage. Diese Strips lassen sich mehrfach – auch unter Zug – umwickeln und bieten neben der leichten Kompressionsfunktion einen zusätzlichen Stoßschutz.

- **widerstandsfähige, wasserabweisende Pflasterstrips mit hoher Absorptionskapazität**
- **erhöhte Klebkraft für maximale Belastungshaftbarkeit**
- **als extralanger Fingerstrip zur absolut sicheren Fixierung erhältlich**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 26 mm	20	18105627	70639
86 mm x 39 mm	20	18105633	70640
150 mm x 20 mm	10	17617124	70610
2 Formate ¹	20	17617118	70609
5 Formate ²	40	18105610	70638

¹ 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

² 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 45 mm x 12,7 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm

Vernetzen Sie sich mit uns!

Wir sprechen Social Media

Soziale Medien haben die Kommunikationslandschaft grundlegend verändert. Nicht nur im Privatbereich, auch Unternehmen haben einen großen Teil ihrer Kommunikation in die sozialen Netzwerke verlegt. Wir nutzen unsere Social-Media-Kanäle auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Youtube, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Jederzeit und überall

Erfahren Sie jederzeit und überall, was bei uns passiert. So bleiben Sie up to date bei Produktneuheiten und Aktionen. Sie lernen unser Unternehmen und unsere Produkte besser kennen und können schnell und unkompliziert mit uns in Kontakt treten.

Jede Marke hat ein Gesicht

Hinter der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH steht ein starkes Team. Lernen Sie die Menschen kennen, die unsere Marken und unsere Produkte vertreten, und profitieren Sie vom persönlichen Kontakt und Austausch. Wir beschäftigen uns jeden Tag mit den Themen, die Sie interessieren, und sind gerne für Sie da.



LinkedIn

@Trusetal Verbandstoffwerk GmbH



Instagram

@trusetal.verbandstoffwerk
@ortopad.augenpflaster



Facebook

@TRUSETAL Verbandstoffwerk GmbH
@ORTOPAD Augenpflaster
@TruPodo Podologie




Youtube

@ORTOPADAugenpflaster
@TruPodo.Podologie



**Werden Sie Teil unserer Community –
wir freuen uns auf Sie!**

ROLLFLEX®



Material:	Vlies
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	monoelastisch
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	zuschneidbar, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung:	nicht eingeschweißt

ROLLFLEX®-Verbände sind klassische vollflächig klebende Vliesverbände ohne integrierte Wundauflage. Sie dienen zur Fixierung von nicht klebenden Primärverbänden ebenso wie zur Sicherung von Schlauch- und Drainagesystemen. Die gute Materialfestigkeit der Fixierhilfen gewährleistet einen rutschsicheren, faltenfreien Sitz auch bei Bewegung. Die Verbände lassen sich je nach Anwendungsfall passgenau zuschneiden und ermöglichen damit einen material- und kostensparenden Gebrauch.

- vollflächig klebendes Vlies zur Fixierung von Verbandmaterial, Kanülen, Schläuchen u. Ä.
- große Auswahl an unterschiedlichen Breiten
- flexibel und materialsparend einsetzbar dank bedarfsgerechtem Zuschnitt

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 m x 2,5 cm	1	01434137	70042
10 m x 5 cm	1	04262576	70046
10 m x 10 cm	1	07708191	70044
10 m x 15 cm	1	07708216	70045
10 m x 20 cm	1	04262582	70047
2 m x 10 cm	1	07708162	70040
2 m x 15 cm	1	07708156	70041

**Fixierungen
aus Folie**
hier im Katalog auf
Seite 29

STERIBLOCK® DIA

STERIBLOCK® DIA *beige*

Beide Vliespflaster verfügen über eine spezielle Wundauflage mit Superabsorber für eine besonders hohe Aufnahme von Blut und Wundexsudat. Gemäß DIN 53923 liegt die Flüssigkeitsabsorption bei mehr als 5.400 g je m². Gleichzeitig schützt die Speicherkapazität des Absorbers vor Mazeration. Mit Aufnahme des Bluts oder Exsudats quillt das Wundkissen auf und erzeugt eine sanfte Kompression. In erster Linie dienen die sterilen, rundum klebenden Wundverbände zur fachgerechten Versorgung von Dialyse-Shunts. Sie lassen sich aber ebenso nach Blutentnahmen, Injektionen sowie bei allen punktionsartigen, stärker exsudierenden Wunden einsetzen. Insbesondere bei Patienten mit Gerinnungsstörungen helfen sie, Blutungen auf einfache Weise schnell und sicher zu stoppen. Dank der Kompressionswirkung begünstigen die Strips darüber hinaus die Rückbildung von Hypergranulationsgewebe und verringern das Risiko von Wundödemen.

- **steriles Kompressionspflaster mit superabsorbierender Wundauflage**
- **hohe Exsudataufnahme für verlängerte Wechselintervalle**
- **vielseitig im Bereich der Wundversorgung einsetzbar**

Farbe	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
weiß	86 mm x 25 mm	100	00249024	70034
beige	95 mm x 28 mm	100	09628125	70072



- Träger:** Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Superabsorber, in eckig oder rund
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: weiß oder beige
Eigenschaften: steril, rundum klebend, atmungsaktiv, allergikergeeignet
Ausführung: einzeln eingeschweißt

STERIBLOCK® VENO

STERIBLOCK® VENO ist ein sensitives Vliespflaster mit integriertem Wundkissen und schlitzförmiger Aussparung zur hautfreundlichen Kanülenfixierung und sterilen Versorgung der Punktionsstelle. Es gewährleistet, dass Zugänge und Venenverweilkanülen sicher befestigt sind, und garantiert die Absorption von austretendem Exsudat aus der Einstichstelle. Die hohe Atmungsaktivität des Materials vermindert dabei das Risiko von Keimbesiedlung und Infektionen im Bereich des Stichkanals. Dank der etwas breiteren Ausstanzung für den Kanülenkorpus lässt sich das Pflaster unkompliziert aufbringen.

- **sensitives Kanülenpflaster zur sterilen Versorgung von Einstichstellen und sicheren Fixierung von Verweilkanülen**
- **verringertes Infektionsrisiko dank hoher Atmungsaktivität**
- **durch passgerechte Aussparung für den Kanülenkorpus schnell und einfach aufzubringen**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
80 mm x 60 mm	50	04231015	70035



- Träger:** Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: steril, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergeeignet
Ausführung: einzeln eingeschweißt

CUTIFLEX®

ROUND & SQUARE



TRUSETAL 
VERBANDSTOFFWERK GMBH

Folienpflaster
im Kleinformat

MATERIAL:

- Polyurethan-Folie
- duoelastisch (600 %)
- wasserdampfdurchlässig (770 g je m² in 24 Std.)
- lösungsmittel- und latexfreier Hotmelt-Kleber

EIGENSCHAFTEN:

- wasser- und bakterienbeständig
- atmungsaktiv
- einzeln eingeschweißt
- allergikergesamt geeignet

ANWENDUNG:

- zur Versorgung kleiner Stich- und Schnittwunden
- schnell und einfach von der perforierten Rolle abzureißen
- faltenfreies Aufkleben dank zweier Trägerfolien

WIR VERTRAGEN UNS
MIT IHRER HAUT!

Ideal für konturreiche und viel bewegte Körperstellen

MUND- UND NASENSCHUTZ



TRUSETAL 
VERBANDSTOFFWERK GMBH

99 % Bakterien-
filterleistung

MATERIAL:

- Vlies
- 3-lagig
- glasfaserfrei

GRÖSSE:

- 175 mm x 95 mm (normal)
- 145 mm x 95 mm (small)

NORM:

- EN 14683 Typ II R

EIGENSCHAFTEN:

- hohe Filterwirkung
- mit formbarem Nasenbügel und weichen Ohrschlaufen
- nickel- und latexfrei
- geruchlos
- hautfreundlich

WIR VERTRAGEN UNS
MIT IHRER HAUT!

In zwei Größen für höheren Tragekomfort und mehr Sicherheit

NAHTLOSER WUNDVERSCHLUSS

STERIGRAP®

Die sterilen Wundnahtstreifen bestehen aus einem unelastischen, wasserabweisenden Polyestergewebe und ermöglichen die sichere Wundadaption bei Schnitt-, Platz- und Risswunden. Sie eignen sich ebenso gut als Ergänzung zum chirurgischen oder klebenden Wundverschluss, falls eine additive Zugentlastung gewünscht ist. Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Formen, wobei sich die klassisch geraden Strips in der Länge bedarfsgerecht kürzen lassen.

- sterile Wundnahtstreifen zur sicheren Adaption der Wundränder
- schnelle, schmerzfreie Verschlusstechnik ohne Lokalanästhesie
- verringertes Infektionsrisiko durch atraumatischen Wundverschluss

Form	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Knochen	32 mm x 8 mm	10	17413025	70491
Streifen	75 mm x 3 mm	10	17413054	70492
Streifen	75 mm x 6 mm	6	17413083	70493
Streifen	100 mm x 6 mm	10	17413048	70494
Streifen	100 mm x 12 mm	6	17413031	70495



- Material:** Polyester
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Farbe: weiß
Eigenschaften: steril, zugfest, wasserabweisend, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt, in Knochenform oder schmalen Streifen

TRUglue®

TRUglue® ist ein steriler Wundkleber aus Ethyl-2-Cyanoacrylat zum Verschluss von Hautverletzungen. Er sorgt für eine sichere, reißfeste Adaption der Wundränder. Der Kleber wird mehrlagig und dabei schichtüberlappend aufgebracht. Die Single Dose mit 0,3 ml reicht zur Versorgung einer Wunde von etwa 10 cm Länge. TRUglue® härtet schnell aus und schützt die Wunde wasserfest und keimsicher. Der Kleber löst sich nach 5 – 10 Tagen selbstständig ab.

- steriler Wundkleber zur schnellen, infektionssicheren Versorgung von Schnitt-, Platz- und OP-Wunden
- schmerzfreier Wundverschluss ohne lokale Betäubung
- gebrauchsfertiges All-in-one-Produkt für eine zeitsparende Behandlung

Ausführung	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Dosette à 0,3 ml	5	06682779	75005
Dosette à 0,3 ml	10	06682785	75006
Dosette à 0,3 ml	25	06682791	75007



- Material:** Ethyl-2-Cyanoacrylat
Farbe: transparent
Eigenschaften: steril, wasserunlöslich, wasserfest, ergiebig
Ausführung: einzeln eingeschweißt, in Applikations-Dosette à 0,3 ml

Informationen zur Verwendung des TRUglue®-Wundklebers

ANWENDUNG

TRUglue® dient als Nahtersatz zur rein äußerlichen Anwendung bei der Versorgung von Schnitt-, Platz- und Operationswunden sowie als Stabilisierung und Infektionsschutz von chirurgischen Wundverschlüssen.

Der Kleber wird mithilfe der Applikations-Dosette auf die gereinigte, von möglichen Fremdkörpern befreite Wunde aufgebracht. Dabei sind die Wundränder zunächst so zu adaptieren, dass sie sich nicht nach oben wölben, und dann so lange in dieser Position zu halten, bis der Kleber ausgehärtet ist.

Der Auftrag des Klebers erfolgt je nach Wundgröße entweder punktuell, um die Wundränder vorerst zu fixieren, oder sofort in einem durchgehend abdeckenden Streifen. Anschließend wird der Kleber mit dem Dosetten-Verschluss oder dem breiten unteren Bodenrand zu einem dünnen Film ausgestrichen.

TRUglue® härtet schnell aus, daher sollte der Auftrag möglichst zügig erfolgen. Nach vollständiger Aushärtung des ersten Kleberauftrags wird der Vorgang wiederholt. Hierbei gilt es zu beachten, den Kleber mittig auf die Ränder des ersten Auftrags aufzubringen.

Schematische Darstellung einer Wundversorgung mit TRUglue®

1. Klaffende Wunde	2. Wundränder adaptieren	3. Wundränder fixieren	4. Wunde bedecken
	durch Schieben  besser durch Ziehen  Achtung! Wundränder beim Schieben nicht nach oben wölben.	 Adaptierte Wunde punktförmig mit TRUglue® fixieren oder sofort ganz abdecken. Achtung! TRUglue® härtet sofort aus.	 Nach dem Aushärten eine zweite dünne Schicht (etwas breiter als die erste) auftragen und aushärten lassen. Vorgang bei Bedarf wiederholen.

EMPFEHLUNG: Nachdem TRUglue® ausgehärtet ist, kann die Wunde mit einem Verband bedeckt werden, damit der Patient, der weitgehend schmerzfrei ist, diese nicht zu früh belastet.

Wundbehandlung in der Mundhöhle

TRUglue® eignet sich neben der Anwendung auf der Haut ebenso zur Behandlung von Wunden und Verletzungen in der Mundhöhle, wie z. B. Rhagaden, Aphten o. Ä. Da die Aushärtung des Klebers über die Aufnahme

von H₂-Ionen stattfindet, ist hierbei besonders darauf zu achten, dass Wunde und Wundumgebung bis zur vollständigen Trocknung des Klebers speichelfrei bleiben.

Vorteile für Anwender und Patient

Als Alternative zur chirurgischen Naht und der Wundadaption mithilfe von Klammerpflastern bietet die Verwendung von TRUglue® viele Vorteile im Rahmen der Wundbehandlung.

So ermöglicht der Kleber seinen Anwendern die schnelle atraumatische Versorgung von Wunden und garantiert dabei wasserfesten, infektionssicheren Schutz durch die Bildung einer mikrobiellen Barriere. Zugleich verfügt er über hohe autosterile Eigenschaften und wirkt bakteriostatisch auf ggf. eingebrachte Keime. Bei TRUglue® handelt es sich um ein praktisches All-in-one-Produkt, das ohne den Einsatz zusätzlicher Instrumente verwendet werden kann. Der Kleber ist darüber hinaus sofort einsatzbereit, weil er selbst bei einer Lagerungstemperatur von -18 °C nicht gefriert.

Neben der schmerzfreien Behandlung ist es für viele Patienten wiederum ein Zugewinn, dass sie mit den geklebten Wunden lauwarm duschen und sich bei Kopfverletzungen die Haare waschen dürfen. Auch bewegungstherapeutische Maßnahmen im Wasser sind dank TRUglue® zeitnah postoperativ möglich.

Hinzu kommt für beide Seiten, dass der Kleber nach erfolgreichem Wundschluss nicht mechanisch entfernt werden muss, sondern sich selbstständig mit der Hauterneuerung im Wundheilungsprozess ablöst.

Lagerung & Haltbarkeit

Bei einer Lagerungstemperatur von +6 °C beträgt die Haltbarkeit von TRUglue® sechs Monate, bei einer Temperatur von -18 °C ist der Wundkleber zwei Jahre haltbar. Nach Ablauf dieser Zeiträume darf der Kleber nicht mehr verwendet werden.

Häufige oder länger anhaltende Abweichungen von diesen empfohlenen Lagerungstemperaturen führen dazu, dass TRUglue® sich bereits vor Ablauf der genannten Haltbarkeitszeit sukzessive in seiner Konsistenz verändert. Der Kleber wird zunächst langsam zähflüssig, bis er in der Dosette vollständig aushärtet.

TRUglue® für mehr Wirtschaftlichkeit

TRUglue® ist in den meisten Bundesländern anerkannter Sprechstundenbedarf und im Vergleich zu anderen Wundklebern mit einem moderaten Apothekeneinkaufspreis angemeldet.

Für eine material- und kosteneffiziente Anwendung des Klebers sorgt die Applikations-Dosette. Der Inhalt einer

Dosette ist genau auf die benötigte Klebermenge zur Versorgung einer Wunde von bis zu 10 cm Länge ausgelegt. So wird vermieden, dass nicht benötigter Kleber im angebrochenen Spender austrocknet und ungenutzt weggeworfen werden muss.

Die Alternative
zu Nadel und Faden



FOLIENVERBÄNDE

Folienverbände gehören zur Standardausstattung jeder Praxis und jeden Krankenhauses. Sie kommen zum Einsatz, wenn die Versorgung einer Wunde verlässlichen und gleichzeitig wasserfesten Schutz vor Sekundärinfektionen verlangt. Dabei sind die Anforderungen an das Material sehr vielschichtig.

Die Folie muss die Wunde sicher vor dem Eindringen von Wasser und Erregern, insbesondere multiresistenten Keimen, schützen. Sie darf den Feuchtigkeitsaustritt von innen nach außen nicht unterbinden, um das Mazerationsrisiko unter dem Verband so gering wie möglich zu halten. Auch die Verträglichkeit und der Tragekomfort spielen bei der Entscheidung für einen Verband aus Folie eine wesentliche Rolle.

Die Folienverbände von MASTER-AID® entsprechen genau diesen Ansprüchen: Wasserfest und keimsicher gewähren sie zuverlässigen Wundschutz bei sehr guter Atmungsaktivität. Sie erlauben dem Träger das Waschen und Duschen, ohne einen Verbandwechsel vornehmen zu müssen. Dank der transparenten, flexiblen Polyurethan-Folie bieten die Wundverbände unauffälligen Schutz bei ausgezeichneter Bewegungsfreiheit. Der hypoallergene und hautfreundliche Kleber ermöglicht die bedenkenlose Anwendung bei sensibler oder allergischer Haut.

Auch im Handling überzeugen Folienpflaster und Fixierfolie aus der MASTER-AID®-Produktfamilie. Eine zweite Folie oberhalb des Trägers verleiht den Verbänden zusätzliche Stabilität und garantiert damit einfaches Aufbringen und eine faltenfreie Abdeckung. Kostenintensive Fehlversuche durch Verkleben der Folie mit sich selbst werden vermieden.



CUTIFLEX®MED mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

CUTIFLEX®MED steht für wasser- und bakterienbeständigen Wundschutz bei sehr guter Atmungsaktivität. Der sterile, transparente Inselverband ist in vielen verschiedenen Formaten erhältlich und lässt sich für ein breites Spektrum unterschiedlicher Wundgrößen und -arten einsetzen. Das Trägermaterial schützt dabei zuverlässig vor äußeren Einflüssen und vermeidet dank seiner ausgezeichneten Wasserdampfdurchlässigkeit die Ansammlung von Feuchtigkeit unter dem Verband. So wird das Risiko von Keimbesiedlung, Infektionen sowie Mazeration verringert. Das weiße, saugfähige Wundkissen enthält 0,5 % Chlorhexidindigluconat für zusätzlichen Infektionsschutz.

- **steriler Wundverband mit antiseptischer Wundauflage für wasserfesten, keimsicheren Schutz von unterschiedlich großen Platz-, Schnitt- und OP-Wunden**
- **mit abgerundeten Ecken für sicheren Halt bei optimaler Bewegungsfreiheit**
- **faltenfreies Aufkleben dank zweier Trägerfolien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 cm x 7 cm	50	17591873	70616
6 cm x 10 cm	50	17591910	70617
8 cm x 10 cm	50	17591927	70618
10 cm x 12 cm	50	17591933	70619
10,5 cm x 15 cm	50	17591956	70620
10,5 cm x 20 cm	50	17591962	70621



Kleine Packungsgrößen finden Sie in der separaten Preisliste.

Träger:	Polyurethan
Wundauflage:	antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	600 % (MD/CD)
MVTR:	770 g je m ² in 24 Std.
Farbe:	transparent mit weißer Wundauflage
Eigenschaften:	steril, antiseptisch, wasserfest, keimsicher, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung:	einzel eingeschweißt

CUTIFLEX®MED STRIP mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

Die Pflasterstrips aus der CUTIFLEX®-Produktserie bestehen aus einer transparenten, atmungsaktiven Polyurethan-Folie mit antiseptischem Wundkissen. Sie schützen die Wunde sicher vor dem Eindringen von Wasser und Verunreinigungen. Das in der Wundauflage enthaltene Antiseptikum bietet zusätzlichen Schutz vor Wundinfektionen.

- **wasserfeste Folienstrips mit antiseptischer Wundauflage**
- **ergonomische Formen und abgerundete Ecken für sicher sitzenden Wundschutz und mehr Tragekomfort**
- **faltenfreies Aufkleben dank zweier Trägerfolien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 20 mm	10	17502697	70498
78 mm x 26 mm	10	17502680	70497
86 mm x 39 mm	10	17502705	70499
4 Formate*	20	17502674	70496

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm



Träger:	Polyurethan
Wundauflage:	antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	600 % (MD/CD)
MVTR:	770 g je m ² in 24 Std.
Farbe:	transparent mit weißer Wundauflage
Eigenschaften:	antiseptisch, wasserfest, keimsicher, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung:	einzel eingeschweißt, auch als gemischte Packung erhältlich



Kleine Packungsgrößen finden Sie in der separaten Preisliste.

Träger: Polyurethan
Wundauflage: antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: 600 % (MD/CD)
MVTR: 770 g je m² in 24 Std.
Farbe: transparent mit weißer Wundauflage
Eigenschaften: steril, wasserfest, keimsicher, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt

CUTIFLEX®

CUTIFLEX® ist ein steriler Wundverband aus einer transparenten, wasserfesten Folie mit antiadhäsiver Wundauflage. Die große Auswahl an unterschiedlichen Formaten und Größen ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum im Bereich der Wundversorgung. Die Folienwundverbände verhindern zuverlässig das Eindringen von Schmutz und Keimen. Auf eine gute Atmungsaktivität zur Vermeidung von Mazeration muss dabei nicht verzichtet werden.

- **steriler Wundverband für wasserfesten, keimsicheren Schutz von unterschiedlich großen Platz-, Schnitt- und OP-Wunden**
- **mit abgerundeten Ecken für einen sicheren Sitz**
- **faltensicheres Aufkleben dank zweier Trägerfolien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
6 cm x 10 cm	50	00632912	70334
10,5 cm x 15 cm	50	00632941	70335
10,5 cm x 20 cm	50	00632958	70336



Träger: Polyurethan
Wundauflage: antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: 600 % (MD/CD)
MVTR: 770 g je m² in 24 Std.
Farbe: transparent mit beiger Wundauflage
Eigenschaften: wasserfest, keimsicher, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt, auch als gemischte Packung erhältlich

CUTIFLEX® STRIP

Die transparenten Pflasterstrips bieten zuverlässig wasserfesten Schutz vor Verunreinigungen und Krankheitserregern. Sie bestehen aus einer dünnen, reißfesten Polyurethan-Folie und einer hautfarbenen, antiadhäsiven Auflage. Das Trägermaterial lässt Feuchtigkeit von innen nach außen austreten. Für einen sicheren Sitz, insbesondere an konturenreichen und viel bewegten Körperstellen, sorgt die ergonomische Form mit den abgerundeten Ecken.

- **wasserfester, keimsicherer Schutz von kleinen bis mittelgroßen Wunden**
- **ergonomische Form mit abgerundeten Ecken für gute Anschließbarkeit und zuverlässigen Halt**
- **faltensicheres Aufkleben dank zweier Trägerfolien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 20 mm	10	00181303	70397
78 mm x 26 mm	10	00181409	70398
4 Formate*	20	00182751	70400

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm

CUTIFLEX® ROUND & SQUARE

Beide Folienwundverbände schützen Wunden sicher vor äußeren Einflüssen und bei Kontakt mit Wasser. Die transparente, duoelastische Folie mit hoher Reißfestigkeit ist entsprechend ihrer Wasserdampfdurchlässigkeit atmungsaktiv, die weiße Auflage nicht wundklebend. Die Wundprofis im Kleinformat eignen sich aufgrund ihrer Größe zur Versorgung von kleinen Stich- und Inzisionswunden – ideal einsetzbar z. B. auch nach Probeexzisionen, wenn die Wunde zuverlässigen Schutz, aber wenig Klebefläche bedarf.

- **wasserfester, keimsicherer Schutz für kleine Stich- und Schnittwunden**
- **Kleinformat und antiadhäsive Wundauflage für leichteres Abziehen**
- **faltensicheres Aufkleben dank zweier Trägerfolien**

Form	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
rund	Ø 25 mm	150	02506637	70007
quadratisch	38 mm x 38 mm	100	02506643	70008




Träger:	Polyurethan
Wundaufgabe:	antiadhäsiv
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	600 % (MD/CD)
MVTR:	770 g je m ² in 24 Std.
Farbe:	transparent mit weißer Wundaufgabe
Eigenschaften:	wasserfest, keimsicher, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung:	von der Rolle (einzeln eingeschweißt und mikroperforiert), in Spenderbox

rollflex® ACQUA STOP

Die selbsthaftende Fixierfolie ohne Wundaufgabe dient als Sekundärverband zur wasserfesten Fixierung und Abdeckung unterschiedlich großer, nicht klebender Verbände, Wundaufgaben und Kompressen und wird ebenso zur Sicherung z. B. von Kanülen, Kathetern, Infusionsschläuchen oder Sonden eingesetzt. Aufgrund der Dehnbarkeit in beide Richtungen ist rollflex® ACQUA STOP besonders reißfest und anpassungsfähig. Der bedarfsgerechte Zuschnitt ermöglicht eine materialsparende Anwendung. Die atmungsaktive Folie schützt das darunterliegende Material zuverlässig vor Wasser und Verschmutzung.

- **vollflächige, wasserfeste Fixierung und Abdeckung von Verbandmaterial, Kanülen, Schläuchen u. Ä.**
- **hautfreundliche Materialien und hohe Elastizität für ein angenehmes Tragegefühl**
- **einfaches Handling und faltensicheres Aufbringen dank zweier Trägerfolien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
10 m x 10 cm	1	10978037	70006
2 m x 10 cm	1	10788673	70005



Material:	Polyurethan
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit:	600 % (MD/CD)
MVTR:	770 g je m ² in 24 Std.
Farbe:	transparent
Eigenschaften:	wasserfest, zuschneidbar, atmungsaktiv, allergikergerecht



BIOSTRIP

BIO STRIP sind wasserabweisende Pflasterstrips aus 100 % kompostierbaren Materialien. Bei dem Träger handelt es sich um eine Bioharzfolie, die aus Kartoffelstärke gewonnen wird. Die Verpackung besteht aus recyceltem Karton. Die Strips entsprechen dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit in der Wundversorgung und bieten dank des Klebers und ihrer speziellen Form den gleichen sicheren Wundschutz wie herkömmliche Wundverbände. Der haftstarke Kleber basiert auf Acryl und wird durch leichten Druck und Körperwärme aktiviert. Die ergonomische Form und die zusätzlich abgerundeten Ecken sorgen für eine optimale Anpassungsfähigkeit und damit für einen zuverlässigen Sitz sowie höheren Tragekomfort. Der zentrale Teil der Folienstrips ist vergrößert, um insbesondere im Bereich der Wundauflage maximalen Schutz zu gewährleisten. Das weiche, saugfähige Wundkissen verfügt ebenfalls über abgerundete Ecken und passt sich der Wunde noch besser an. Es ist antiadhäsiv und enthält keine Konservierungsstoffe.

Träger:	Bioharzfolie
Wundauflage:	antiadhäsiv
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei, auf Acrylbasis
Farbe:	transparent mit weißer Wundauflage
Eigenschaften:	100 % kompostierbar, wasserabweisend, allergikergerecht einzeln eingeschweißt, auch als gemischte Packung erhältlich
Ausführung:	

- **wasserabweisende Pflasterstrips zur Versorgung von kleineren Wunden**
- **ergonomische Form mit abgerundeten Ecken für zuverlässigen Wundschutz und mehr Tragekomfort**
- **nachhaltige Wundversorgung dank 100 % kompostierbaren Materialien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 20 mm	20	11727633	70613
78 mm x 26 mm	10	11727610	70611
86 mm x 39 mm	10	11727627	70612
2 Formate*	20	17617070	70614

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

Weitere Pflasterstrips
hier im Katalog
ab Seite 35

SPULENPFLASTER

Spulenpflaster zeichnen sich durch ein unkompliziertes, hygienisches Handling und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus. Sie dienen beispielsweise der schnellen, sicheren Fixierung von nicht klebenden Verbandstoffen jeder Art und Größe – sowohl bei einfachen als auch anspruchsvollen Verbänden – und werden zur Befestigung medizinischer Hilfsmittel wie Kanülen, Katheter oder Infusionsschläuche verwendet. Die Wahl des passenden Spulenpflasters hängt immer vom jeweiligen Anwendungsfall sowie vom Hauttyp ab.

Die Fixierpflaster von MASTER-AID® bieten eine verlässliche und lang anhaltende Haftung. Sie sind entsprechend ihrem Trägermaterial widerstandsfähig, atmungsaktiv und gewährleisten eine gute Hautverträglichkeit.

ROLLPORE®

- leichte Verband- und Verbrauchsmaterialfixierung auf sensiblen Hautarealen (ideal für häufige Verbandwechsel)
- reduzierte Klebkraft für sanftes und schmerzfreies Ablösen
- sehr leicht reißbar

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 m x 1,25 cm	18	07708251	70055
5 m x 2,5 cm	12	07708268	70056
5 m x 5 cm	6	07708274	70057



Material:	Viskose
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Farbe:	weiß
Haftkraft:	gering
Hauttyp:	normal bis sehr empfindlich
Eigenschaften:	besonders sensitiv, sehr atmungsaktiv, allergikergerecht

ROLLSILK®

- mittelstarke Verband- und Verbrauchsmaterialfixierung
- hohe Anschmiegsamkeit an Hautkonturen dank Fadengewebe
- längs und quer reißbar für exaktes, materialsparendes Fixieren

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 m x 1,25 cm	18	07708305	70050
5 m x 2,5 cm	12	07708297	70051
5 m x 5 cm	6	07708280	70052



Material:	Acetatfaser (Kunstseide)
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Farbe:	weiß
Haftkraft:	mittel
Hauttyp:	normal
Eigenschaften:	wasserabweisend, sicher klebend, beschriftbar, atmungsaktiv, allergikergerecht



Material: Viskose
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei, mit Zinkoxid
Farbe: weiß
Haftkraft: hoch
Hauttyp: normal
Eigenschaften: zugfest, wasserabweisend, atmungsaktiv, allergikerfreundlich

ROLLTEX®

- starke Verband- und Verbrauchsmaterialfixierung
- als strapazierfähiges Standard-Rollenpflaster für alle Anforderungen im Praxis- und Klinikalltag geeignet
- vereinfachte Reißbarkeit durch feinen Zackenschnitt

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 m x 1,25 cm	18	07708245	70058
5 m x 2,5 cm	12	07708239	70059
5 m x 5 cm	6	07708222	70060



Material: Viskose
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei, mit Zinkoxid
Farbe: hautfarben
Haftkraft: hoch
Hauttyp: normal
Eigenschaften: zugfest, wasserabweisend, atmungsaktiv, allergikerfreundlich

ROLLTEX® Skin

- starke Verband- und Verbrauchsmaterialfixierung
- als strapazierfähiges Standard-Rollenpflaster für alle Anforderungen im Praxis- und Klinikalltag geeignet
- vereinfachte Reißbarkeit durch feinen Zackenschnitt

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 m x 1,25 cm	18	04367358	69001
5 m x 2,5 cm	12	04367186	69002
5 m x 5 cm	6	04367163	69003



Material: Polyethylen
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Farbe: transparent
Haftkraft: mittel
Hauttyp: normal bis empfindlich
Eigenschaften: mikroporiert, atmungsaktiv, allergikerfreundlich

ROLLSTICK®

- mittelstarke, transparente Verband- und Verbrauchsmaterialfixierung
- ideal zur Begutachtung der beklebten Haut
- längs und quer reißbar für exaktes, materialsparendes Fixieren

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 m x 2,5 cm	12	04328849	70067

HYDROKOLLOID-VERBÄNDE

Hydrokolloid-Verbände bestehen aus einer semipermeablen Folie, auf der zusätzlich zum Kleber eine hydrokolloide Matrix aus Zellulose oder anderen quellfähigen Substanzen und ggf. weiteren heilungsfördernden Wirkstoffen aufgebracht ist. Die Trägerfolie ist wasserdampfdurchlässig, verhindert aber, dass Keime und Wasser von außen eindringen.

Hydrokolloide besitzen die Fähigkeit zur Gelbildung durch Sekretaufnahme. Die Partikel verflüssigen sich unter Absorption von Exsudat zu einem viskosen Gel, das Zelltrümmer bindet, die Wunde feucht hält, Belege aufweicht und so die körpereigene Autolyse unterstützt. Darüber hinaus hemmt das vorübergehende sauerstoffarme Milieu nach Anlegen des Verbandes die Ansiedlung aerober Bakterien und begünstigt die Angiogeneese und Granulation.

Hydrokolloid-Verbände werden für Wunden eingesetzt, die sich in der Reinigungs-, Granulations- oder Epithelisierungsphase befinden. Sie eignen sich insbesondere zur Versorgung chronischer Wunden sowie zur Behandlung von Schürf- und Brandverletzungen, Blasen und Lippenherpes.

Herpes Patch

Die kleinen Hydrokolloid-Verbände lassen sich in jeder Phase einer Lippenherpesinfektion verwenden. Sie bestehen aus einer wasserabweisenden Folie, die wirksam vor dem Eindringen von Schmutz und Erregern schützt und zugleich die Ausbreitung der Herpesviren verhindert. Die Folie ist durchlässig für Wasserdampf, sorgt aber nach dem Aufbringen für ein temporäres sauerstoffarmes Klima, das wachstumshemmend auf aerobe Bakterien wirkt.

Durch das im Hydrokolloid-Anteil enthaltene Konjakgummi nehmen die Patches eine für ihre Größe vergleichsweise hohe Menge an Wundflüssigkeit und Sekret auf. Dabei verändern die Hydrokolloide ihre Struktur zu einer gelartigen Masse, die die abgedeckte Hautstelle konstant feucht hält. Auf diese Weise wird die Bildung von trockenen Verkrustungen vermieden, die bei Bewegung schnell und wiederholt einreißen und so zu Mikronarben führen können.

- **optisch unauffälliges Hydrokolloid-Pflaster zur Behandlung der Symptome von Lippenherpes**
- **optimaler Sitz und mehr Tragekomfort dank rundem, anpassungsfähigem Format und guter Materialelastizität**
- **durch zwei Trägerfolien einfach und faltenfrei aufzukleben**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Ø 15 mm	15	07499008	70428



Material:	Polyurethan
Bestandteile:	Carboxymethylcellulose, Konjakgummi
Dehnbarkeit:	duoelastisch
Farbe:	transparent
Eigenschaften:	keimsicher, wasserabweisend, heilungsfördernd, optisch dezent, allergikergerecht
Ausführung:	einzel eingeschweißt, stabile Box im Taschenformat mit Spiegel

PFLASTERSTRIPS

Pflasterstrips sind schnell zur Hand und damit ideal, um kleine Verletzungen rasch und fachgerecht zu versorgen. An dieser Zweckbestimmung hat sich bis heute nichts geändert, nur gibt es die vorge-schnittenen Fertigverbände mittlerweile in den verschiedensten Materialien, Größen, Formen und Farben.

Unser Angebot deckt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Pflasterstrips ab: von klassischen Vlies- und Folienpflastern mit antiseptischer Auflage bis hin zu robusten, strapazierfähigen Strips zur Versorgung von Wunden, die einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind. Wir führen Kinderverbände mit besonderem Motivdruck sowie Flügelpflaster speziell für Finger- und Zehenkuppen. Zusätzlich gibt es Fertigverbände zur Kompression oder auch aus 100 % kompostierbaren Materialien.

Allen Pflasterstrips gemein sind ihre hochwertigen, haut- und allergikerfreundlichen Bestandteile.

Die Variantenvielfalt ermöglicht nicht nur verschiedene Einsatzbereiche, die zugeschnittenen Fertigverbände kommen auch für unterschiedliche Kundengruppen infrage. So sind sie im Rahmen des Sprechstundenbe-darfs einsetz- und abrechenbar und gleichzeitig ein interessanter Verkaufsartikel für Wiederverkäufer im B2C- und B2B-Bereich.



CUTIFLEX[®]MED STRIP

FORTE ELASTIC

BIO STRIP

QUADRA[®]MED

QUADRA[®] 3D BOYS & GIRLS

STERIBLOCK[®]DIA

STERIBLOCK[®]DIA *beige*



Träger: Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: antiseptisch, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt, auch als gemischte Packung erhältlich

QUADRA[®]MED mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

QUADRA[®]MED ist ein sensibler Wundverband mit antiseptischer Auflage zur Vorbeugung und Behandlung von Wundinfektionen. Das enthaltene Antiseptikum zeigt ein breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien und wirkt bedingt effektiv auch bei mykotischen und viralen Erregern. Die Verbände eignen sich entsprechend ihrer Wundauflagengröße, um kleine bis mittelgroße Schürf-, Platz- und Schnittwunden sowie postoperative Wunden zu versorgen.

- **sensibler Wundverband mit antiseptischer Wundauflage**
- **abgerundete Ecken und ergonomische Formen für sicheren Schutz und mehr Tragekomfort**
- **auch im Formatmix erhältlich**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
45 mm x 57 mm	10	00573500	70368
78 mm x 20 mm	10	00549358	70366
78 mm x 26 mm	10	00572587	70367
86 mm x 39 mm	10	00602638	70369
2 Formate ¹	20	00624203	70363
5 Formate ²	40	00636264	70364

¹ 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

² 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 45 mm x 12,7 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm



Träger: Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: bunt mit Motiven
Eigenschaften: mit Strukturdruck, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt, je 2 Motive und 2 Formate in einer Packung

QUADRA[®] 3D BOYS & GIRLS

Die bunten Pflasterstrips mit 3D-Effekt stehen für 100 % kindgerechte Wundversorgung und trocknen Kindertränen im Handumdrehen. Sie bieten optimalen und extrasanften Schutz bei kleinen alltäglichen Schnitt- und Schürfwunden. Kennzeichnend ist ihr besonderer Strukturdruck, wodurch sich die Motive auf der Pflasteroberfläche ertasten lassen.

Die Packungen enthalten jeweils zwei unterschiedliche speziell für Mädchen und Jungen entworfene Designs.

- **hypoallergene Wundverbände für die sensible Kinderhaut**
- **mit Strukturmotiven zum Erfühlen**
- **für viele Alltagswunden einsetzbar**

Design	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
BOYS	2 Formate*	20	11015861	70464
GIRLS	2 Formate*	20	11015967	70465

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

FORTE ELASTIC

Kennzeichnend für die elastischen Wundverbände sind ihre hohe Strapazierfähigkeit und die besonders saugfähige Wundauflage. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung des Trägermaterials verhindern die Pflasterstrips das Eindringen von Wasser. Feuchtigkeit lassen sie jedoch ungehindert von innen nach außen austreten. Zur Auswahl stehen verschiedene Formate in sortenreinen und gemischten Packungen. Die Ausführung FINGER ist 150 mm lang und verfügt über eine randversetzte Wundauflage. Diese Strips lassen sich mehrfach – auch unter Zug – umwickeln und bieten neben der leichten Kompressionsfunktion einen zusätzlichen Stoßschutz.

- **widerstandsfähige, wasserabweisende Pflasterstrips mit hoher Absorptionskapazität**
- **erhöhte Klebkraft für maximale Belastungshaftbarkeit**
- **als extralanger Fingerstrip zur absolut sicheren Fixierung erhältlich**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 26 mm	20	18105627	70639
86 mm x 39 mm	20	18105633	70640
150 mm x 20 mm	10	17617124	70610
2 Formate ¹	20	17617118	70609
5 Formate ²	40	18105610	70638

¹ 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm

² 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 45 mm x 12,7 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm

BIOSTRIP

BIO STRIP sind wasserabweisende Pflasterstrips aus 100 % kompostierbaren Materialien. Bei dem Träger handelt es sich um eine Bioharzfolie, die aus Kartoffelstärke gewonnen wird. Die Verpackung besteht aus recyceltem Karton. Der haftstarke Kleber basiert auf Acryl und wird durch leichten Druck und Körperwärme aktiviert. Die ergonomische Form und die zusätzlich abgerundeten Ecken sorgen für eine optimale Anpassungsfähigkeit und damit für einen zuverlässigen Sitz sowie höheren Tragekomfort.

- **wasserabweisende Pflasterstrips zur Versorgung von kleineren Wunden**
- **ergonomische Form mit abgerundeten Ecken für zuverlässigen Wundschutz und mehr Tragekomfort**
- **nachhaltige Wundversorgung dank 100 % kompostierbaren Materialien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 20 mm	20	11727633	70613
78 mm x 26 mm	10	11727610	70611
86 mm x 39 mm	10	11727627	70612
2 Formate*	20	17617070	70614

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm



Träger:
Wundauflage:
Kleber:
Dehnbarkeit:
Farbe:
Eigenschaften:

Polyester-Baumwolle-Mix
antiadhäsiv, sehr saugfähig
lösungsmittel- und latexfrei
längselastisch
beige
widerstandsfähig, stark klebend,
wasserabweisend, dehnbar, at-
mungsaktiv, allergikergerecht
einzeln eingeschweißt,
auch als besonders langer Finger-
strip erhältlich

Ausführung:



Träger:
Wundauflage:
Kleber:
Farbe:
Eigenschaften:
Ausführung:

Bioharzfolie
antiadhäsiv
lösungsmittel- und latexfrei,
auf Acrylbasis
transparent mit weißer
Wundauflage
100 % kompostierbar, wasserabwei-
send, allergikergerecht
einzeln eingeschweißt, auch als
gemischte Packung erhältlich



Träger: Polyurethan
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: 600 % (MD/CD)
MVTR: 770 g je m² in 24 Std.
Farbe: transparent mit weißer Wundauflage
Eigenschaften: antiseptisch, wasserfest, keimsicher, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt, auch als gemischte Packung erhältlich

CUTIFLEX[®] MED STRIP mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

Die Pflasterstrips aus der CUTIFLEX[®]-Produktserie bestehen aus einer transparenten, atmungsaktiven Polyurethan-Folie mit antiseptischem Wundkissen. Sie schützen die Wunde sicher vor dem Eindringen von Wasser und Verunreinigungen. Das in der Wundauflage enthaltene Antiseptikum bietet zusätzlichen Schutz vor Wundinfektionen.

- **wasserfeste Folienstrips mit antiseptischer Wundauflage**
- **ergonomische Formen und abgerundete Ecken für sicher sitzenden Wundschutz und mehr Tragekomfort**
- **faltensicheres Aufkleben dank zweier Trägerfolien**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
78 mm x 20 mm	10	17502697	70498
78 mm x 26 mm	10	17502680	70497
86 mm x 39 mm	10	17502705	70499
4 Formate*	20	17502674	70496

* 78 mm x 20 mm / 78 mm x 26 mm / 38 mm x 38 mm / Ø 25 mm



Träger: Vlies
Wundauflage: antiadhäsiv, mit Antiseptikum
Kleber: lösungsmittel- und latexfrei
Dehnbarkeit: längselastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: antiseptisch, sensitiv, atmungsaktiv, allergikergerecht
Ausführung: einzeln eingeschweißt

QUADRA[®] MED Finger-/Zehenkuppenpflaster mit Chlorhexidindigluconat 0,5 %

Flügelarm-Pflaster sind speziell für die Versorgung von Verletzungen an Finger- und Zehenkuppen ausgelegt. Sie kombinieren verlässlichen Wundschutz mit einem absolut unkomplizierten Handling. Das auf dem Wundkissen aufgetragene Antiseptikum nimmt dabei positiven Einfluss auf die Wund- und Hautumgebung unter dem Pflaster.

- **sensitives Schmetterlingspflaster zur antiseptischen Wundversorgung**
- **mit großzügigen Aussparungen für ein verbessertes Tragegefühl**
- **garantiert rutschsicher und einfach anzulegen**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
38 mm x 56 mm	6	00624195	70365

STERIBLOCK®DIA

STERIBLOCK®DIA *beige*

Beide Vliespflaster verfügen über eine spezielle Wundauflage mit Superabsorber für eine besonders hohe Aufnahme von Blut und Wundexsudat. Gemäß DIN 53923 liegt die Flüssigkeitsabsorption bei mehr als 5.400 g je m². Gleichzeitig schützt die Speicherefähigkeit des Absorbers vor Mazeration. Mit Aufnahme des Bluts oder Exsudats quillt das Wundkissen auf und erzeugt eine sanfte Kompression. In erster Linie dienen die sterilen, rundum klebenden Wundverbände zur fachgerechten Versorgung von Dialyse-Shunts. Sie lassen sich aber ebenso nach Blutentnahmen, Injektionen sowie bei allen punktionsartigen, stärker exsudierenden Wunden einsetzen. Insbesondere bei Patienten mit Gerinnungsstörungen helfen sie, Blutungen auf einfache Weise schnell und sicher zu stoppen. Dank der Kompressionswirkung begünstigen die Strips darüber hinaus die Rückbildung von Hypergranulationsgewebe und verringern das Risiko von Wundödemen.

- **steriles Kompressionspflaster mit superabsorbierender Wundauflage**
- **hohe Exsudataufnahme für verlängerte Wechselintervalle**
- **vielseitig im Bereich der Wundversorgung einsetzbar**

Farbe	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
weiß	86 mm x 25 mm	100	00249024	70034
beige	95 mm x 28 mm	100	09628125	70072



- Träger:** Vlies
- Wundauflage:** antiadhäsiv, mit Superabsorber, in eckig oder rund
- Kleber:** lösungsmittel- und latexfrei
- Dehnbarkeit:** längselastisch
- Farbe:** weiß oder beige
- Eigenschaften:** steril, rundum klebend, atmungsaktiv, allergikergerecht, einzeln eingeschweißt
- Ausführung:**

**Unsere
E-Mail-Adresse für
Ihre Bestellungen:**
orders@tshs.eu



INDIVIDUELLE OP-SETS FÜR DIE AUGENHEILKUNDE

OP-Sets für den sofortigen Einsatz

- für einen reibungslosen und effizienten Ablauf
- gebrauchsfertig gepackt
- die Packreihenfolge ist auf Ihre Abläufe passgenau abgestimmt
- Zeiteinsparung vor Notfall-Operationen
- Standardisierung der Arbeitsprozesse und Verkürzung der Einarbeitungszeiten

Höchste Qualität und bester Service

TRU-PACK® ist ein erstklassiges Produkt made in Germany, das für unser Know-how und die langjährige Erfahrung im Bereich Medizinprodukte steht.



Made in Germany

Seit 2016 konfektionieren wir unsere individuellen OP-Sets für die Augenheilkunde, die ausschließlich mit qualitativ hochwertigen Komponenten bestückt und in Deutschland verpackt und sterilisiert werden.

Die Fertigung erfolgt durch gut geschulte und erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem eigens für diesen Zweck gebauten Reinraum.

NETZSCHLAUCHVERBÄNDE

Netz- bzw. Schlauchverbände kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Verband möglichst uneingeschränkte Bewegungsfähigkeit – besonders an gelenkigen Verbindungen – bieten soll.

Sie eignen sich ebenso gut, wenn Unverträglichkeiten gegenüber klebenden Fixierungen bestehen oder andere Verbände mit einem hohen Material-, Zeit- oder Kostenaufwand verbunden wären, wie z. B. im Falle von regelmäßigen und häufigen Verbandwechseln.

Zu den Schlauchverbänden der Produktfamilie ELASTINA® gehören unterschiedlich große, grobmaschige Netzschräuche, die nicht klebendes Verbandmaterial sicher und rutschfest fixieren, sowie ein steriler Fingerfertigverband mit integrierter, gut polsternder Schaumkompresse.

ELASTINA® SCHLAUCHVERBÄNDE

Die grobmaschigen Netzschräuchverbände sind in insgesamt sieben unterschiedlichen Durchmessergrößen verfügbar. Damit bieten sie für jeden Körperbereich die passende nicht klebende, aber dennoch rutschfeste Fixierungsgrundlage des Primärverbandes. Die Netzschräuche sind sowohl längs- als auch querelastisch und gewährleisten einen sicheren Sitz bei optimaler Mobilität, besonders an gelenkigen Verbindungen. Eine Packung enthält jeweils einen Netzschräuch in 1,5 m bzw. 3 m Länge. Mit dieser Verpackungseinheit ist ELASTINA® besonders wirtschaftlich bei eher seltenem Bedarf für Verbände dieser Art. Die kleinumigen Umverpackungen ermöglichen zudem eine sehr platzsparende Lagerung.

- **sichere, kleberfreie Verbandmaterialfixierung**
- **ideal für atraumatische Verbandwechsel**
- **wirtschaftlich sinnvolle Lösung dank Kleinpackung**

Anwendung/Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Finger & Zeh / 3 m	1	14294270	70512
Hand & Handgelenk / 3 m	1	14294287	70513
Arm & Fuß / 3 m	1	14294293	70514
Bein & Knie / 3 m	1	14294301	70515
Kopf & Schenkel / 1,5 m	1	14294318	70516
Rumpf / 1,5 m	1	14294324	70517
Nabel & Bauch / 3 m	1	14294330	70518



Zusammensetzung: 37 % Polyester, 35 % Polyamid, 28 % Naturkautschuk
Dehnbarkeit: duoelastisch
Farbe: weiß
Eigenschaften: grobmaschig, sehr atmungsaktiv, mobilitätsfördernd
Ausführung: hygienisch in Folie eingeschweißt

ELASTINA® SALVADITO



Material:	Baumwollgewebe (Bandage), geschäumtes Polyurethan (Polsterung)
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	steril, gebrauchsfertig, mit integrierter Kompresse, allergikergerecht
Inhalt:	2 Verbände je Packung
Ausführung:	einzel eingeschweißt

ELASTINA® SALVADITO ist ein steriler Fingerfertigverband aus einem schlauchförmigen Baumwollnetz mit einer innenliegenden Polsterung aus Polyurethanschaum. Er kann ohne zusätzlichen Wundschutz getragen werden. Die Polsterung übernimmt die Funktion einer Kompresse und verfügt dabei über eine ausgezeichnete Saugfähigkeit. Sie schützt die Wunde zusätzlich gegen Stöße. Dank des weichen Materials schmiegt sich der Verband gut an und gewährleistet gleichzeitig die nötige Bewegungsfreiheit des Fingers. Die Fixierung erfolgt über Schlaufen am Handgelenk.

- **steriler, weich gepolsterter Fingerfertigverband für maximalen Wund- und Stoßschutz**
- **ideal auch zur eigenständigen Nachsorge durch den Träger zu Hause**
- **schnelle, praktische Versorgung von Fingerverletzungen ohne zusätzliches Verbandmaterial**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Universalgröße	2	06880723	70019
Universalgröße	10	15374999	70480

Haben Sie Fragen
zu unseren Produkten?
**Wir sind gern
für Sie da.**

Telefon: **+49 5207 991688-0**

E-Mail: **info@tshe.eu**

KOMPRESSEN / TUPFER

Kompressen und Tupfer gehören zu den Basics in der Wundversorgung. Es gibt sie in den verschiedensten Materialien und Ausführungen. Meist bestehen sie aus Verbandmull oder einem Vliesstoff. Sie können gewebt oder gepresst, in einem Stück, gefaltet oder verschlungen sein. Darüber hinaus wird zwischen sterilen und unsterilen Kompressen und Tupfern unterschieden.

Während Kompressen in erster Linie als saugfähige Auflage zum Schutz von Wund- und Operationsflächen dienen, werden Tupfer vor allem zur Haut- und Wundreinigung sowie Blut- und Sekretaufnahme verwendet. Welche Produkte die richtigen sind, entscheidet sich in der Praxis je nach Anwendungsfall. Dabei spielt auch die jeweilige Saug- bzw. Aufnahmefähigkeit eine Rolle.

Vom klassischen Hilfsmittel zum Spezialisten in der Wundbehandlung: Insbesondere Kompressen und Tupfer mit weniger Saugleistung eignen sich optimal als Wirkstoffträger, um direkten Einfluss auf die Wunde nehmen zu können, z. B. zur Unterstützung der Wundheilung oder zur Vermeidung von Infektionen. Entsprechend groß ist mittlerweile das Angebot an Produkten mit bereits integrierten Wirkstoffen.

ES-Kompressen steril und unsteril

Bei den ES-Kompressen handelt es sich um klassische Mullkompressen mit eingeschlagenen Schnittkanten für alle Arten der allgemeinen Wundversorgung. Die 8-fach gefaltete Gaze besteht aus gewebten Baumwollfasern. Dank der innenliegenden Kanten bilden sich beim Auffalten keine Randfäden, sodass die Wundauflagen schnell und einfach auf die gewünschte Größe gefaltet werden können. Neben der Versorgung von Wunden eignen sich die Kompressen ebenso gut als Tupfer, Salben- oder Medikamententräger sowie zur Polsterung. Für die verschiedenen Anwendungsfälle stehen eine sterile und eine unsterile Ausführung zur Auswahl. Die sterilen Kompressen sind paarweise eingeschweißt.



- **klassische Kompressen aus gewebtem Verbandmull gemäß DIN EN 14079**
- **ideal auch zur Reinigung von verschmutzten und stark sezernierenden Wunden**
- **mit eingeschlagenen Schnittkanten für individuelle Faltung**

Ausführung	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
steril	5 cm x 5 cm	50	06192070	31067
steril	7,5 cm x 7,5 cm	50	06192087	31068
steril	10 cm x 10 cm	50	06192093	31069
unsteril	5 cm x 5 cm	100	01596360	31063
unsteril	7,5 cm x 7,5 cm	100	01596377	31064
unsteril	10 cm x 10 cm	100	01596383	31065

Zusammensetzung: 100 % Baumwolle
Faltung: 8-fach
Farbe: weiß
Eigenschaften: gebrauchsfertig, nicht ausfransend, zuschneidbar
Ausführung: unsteril (nicht eingeschweißt) oder steril (paarweise eingeschweißt)



OPTOMED® SIMPLEX

Die sterile Komresse mit rundum geschlossenen Rändern und fusselfreier Oberflächenstruktur zeichnet sich durch ihre Dicke und ihre sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme aus. In ihrer Funktion als Wundauflage bietet sie entsprechend saugfähigen, gut polsternden Schutz und passt sich dank ihrer runden Form auch gelenkigen Körperbereichen optimal an. Aufgrund des glatten, weichen Materials eignet sich die Komresse darüber hinaus zur Reinigung besonders empfindlicher Wunden.

Zusammensetzung: 100 % Polyesterfaser (innen),
100 % Polyestervlies (außen)

Farbe: weiß
Eigenschaften: steril, saugstark, fusselfrei,
anschiemig

Ausführung: einzeln eingeschweißt

- polsternde Komresse für Wund- und Operationsflächen
- erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme gegenüber gewebten ES-Kompressen
- extrem weiche Oberfläche für optimalen Reibschutz

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
65 mm x 57 mm	25	11089457	70205
65 mm x 57 mm	500	11089440	70206

Vernetzen Sie sich mit uns!



**Werden Sie Teil unserer Community –
wir freuen uns auf Sie!**

idracare Garza

Die sterile, imprägnierte Wundgaze aus der Produktserie idra®care dient zur Unterstützung der Wundheilung bei postoperativen Wunden, Abschürfungen, Exkorationen und Rhagaden. Sie eignet sich ebenfalls zur Versorgung von Verbrennungen 2. Grades sowie Bein- und Druckgeschwüren. Die Imprägnierung verhindert das Verkleben mit der Wunde, insbesondere bei exsudierenden oder blutenden Hautverletzungen, und ermöglicht damit einen leichteren Verbandwechsel. Sie sorgt außerdem für ein feuchtes Wundheilungsmilieu und unterstützt auf diese Weise die Granulation und Epithelbildung.

- **sterile Gaze zur feuchten Wundversorgung**
- **atraumatischer Verbandwechsel ohne Beschädigung des Granulationsgewebes**
- **mit 0,1 % Hyaluronsäure-Natriumsalz zur aktiven Unterstützung des Heilungsprozesses**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
10 cm x 10 cm	10	18113420	70641



Material:	Baumwolle
Farbe:	milchig weiß
Eigenschaften:	steril, antiadhäsiv, zuschneidbar, heilungsfördernd
Ausführung:	einzel eingeschweißt

Zellstofftupfer

Die unsterilen, gebrauchsfertig vorgestanzten Zellstofftupfer sind im Rahmen der äußeren Wundversorgung vielseitig verwendbar. Sie dienen zur Hautreinigung vor Injektionen, Blutentnahmen und sonstigen Punktionen sowie als Druckpolster danach. Aufgrund ihrer hohen Aufnahmefähigkeit eignen sie sich ebenso gut als Saugkompressen bei kleineren Verletzungen und können darüber hinaus bei vielen Labortätigkeiten eingesetzt werden. Die Tupfer sind weich, abriebfest und gemäß DIN EN 10319 DAB hochgebleicht.

Zur Auswahl stehen zwei Ausführungen: von der Rolle à 500 Stück und in der Spenderbox à 100 Stück. Für die Tupfer im 500er-Rollenformat ist zusätzlich ein standsicherer Dispenser aus transparentem Kunststoff erhältlich. Er bietet hygienischen Schutz vor Verunreinigungen und ermöglicht die einfache, schnelle Entnahme.

- **klassischer Zellstofftupfer für alle medizinischen Bereiche und Labore**
- **breit gefächertes Einsatzgebiet**
- **einfaches Handling dank Perforierung und Entnahmespender**

Ausführung	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
von der Rolle	5 cm x 4 cm	2 x 500	00209792	31056
in Spenderbox	5 cm x 4 cm	100	08851186	31117
Klarsichtdispenser	23 cm x 11 cm x 20 cm (L/B/H)	1	–	31057



Material:	Verbandzellstoff
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	12-lagig, unsteril, weich, abriebfest, saugstark, hochgebleicht, vorgestanz
Ausführung:	von der Rolle (optional mit Dispenser), in Spenderbox

Ballon-Mulltupfer



Material: Baumwolle
Farbe: weiß
Eigenschaften: 20-fädig, nicht ausfransend, saugfähig, gebrauchsfertig
Ausführung: steril mit Gummiring, unsteril

Ballonförmige Tupfer sind die klassische Form der Mulltupfer, die in steril und unsteril zur Auswahl stehen. Bei beiden sind die Schnittkanten innenliegend. Die sterile Ausführung verfügt über einen Gummiring, der die Schnittkanten im Innern zusammenhält. Die saugfähigen Tupfer aus Verbandmull lassen sich zur Wundreinigung, Blut- und Sekretaufnahme sowie großflächigen Hautdesinfektion einsetzen. Sie eignen sich ebenso als Salbenträger, primäre Wundabdeckung oder Polsterung.

- **klassische Schlinggazetupfer in Ballonform gemäß DIN EN 14079-VM 20**
- **ideal zur Reinigung von stark sezernierenden Wunden**
- **in der sterilen Ausführung für operative Eingriffe einsetzbar**

Ausführung	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
steril	Ø 2,5 cm (Walnuss)	5 x 2*	00263395	31119
steril	Ø 3 cm (Pflaume)	5 x 2*	00263509	31120
steril	Ø 4 cm (Ei)	5 x 2*	14266977	31121
unsteril	Ø 2,5 cm (Walnuss)	500	06963716	31108
unsteril	Ø 3 cm (Pflaume)	500	02667122	31109
unsteril	Ø 4 cm (Ei)	500	04743838	31110

* mit Gummiring

Dreiecks-Mulltupfer



Material: Baumwolle
Farbe: weiß
Eigenschaften: 20-fädig, nicht ausfransend, saugfähig, gebrauchsfertig
Ausführung: steril, unsteril

Bei den Dreieckstupfern handelt es sich um eine modifizierte Variante klassischer Mulltupfer. Dementsprechend gehören die Haut- und Wundreinigung, Blutstillung und Sekretaufnahme zu ihren Haupteinsatzgebieten. Durch die spitz zulaufende Form können dabei auch schmalere Wundtaschen optimal erreicht werden. Die Tupfer aus saugkräftigem Verbandmull verfügen über innenliegende Schnittkanten und sind in verschiedenen Größen in steril und unsteril erhältlich.

- **klassische Schlinggazetupfer in Dreiecksform gemäß DIN EN 14079-VM 20**
- **ideal zur Wundbehandlung von schmalen oder tiefen kreisförmigen Wunden**
- **umfassendes Größenangebot für unterschiedlichste Anwendungsfälle**

Ausführung	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
steril	Ø 2 cm (Haselnuss)	5 x 5	10415179	31122
steril	Ø 3,5 cm (Walnuss)	5 x 2	10305031	31123
steril	Ø 3,5 cm (Walnuss)	2 x 50	14266598	31124
steril	Ø 5 cm (Pflaume)	20 x 5	10415280	31125
steril	Ø 5 cm (Pflaume)	2 x 30	14266612	31126
unsteril	Ø 2 cm (Haselnuss)	300	04050561	31127
unsteril	Ø 3,5 cm (Walnuss)	500	04050650	31128
unsteril	Ø 5 cm (Pflaume)	500	04094512	31129

BINDEN

Arbeits-, Sport-, Heim- und Freizeitunfälle stellen Praxen und Kliniken vor eine weit gefächerte Aufgabenstellung im Rahmen der ärztlichen Versorgung: Neben verschiedensten Hautverletzungen, die entsprechend behandelt und versorgt werden müssen, betreffen viele dieser Unfälle den Bewegungsapparat.

Behandlungsschwerpunkt bei verletzten Gelenken, Bändern, Sehnen und Muskeln ist in erster Linie die Verbandanlage. Das Spektrum reicht hier von Kompressen-, Salben- und Polsterverbänden über Stütz- und Kompressionsverbände bis hin zur mechanischen Ruhigstellung durch die Fixierung von Schienen. Dabei bestimmt die jeweilige Indikationsstellung, welche Verbandtechnik und welches Material infrage kommt.

Zweites großes Einsatzgebiet von Binden ist die Kompressions- und Entstauungstherapie zur Behandlung von Gefäßerkrankungen. Sie gehört zum Alltag in Medizin und Pflege.

Im Produktbereich Binden bietet MASTER-AID® ein umfassendes Sortiment, das für Qualität und Zweckmäßigkeit steht. Die Produkte überzeugen vor allem durch die kleinen Verpackungseinheiten, die sich am tatsächlichen Bedarf orientieren.



COMPRIDERM®

DERMATESS® CAMBRIC

DERMAGRIP®

STRETCHROLL®

BLU GRIP®

SALVAPELLE®

UNIVERSALBINDEN



Zusammensetzung: 69 % Baumwolle, 30 % Polyamid, 1 % Polyurethan
Dehnbarkeit: 90 % (MD)
Farbe: weiß/hellgelb (ungebleicht)
Kompression: leicht
Eigenschaften: nicht selbsthaftend, waschbar, universell einsetzbar, allergikerfreundlich
Ausführung: hygienisch in Folie eingeschweißt

COMPRIDERM®

COMPRIDERM® ist eine nicht selbsthaftende, waschbare Binde aus Mischgewebe. Dank der Materialzusammensetzung garantiert sie dauerhafte Elastizität, auch nach mehrfacher Anwendung und nach dem Waschen. Die Dehnbarkeit von 90 % ermöglicht im Rahmen der Kompressionstherapie einen ansprechend hohen Arbeitsdruck bei einer insgesamt leichten Kompressionswirkung. Als klassische Universalbinde dient sie zum Fixieren von Verbandmaterialien sowie zum Stützen und Entlasten von leicht verletzten Körperteilen. Sie stabilisiert Extremitäten nach der Entfernung von Cast- oder Gipsverbänden und lässt sich sehr gut zum Anwickeln von Schienen einsetzen.

- waschbare, längselastische Binde mit leichter Stütz- und Kompressionsfunktion
- breit gefächertes Einsatzgebiet
- ideal für atraumatische Verbandwechsel

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
6 cm x 5 m	1	05549363	70312
8 cm x 5 m	1	05549386	70313
10 cm x 5 m	1	05549392	70314



Material: Baumwolle
Farbe: weiß
Kompression: leicht
Eigenschaften: nicht selbsthaftend, nicht dehnbar, engmaschig (25-fädig), allergikerfreundlich
Ausführung: hygienisch in Folie eingeschweißt

DERMATESS® CAMBRIC

Die Mullbinde aus 100 % Baumwolle bietet dank des weichen und leichten Cambric-Gewebes hohen Tragekomfort. Bei Cambric handelt es sich um ein saugfähiges, feinfädiges Material, das dicht und gleichmäßig gewebt ist. Diese Webart sorgt für eine gute Materialfestigkeit. Gesäumte Kanten verhindern das Ausfransen. Neben ihrer Funktion als Fixierbinde für Wundauflagen, Kompressen und Polstermaterial eignet sich DERMATESS® CAMBRIC ebenso gut für Salben- oder Gelverbände. Sie ist eine kostengünstige Alternative zu selbsthaftenden Binden, insbesondere wenn aufgrund von Allergien oder gereizter Haut kein klebendes oder imprägniertes Material zum Einsatz kommen soll.

- weiche Mullbinde zur Verbandmaterialfixierung
- aus leichtem Cambric-Gewebe für erhöhten Tragekomfort
- ideal auch als vorläufiger Notverband im Rahmen von Erste-Hilfe-Maßnahmen

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
5 cm x 5 m	1	06149453	70350
7 cm x 5 m	1	06149476	70351
10 cm x 5 m	1	06149482	70352

SALVAPELLE®

SALVAPELLE® ist eine extrem dünne, nicht selbstklebende Binde mit einem breiten Anwendungsspektrum. In ihrer Funktion als klassische Unterzugbinde dient sie der hautschützenden Unterpolsterung von Stütz-, Kompressions- und Tapeverbänden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung, vermeidet Einschnürungen und verhindert zudem das Verrutschen des Verbandes. Passend zugeschnitten und mehrfach gefaltet, eignet sich die weiche Schaumstoffbinde ebenso gut zur punktuellen Polsterung und als Stoßschutz für empfindliche Hautbereiche. Darüber hinaus lässt sie sich als Trägermedium zur Applikation von Salben oder Antiseptika einsetzen. SALVAPELLE® besteht aus 100 % hautfreundlichem Polyurethan. Für eine ausgezeichnete Atmungsaktivität sorgt die offene Porenstruktur.

- **dünne, atmungsaktive Polster- und Unterzugbinde für Verbände und Tapes jeder Art**
- **weiches, hautschonendes Material für erhöhten Patientenkomfort**
- **ideal auch als Wirkstoffträger**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
7 cm x 27 m	1	10067985	70501



Material:	Polyurethan
Farbe:	gelb
Eigenschaften:	nicht klebend, offenporig, weich
Ausführung:	nicht eingeschweißt

KOHÄSIVBINDEN

BLU GRIP®

Ob als Stützverband bei leichten Verletzungen des Bewegungsapparates oder zur Fixierung von nicht klebendem Verbandmaterial, BLU GRIP® bietet immer einen rutschfesten, sicheren Sitz. Die kohäsive, längselastische Binde lässt sich sehr gut zur Vorbeugung von Verletzungen oder nach der Abnahme von Schienen anlegen, wenn instabile Gelenke oder Bänder eine zusätzliche Stütze benötigen. Sie eignet sich auch als Überzug und Schutz für Gips- oder Castverbände. BLU GRIP® ist von Hand reißbar, was in Kombination mit der Selbsthaftung für ein praktisches Handling beim Anlegen sorgt. Die Binde klebt auf sich selbst, jedoch nicht auf der Haut, den Haaren oder der Kleidung.

- **selbsthaftende, längselastische Binde für rutschfeste Verbände mit leichter Stütz- und Kompressionsfunktion**
- **ideal für atraumatische Verbandwechsel**
- **von Hand quer reißbar und im Handumdrehen angelegt**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
4 cm x 4,5 m	1	10067933	70502
6 cm x 4,5 m	1	10067956	70503
8 cm x 4,5 m	1	10067962	70504



Zusammensetzung:	99 % Baumwolle, 1 % Gummifäden
Imprägnierung:	enthält Naturkautschuklatex
Dehnbarkeit:	60 % (MD)
Farbe:	blau
Kompression:	leicht
Eigenschaften:	selbsthaftend, von Hand reißbar
Ausführung:	hygienisch in Folie eingeschweißt

DERMAGRIP®

DERMAGRIP® zählt zu den klassischen Kohäsivbinden. Sie garantiert einen zuverlässigen, faltenfreien Sitz und ermöglicht dem Träger gleichzeitig die nötige Bewegungsfreiheit. Die Binde haftet dabei nur auf sich selbst, nicht auf der Haut, den Haaren oder der Kleidung. In erster Linie dient sie zur Fixierung von Verbandstoffen oder Schienen sowie zur Stabilisierung von leicht verletzten oder instabilen Gelenken, Bändern, Sehnen und Muskeln. Dank ihrer Längselastizität von 50 % lässt sie sich materialsparend, z. B. auch für Kompressionsverbände, einsetzen.

- **längselastische Kohäsivbinde für rutschfeste Verbände mit leichter Stütz- und Kompressionsfunktion**
- **ideal für atraumatische Verbandwechsel**
- **materialsparend und unkompliziert ohne zusätzliches Fixierungsmaterial anzulegen**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
4 cm x 4 m	1	05549305	70301
6 cm x 4 m	1	05549311	70300
8 cm x 4 m	1	05549328	70310
10 cm x 4 m	1	05549357	70311

STRETCHROLL®

Die selbsthaftende, elastische Binde eignet sich für rutschsichere Verbände, ohne die Mobilität einzuschränken. Das fein gewebte, flexible Material passt sich individuellen Körperformen gut an. Selbsthaftung und Dehnbarkeit sorgen für ein vereinfachtes und materialsparendes Anlegen. Die Binde klebt nicht auf der Haut, den Haaren oder der Kleidung. Sie verfügt über eine leicht stützende Funktion bei Verletzungen oder Instabilität des Bewegungsapparates und kann ebenso gut zur Verbandmittelfixierung sowie zum Anwickeln von Gips- und Castschienen verwendet werden. STRETCHROLL® ist auch als Kompressionsverband einsetzbar.

- **längselastische Kohäsivbinde für rutschfeste Verbände mit leichter Stütz- und Kompressionsfunktion**
- **ideal für atraumatische Verbandwechsel**
- **einfach und materialsparend im Handling (kein Fixierungsmaterial notwendig)**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
4 cm x 4 m	1	05549185	70303
6 cm x 4 m	1	05549191	70302
8 cm x 4 m	1	05549216	70355
10 cm x 4 m	1	05549251	70356



Zusammensetzung: 42 % Baumwolle, 29 % Viskose, 29 % Polyamid
Imprägnierung: enthält Naturkautschuklatex
Dehnbarkeit: 50 % (MD)
Farbe: weiß/hellgelb (ungebleicht)
Kompression: leicht
Eigenschaften: selbsthaftend, grob gewebt, mit gekreppter Oberfläche
Ausführung: hygienisch in Folie eingeschweißt



Zusammensetzung: 61 % Polyamid, 39 % Viskose
Imprägnierung: enthält Naturkautschuklatex
Dehnbarkeit: 100 % (MD)
Farbe: weiß/hellgelb (ungebleicht)
Kompression: leicht
Eigenschaften: selbsthaftend, fein gewebt
Ausführung: hygienisch in Folie eingeschweißt

TAPES

Beim Taping spielt die Dehnbarkeit des Materials eine zentrale Rolle. Es wird zwischen unelastischen und elastischen Tapes unterschieden. Aus dem spezifischen Dehnungsverhalten ergeben sich unterschiedliche Anwendungsgebiete und Anlagetechniken.

Konventionelle, nicht elastische Tapeverbände dienen sowohl zur Behandlung von Verletzungen des Bewegungsapparates als auch zur Verletzungsprophylaxe. Indikation ist die Ruhigstellung, Stützung und Stabilisierung des verletzten oder geschwächten Bereichs. Dabei lassen sich Tapes im Vergleich zu Bandagen besser an individuelle Körperformen anpassen. SPORT TAPE® von MASTER-AID® erfüllt alle Voraussetzungen für ein gutes zugfestes Tape: Es verfügt über eine hohe Strukturstabilität und eine starke Klebkraft, wobei der verwendete Kleber ein geringes allergenes Potenzial aufweist.

Das Taping mit elastischen Klebebinden – sogenannten Kinesiotapes – zielt hingegen auf die kontrollierte Mobilisation von Muskeln und Gelenken. Es wird in vielen Bereichen des Sports und z. B. bei Patienten in orthopädischer oder physiotherapeutischer Behandlung angewandt. Zu diesen elastischen Sport- und Therapietapes zählt auch PERFORMANCE TAPE. Mit einer Elastizität von 130 %, dem wellenförmig aufgetragenen, gut haftenden Kleber und einer hohen Atmungsaktivität entspricht es allen Anforderungen an ein kinesiologisches Tape. Aufgrund der guten strukturellen Integrität behält es bis zu sieben Tage auf der Haut seine volle Funktionsfähigkeit.

SPORT TAPE®

Der weiße, selbstklebende Tapeverband aus 100 % Viskose stabilisiert beanspruchte Gelenke und vermindert so das Verletzungsrisiko, z. B. beim Sport. Kennzeichnend sind die hohe Klebewirkung und die Zugfestigkeit. Daher eignet sich das Tape insbesondere auch für starre Stützverbände, wenn bereits verletzte Gelenke oder Gelenkbereiche fixiert und ruhiggestellt werden müssen. Es kann direkt auf der Haut und in Kombination mit darunterliegenden Verbänden oder Polsterungen angelegt werden – entsprechend der Unterpolsterung erhöht sich die Bewegungsfreiheit des Gelenks. SPORT TAPE® ist sowohl quer als auch längs reißbar und wasserabweisend. Bei dem verwendeten Klebmaterial handelt es sich um einen allgemein allergikerfreundlichen Klebstoff aus synthetischem Kautschuk mit Zinkoxid.

- **selbstklebendes, unelastisches Tape mit sicherer Klebkraft zur Immobilisation von Gelenken**
- **feinmaschig, fest gewebtes Material mit wasserabweisender Oberfläche für hohe Beanspruchung**
- **vereinfachte Reißbarkeit dank Zackenschnitt**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
3,8 cm x 10 m	1	10068022	70500



Material:	Viskose
Kleber:	aus Synthetik kautschuk, mit Zinkoxid
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	zugfest, widerstandsfähig, wasserabweisend, stark klebend
Ausführung:	nicht eingeschweißt

PERFORMANCE TAPE



Als kinesiologisches Tape unterstützt PERFORMANCE TAPE die Behandlung von Funktionsstörungen des Muskel- und Bewegungsapparates. Neben der therapeutischen Anwendung eignet es sich ebenso gut zur Vorbeugung von Verletzungen bei sportlichen Aktivitäten oder körperlicher Arbeit. Das Tape besteht aus einem hautfreundlichen Materialmix mit sehr hohem Baumwollanteil. Es ist luftdurchlässig und wasserabweisend. Durch den verwendeten Klebstoff auf Acrylbasis wird eine gute Belastungshaftbarkeit bei Bewegung und steigender Körpertemperatur erzielt. Die Gitterlinien auf der rückseitigen Trägerfolie ermöglichen präzises Zuschneiden.

- selbstklebendes, längselastisches Tape für die Kinesiologie
- stabile Klebekräfte auch beim Schwimmen
- mit rückseitiger Gittermuster-Folie für den genauen Zuschnitt

Zusammensetzung: 95 % Baumwolle,
5 % Polyurethan
auf Acrylbasis

Kleber:

Dehnbarkeit: 130 % (MD)

Farbe: in 7 verschiedenen Farben
erhältlich

Eigenschaften: selbstklebend, atmungsaktiv,
wasserabweisend

Ausführung: in Folienbänderole eingeschweißt

Farbe	Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
schwarz	5 cm x 5 m	1	11598414	70472
beige	5 cm x 5 m	1	11598420	70466
pink	5 cm x 5 m	1	11598360	70470
blau	5 cm x 5 m	1	11598408	70467
grün	5 cm x 5 m	1	11598377	70469
gelb	5 cm x 5 m	1	11598383	70468
rot	5 cm x 5 m	1	11598354	70471

TRUglue® Wundkleber



TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH

Kleben
statt nähen

MATERIAL:

- Ethyl-2-Cyanoacrylat

ANWENDUNG:

- für einen schnellen, keim-sicheren Wundverschluss
- atraumatische Wundbehandlung
- kein Sekundärverband notwendig
- ohne Lokalanästhesie
- ohne weitere sterile Instrumente

EIGENSCHAFTEN:

- steril und einzeln verpackt
- schnellhärtend
- wasserfest
- bildet mikrobielle Barriere
- nimmt positiven Einfluss auf das Keimspektrum der Wunde

WIR VERTRAGEN UNS
MIT IHRER HAUT!

**Budget- und zeitsparender
Wundverschluss**

ORTHESEN / BANDAGEN

Gelenkbeschwerden haben vielfältige Ursachen. Sie können aufgrund von Altersbegleiterscheinungen, Überlastung, akuten Verletzungen oder auch nach Operationen auftreten. In den meisten Fällen sind Orthesen und Bandagen ein wirksames Hilfsmittel zur Schmerz- und Beschwerdelinderung.

Sie schützen und stabilisieren das Gelenk und helfen dabei, die Mobilität zu erhalten oder sie wieder vollständig herzustellen. Präventiv eingesetzt, sollen sie erneute Verletzungen oder fortschreitenden Verschleiß verhindern bzw. verlangsamen.

Neben der flexiblen Daumenorthese zur Behandlung von Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenks) bietet das Sortiment von MASTER-AID® Bandagen in unterschiedlichen Größen für Knie, Knöchel, Ellbogen und Handgelenke. Alle Produkte bestehen aus einem elastischen Kompressionsgestrick, das sich der Körperform anpasst, Bewegung zulässt und dabei gleichzeitig seine stabilisierende Wirkung entfaltet.


Flexible Daumenorthese

Arthrose des Daumensattelgelenks ist im zunehmenden Alter eine der am häufigsten auftretenden arthrotischen Gelenkveränderungen. Die flexible Daumenorthese hält den Daumen in schmerzfreier Ruhestellung und gestattet gleichzeitig die nötige Bewegungsfreiheit des Fingers. Auch die Handfläche und die anderen Finger bleiben beim Tragen weiterhin beweglich. Bei täglicher Verwendung trägt die Orthese dazu bei, die korrekte Daumenfunktion zu erhalten. Sie passt sich der rechten und linken Hand an und ist in drei verschiedenen Größen erhältlich.

- **elastische Daumen-Handgelenk-Orthese zur Stabilisierung und Schmerzlinderung bei Rhizarthrose**
- **hoher Tragekomfort dank optimaler Handformanpassung**
- **wasch- und wiederverwendbar**



Größe	a	b
S (1°)	15 cm – 19 cm	14 cm – 20 cm
M (2°)	19 cm – 23 cm	16 cm – 22 cm
L (3°)	23 cm – 27 cm	18 cm – 24 cm



Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
S (1°)	1	17579369	70615
M (2°)	1	17623656	70622
L (3°)	1	17623662	70623

Zusammensetzung: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan
Farbe: beige
Eigenschaften: atmungsaktiv, allergikergerecht, waschbar



Zusammensetzung: **Knie, Knöchel, Ellbogen:**
57 % Polyamid, 23 % Elastan,
20 % Baumwolle
Handgelenk:
54 % Polyester, 20 % Polyamid,
20 % Baumwolle, 6 % Elastan
Farbe: beige
Eigenschaften: atmungsaktiv, allergikergerecht,
waschbar

Bandagen für Knie, Knöchel, Ellbogen, Handgelenk

Die Bandagen eignen sich zur effektiven Therapie in der Folge von Frakturen, Verstauchungen, Zerrungen und Verrenkungen sowie bei allgemeinen Reizzuständen und Schmerzen durch Überlastung oder Abnutzung. Sie bieten dem Träger Stabilität, Sicherheit und spürbare Entlastung des betroffenen Gelenks sowie zugehöriger Sehnen, Bänder, Knochen und Muskeln. Darüber hinaus fördern sie die Propriozeption, indem im gesamten Bereich, den sie umschließen, die Sinneszellen auf der Hautoberfläche, im Weichteilgewebe und in den Muskeln stimuliert werden. Diese verstärkte Reizwahrnehmung aktiviert sensorimotorische Prozesse und trägt dazu bei, das Gelenk auch in der Bewegung sicher zu stabilisieren.

- elastische Bandagen zur Stabilisierung und Schmerzlinderung bei Gelenkverletzungen und -beschwerden
- hoher Tragekomfort dank optimaler Körperanpassung
- wasch- und wiederverwendbar

Knie

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
33 cm – 37 cm (2°)	1	18115583	70624
37 cm – 41 cm (3°)	1	18115608	70625
41 cm – 44 cm (4°)	1	18115614	70626
44 cm – 49 cm (5°)	1	18115620	70627

Knöchel

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
21 cm – 23 cm (2°)	1	18115637	70628
23 cm – 26 cm (3°)	1	18115643	70629
26 cm – 29 cm (4°)	1	18115672	70630
29 cm – 33 cm (5°)	1	18115689	70631

Ellbogen

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
24 cm – 28 cm (2°)	1	18115695	70632
28 cm – 32 cm (3°)	1	18115726	70633
32 cm – 36 cm (4°)	1	18115732	70634

Handgelenk

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
12 cm – 17 cm (1°)	1	18115749	70635
18 cm – 23 cm (2°)	1	18115755	70636
24 cm – 30 cm (3°)	1	18115761	70637

THERMOTHERAPIE

Der Einsatz von Wärme und Kälte gilt im Rahmen der Schmerzbehandlung als einfache und effektive Therapiemaßnahme.

Wärme erhöht die Körpertemperatur und erzeugt so eine Durchblutungs- und daraus resultierende Stoffwechselsteigerung. Sie wirkt muskelentspannend, krampflösend und die Beweglichkeit von Bindegewebe und Gelenken verbessert sich. Kälte lindert den Schmerz, indem sie die Leitgeschwindigkeit von Nerven herabsetzt und damit die Schmerzrezeptoren in ihrer Aktivität dämpft. Die zeitnah zum Verletzungsereignis zugeführte Kühlung verringert das Ausmaß von Schwellungen und Blutergüssen.

Der Anwendungsbereich von Thermotherapien ist sehr vielseitig, entsprechend hoch das Produktangebot. Mit einem Eisspray, einem Kältesofortpack und einer Kaltwarmkomresse führt MASTER-AID® drei unterschiedliche Basisprodukte im Bereich der Kälte- und Wärmetherapeutika. Bei JawLax® handelt es sich um ein Wärmeband speziell zur Prävention und Behandlung von Kieferverspannungen und den damit verbundenen Symptomen.

Eisspray

Das Kältespray dient im Rahmen der Erstversorgung zur Schmerzreduktion und Schwellungslinderung bei Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Es handelt sich um ein Flüssiggasgemisch mit den Hauptbestandteilen Butan, Propan und Isobutan. Durch die rasche Verdunstung beim Austritt aus dem Spender wird über die Rezeptoren der Haut ein Kältereiz ausgelöst. Dieser kühlende Effekt stillt vorübergehend den Schmerz, beugt Schwellungen und Hämatomen vor bzw. reduziert ihr Ausmaß. Das enthaltene Menthol verleiht dem Spray einen angenehmen Geruch. In einigen medizinischen Bereichen werden Eissprays auch anästhesiologisch eingesetzt, wie z. B. in der Zahnheilkunde vor der Injektion.

- **kühlendes Spray zur äußerlichen Anwendung bei geschlossenen Verletzungen**
- **schnelle, gezielte Kältezufuhr mit genauer Kontrolle über Dauer und Intensität**
- **gebrauchsfertig und einfach in der Anwendung**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
200 ml	1	10067979	70508



Bestandteile:	Butane, Propane, Isobutane, Isopropyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Menthol
Farbe:	transparent
Eigenschaften:	kühlend, schmerzlindernd, abschwellend
Wirkweise:	Verdunstungskälte
Warnhinweis:	Spray nicht in offene Wunden und nicht in Augen sprühen



Kältesofortpack zum Einmalgebrauch

Das Kältesofortpack besteht aus zwei Einwegkühlkissen, die ohne Vorkühlen innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit sind – optimal für die Notfall- und Erstversorgung von geschlossenen Verletzungen, die einer schnellen Kühlung bedürfen. Die Aktivierung erfolgt durch Zusammendrücken der mit Wasser gefüllten Kapsel und anschließendem kurzen Schütteln des Beutels. Das umliegende Granulat löst sich in der Flüssigkeit unter starker Abkühlung. Neben Gelenk-, Muskel- oder Sehnenverletzungen lassen sich die Coolpacks auch bei leichten Verbrennungen, Verbrühungen oder bei Beschwerden infolge von Insektenstichen einsetzen. Die Kühlung wirkt schmerzlindernd und abschwellend. Zum Schutz der Haut sollten die Kompressen nie ohne Unterlage verwendet werden. Bei der Anwendung ist außerdem eine Kühlungszeit von maximal 20 Minuten zu berücksichtigen.

Bestandteile:	Stickstoffsalze, Wasser
Eigenschaften:	kühlend, schmerzlindernd, abschwellend, sofort einsatzbereit
Wirkweise:	Kühlung durch chemische Reaktion der Inhaltsstoffe
Inhalt:	2 Kühlpacks je Packung
Warnhinweis:	Kompressen vor und nach Gebrauch nicht öffnen

- **zwei kühlende Einwegkompressen zur Linderung von Schmerzen und Schwellungen**
- **ohne Vorkühlung anwendbar**
- **ideal zur Notfall- und Erstversorgung von geschlossenen Verletzungen**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
14 cm x 18 cm	2	10068016	70506

idracare Garza

Wundgaze/Salbenkompressen

Mit Glycerol & Hyaluronsäure



MATERIAL:

- Gittergaze: 100 % Baumwolle
- Imprägnierung: Glycerol, 0,1 % Hyaluronsäure, Phenoxyethanol

EIGENSCHAFTEN:

- steril und einzeln verpackt
- imprägniert
- nicht wundverklebend
- luft- und sekretdurchlässig
- zuschneidbar

ANWENDUNG:

- zur feuchten, atraumatischen Wundversorgung
- in Kombination mit saugendem Sekundärverband
- bei Druckgeschwüren, exsudierenden Wunden und Verbrennungen bis 2. Grades
- für die schnelle und einfache chirurgische Nachsorge

WIR VERTRAGEN UNS
MIT IHRER HAUT!

TRUSETAL
VERBANDSTOFFWERK GMBH

Besonders empfindliche und schmerzhafte Wunden optimal versorgt

Kiefer-Wärmeset wiederverwendbar

JawLax® dient zur gezielten Wärme- und Schmerztherapie bei Verspannungen der Kiefermuskulatur unterschiedlicher Genese. Kieferverspannungen führen häufig nicht nur zu Dysfunktionen und Schmerzen im Kopfbereich, wie z. B. Zahnschmerzen, Migräne, Tinnitus oder Schwindel. Sie können auch ursächlich für Beschwerden und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sein. Die gezielte Wärmetherapie der Kiefermuskulatur wirkt durchblutungsfördernd, spannungslösend und lindert die mit der Verspannung verbundenen Schmerzen und Symptome. Daneben eignet sich JawLax® ebenso gut zur Prävention von Kieferbeschwerden aufgrund von Über- oder Fehlbelastungen der Muskulatur.

Das Wärmeset besteht aus zwei ergonomisch geformten Gelkissen und einem Trägerband mit integrierten Taschen auf Höhe der seitlichen Kiefermuskeln (beides auch einzeln erhältlich). Die Bandage aus elastischem Stoff passt sich optimal der Kopfform an. Sie kann von Frauen, Männern sowie von Kindern ab dem 8. Lebensjahr getragen werden. Die Gelpads sind so ausgelegt, dass sie die Wärme für ca. 20 Minuten speichern bzw. abgeben. Bei Bedarf kann die Therapie mehrmals täglich wiederholt werden.

- **Wärmeband zur gezielten Schmerzbehandlung bei Verspannungen im Kieferbereich**
- **sicherer Halt dank der elastischen Kopfbandage ohne Bewegungseinschränkungen**
- **inkl. umfassender Gebrauchsanleitung mit zusätzlichen Übungen zur Selbsthilfe bei Kieferverspannungen**

Ausführung	Stück je Pack.	Art.-Nr.
Kiefer-Wärmeset	1	70486
Gelkissen	1	70487
Trägerband	1	70490



JawLax®
KIEFER-ENTSPANNUNG

- Bestandteile:** Propylenglykol, Carboxymethylcellulose, Farbstoff, Wasser
- Eigenschaften:** wärmend, schmerzlindernd, wiederverwendbar
- Wirkweise:** Abgabe von Wärme durch temperaturspeicherndes Gel
- Inhalt:** 2 Wärmekissen, 1 Trägerband, Gebrauchsanleitung mit ergänzenden Übungen zur Kieferentspannung
- Warnhinweis:** Kompressen nicht im Ofen erhitzen und nicht öffnen

ZUM EINSATZ VON WÄRME- UND KÄLTETHERAPEUTIKA

PRODUKT-
INFO

Als thermotherapeutische Verfahren gehören die Wärme- und Kältetherapie zur physikalischen Medizin. Sie werden meist als vorbereitende oder begleitende Maßnahmen für weitere physiotherapeutische Behandlungen angewandt.

Wärme und Kälte nehmen über die Haut Einfluss auf das Gewebe, die dort liegenden Nerven, das Gefäßsystem sowie Muskulatur und Gelenke. Daher sollten vor jedem Einsatz von Thermotherapeutika mögliche Erkrankungen abgeklärt werden, die diese Behandlungsformen ausschließen.

Darüber hinaus sind die Sicherheits- und Warnhinweise zu den jeweils eingesetzten Produkten zwingend zu beachten und es ist dem Endanwender im Rahmen der Beratung zu empfehlen, sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

Informationen zum Kiefer-Wärmeset JawLax®

JawLax® ist ein Wärmeband zur Schmerztherapie bei Verspannungen der Kiefermuskulatur aufgrund von Fehl- oder Überbelastung. Die Ursachen für Kieferverspannungen sind vielfältig und bedürfen meist einer fachübergreifenden Diagnostik und Behandlung.

Schmerzen im Kieferbereich: Ursachen & Symptome

Nächtliches Zähneknirschen ist eine der häufigsten Ursachen für eine verspannte und schmerzende Kiefermuskulatur. Es können aber auch Fehlhaltungen (z. B. Sitzen im Rundrücken) oder anatomische Fehlstellungen (z. B. ein Fehlbiss) zugrunde liegen. Durch eine dauerhafte Fehlbelastung der Kiefermuskeln steigt die Beanspruchung des Kiefergelenks. Umgekehrt kann eine Fehlstellung oder Fehlfunktion des Kiefergelenks auch zur Überanstrengung der umliegenden Muskeln führen.

Sind Kiefermuskulatur und Kiefergelenk in dieser Weise im Ungleichgewicht, ist der Körper nur in einem gewissen Maß in der Lage, diese Dysbalance auszugleichen. Ist das Maß überschritten, können eine Reihe von Krankheitssymptomen auftreten, die nicht unmittelbar mit dem Kauapparat in Verbindung gebracht werden. Diese reichen von Ohrensausen, Kopfschmerzen, Migräne oder Schwindel bis hin zu Beschwerden, die den gesamten Haltungs- und Bewegungsapparat betreffen. In der Medizin spricht man hier von craniomandibulärer Dysfunktion (CMD), einer Funktionsstörung zwischen Schädel und Unterkiefer, dem Sitz des Kiefergelenks.

Da die gesamte Muskulatur des Körpers miteinander in Beziehung steht, ist es möglich, dass sich Verspannungen der Kiefermuskulatur wie ein Dominoeffekt über


die Schultern, die Wirbelsäule und die Hüfte bis zu den Knie- und Fußgelenken ausbreiten. Dies äußert sich dann häufig in unspezifischen Nacken- oder Rückenschmerzen sowie Hüft-, Knie- oder Fußbeschwerden.

Massagen und Schmerzmedikamente führen in diesen Fällen meist nur kurzfristig zur Besserung. Die Wirkweise von JawLax® setzt direkt an der Kiefermuskulatur an. Die gezielte Wärmezufuhr an den seitlichen Kiefermuskeln fördert die Durchblutung der Haut und der darunterliegenden Muskelgruppen. Sie entspannt die Muskulatur und lindert die mit der Verspannung verbundenen Schmerzen und Symptome.



Seitliche Ansicht der äußeren Kiefermuskeln

Verspannungen der Kiefermuskulatur als Ursache für viele andere Krankheitsbilder



Anwendung

Das Kiefer-Wärmeset beinhaltet zwei Gelpads, ein Trägerband und eine detaillierte Gebrauchsanweisung mit ergänzenden Übungen zur Kieferentspannung. JawLax® wird vertikal um den Kopf getragen. Links und rechts auf Höhe der Ohren befinden sich die Innentaschen des Trägerbands für die Wärmekissen. Diese sind so zugeschnitten, dass sie im Wangen- und Schläfenbereich anliegen und dort gezielt die Kiefermuskulatur wärmen. Bei starken Verspannungen wird empfohlen, die Wärmetherapie mehrmals am Tag – für mindestens 20 Minuten je Anwendung – zu wiederholen.

Beide Wärmekissen sollten immer gleichzeitig vorbereitet werden. Die Erwärmung erfolgt im Wasserbad für ca. fünf Minuten bei einer maximalen Temperatur von 80 °C. Alternativ lassen sich die Gelpads in der Mikrowelle bei maximal 300 Watt für maximal 100 Sekunden erwärmen. Wird nur ein Pad benötigt, reichen hier 40 Sekunden aus. Anschließend können die erwärmten Kissen in die Taschen des Trägerbands gesteckt und JawLax® angelegt werden.

Anlegen des Wärmebands



1



2



3



4

1 Mit einer Hand in die obere hintere Schlaufe (beim Pflegehinweis), mit der anderen in die untere Schlaufe greifen.

2 Das Kinn in die untere Schlaufe legen und das Trägerband mit beiden Händen an der oberen Schlaufe halten.

3 Die Kopfbandage anschließend nach hinten über den Kopf ziehen.

4 Gelpissen und Trägerband so formen und positionieren, dass JawLax® angenehm sitzt.

Video-Anleitung:



Gebrauchs- & Warnhinweise

- JawLax® ist speziell als Wärmetherapeutikum für Patienten mit Kieferverspannungen entwickelt worden. Es eignet sich nicht zur Kältetherapie am Kopf.
- Das Wärmeband weder beim Einschlafen anlegen noch über Nacht tragen.
- Um die Gelpads nicht zu beschädigen, ist starkes Knicken zu vermeiden. Zum Herausnehmen aus dem Wasserbad bzw. der Mikrowelle sowie zum Schieben in die Taschen des Trägerbands keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden.
- Gelpads immer ohne Kopfbandage und nie im Ofen erwärmen.



PFLEGE

Als größtes Organ des menschlichen Körpers übernimmt die Haut wichtige Funktionen. So schützt sie den Organismus beispielsweise vor Wasserverlust sowie schädigenden Umwelteinflüssen und leitet Reize an das Nervensystem weiter. Auch für das Allgemeinbefinden spielt die Hautgesundheit eine zentrale Rolle.

Die medizinische Hautpflege ist ein wesentlicher Bestandteil der Versorgung von verletzter und insbesondere älterer Haut, z. B. bei einer Diabetes-Erkrankung. Sie kommt ebenso zum Einsatz, wenn therapeutische Maßnahmen zu einem gesteigerten Feuchtigkeitsverlust der Haut führen. Ihr Ziel ist es, die Heilung einer akuten Hautschädigung zu unterstützen bzw. ihre Entstehung zu vermeiden.

Doch auch gesunde und junge Haut sollte regelmäßig präventiv gepflegt werden, damit sie ihre schützende Barrierefunktion langfristig behält.

idra[®] care

Idrogel mit 0,1 % Hyaluronsäure



Das Hydrogel der Produktserie idra[®]care ist eine heilungsfördernde und feuchtigkeitsregulierende Lotion für oberflächlich verletzte, trockene oder ältere Haut. Durch den hohen Hyaluron-Anteil wirkt das Fluid wie ein Feuchtigkeitsspeicher. Es sorgt dafür, dass sich die Feuchtigkeitsdepots der Haut füllen, dass das Gewebe elastischer wird und bei regelmäßiger Anwendung mehr Wasser speichern kann. Bei oberflächlichen Verletzungen, z. B. leichte Verbrennungen oder Abschürfungen, bildet es einen Schutzfilm über der geschädigten Haut, hält sie auf diese Weise feucht und weicht trockene Beläge auf. Der kühlende Effekt beim Auftragen lindert zudem die unangenehmen Symptome solcher Hautläsionen. Sind die Verletzungen stärker ausgeprägt, lässt sich das Gel sehr gut auch für Salbenverbände verwenden.

Indikation:	Revitalisierung & Heilung
Konsistenz:	fluid
Geruch:	neutral/geruchlos
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	schnell einziehend, nicht fettend, rehydrierend, heilungsfördernd

- **regenerative Lotion zur Rehydration der Haut und Unterstützung des Heilungsprozesses bei oberflächlichen Hautverletzungen**
- **ideal auch zur Pflege von strapazierten Arbeitshänden**
- **sehr ergiebig und haltbar (nach Anbruch 36 Monate)**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
50 ml	1	17390956	70554

TRUcare® Feuchtigkeitscreme

Dank ihrer Wirkstoff-Formel aus Urea, Hyaluron, natürlichem Vitamin E und wertvoller Sheabutter spendet die Fußcreme lang anhaltend Feuchtigkeit und schützt Haut und Nagelbett vor Feuchtigkeitsverlust. Sie hilft, den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu regulieren. Zusätzlich stärkt sie die natürliche Schutzbarriere der Haut und unterstützt den Heilungsprozess bei geschädigter Haut. Mandelöl und Seidenproteine sorgen für spürbar weiche, geschmeidige Füße. Die Feuchtigkeitscreme eignet sich zur täglichen Fußpflege, insbesondere von trockener oder älterer Haut. Sie zieht schnell ein und ist nicht fettend.

- intensive Feuchtigkeitspflege für ein natürlich schönes Hautbild an den Füßen
- ideal zur täglichen Pflege trockener und rauer Füße
- besonders ergiebig in der Anwendung

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
100 ml	1	31245
40 ml	1	31249



Indikation:
Konsistenz:
Geruch:
Farbe:
Eigenschaften:

Rehydration & Pflege
formstabil
neutral/geruchlos
weiß
100 % naturkosmetisch,
Feuchtigkeit spendend,
heilungsfördernd, schnell
einziehend, nicht fettend,
diabetikergeeignet

TRUcare® Pflegecreme

Die Kombinationspflege aus Silica, Clotrimazol und Pirocton-Olamin stärkt die natürliche Widerstandskraft der Haut und wirkt vorbeugend gegen Pilzbefall. Das enthaltene Eukalyptusöl mit antibakterieller und antiviraler Wirkung verringert unangenehme Geruchsbildung. Sheabutter und Urea halten den Feuchtigkeitsgehalt der Haut im Gleichgewicht. Das Arganöl macht sie glatt und geschmeidig. Die Pflegecreme sorgt für ein elastisches, vitales Aussehen und ein angenehm frisches Hautgefühl an den Füßen.


- professionelle Fußpflege für widerstandsfähige Haut
- ideal zur Vorbeugung von Fußpilz und Fußgeruch
- wohldosiert und sparsam einsetzbar

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
100 ml	1	31247



Indikation:
Konsistenz:
Farbe:
Eigenschaften:

Stärkung & Schutz
formstabil
weiß
100 % naturkosmetisch,
schützt vor Fußpilz, Feuchtigkeit
spendend, diabetikergeeignet





Indikation: Rehydration & Intensivpflege
Konsistenz: formstabil
Farbe: weiß
Eigenschaften: 100 % naturkosmetisch, keratolytisch, Feuchtigkeit spendend, schnell einziehend, nicht fettend, diabetikergeeignet

TRUcare® Schrundenbalsam

Mit dem Schrundenbalsam bekommen beanspruchte Füße die intensive Feuchtigkeitspflege, die sie brauchen. Der hohe Anteil an Urea gleicht den übermäßigen Feuchtigkeitsverlust trockener, rissiger und verhornter Haut aus. Dabei regt der Harnstoff den körpereigenen Befeuchtungsvorgang an und hilft der Haut, sich selbst zu regenerieren. Wertvolle Sheabutter spendet zusätzlich Feuchtigkeit. Der Balsam mit hornhautlösender Wirkung zieht schnell ein und fettet nicht. Der enthaltene Weihrauchextrakt wirkt entzündungshemmend und heilungsfördernd. Mandelöl sorgt für wohltuend geschmeidig-weiche Haut.

- **regenerative Urea-Intensivpflege für besonders trockene und bereits geschädigte Haut**
- **ideal zur Behandlung und Vorbeugung von Hornhaut und Schrunden**
- **sehr ergiebig und sparsam in der Dosierung**

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
100 ml	1	31248



Indikation: Stärkung & Schutz
Konsistenz: flüssig
Farbe: weiß
Eigenschaften: 100 % naturkosmetisch, schützt vor Fußpilz, reizlindernd, diabetikergeeignet

TRUcare® Nageltinktur

Die Nageltinktur zum Aufsprühen ist eine sehr ergiebige Fußpflege aus Silica, Clotrimazol und Pirocton-Olamin. Diese Wirkstoffkombination sorgt für widerstandsfähige Haut und Nägel und wirkt präventiv gegen Pilzbefall. Das in der Tinktur enthaltene Eukalyptusöl verfügt über eine antibakterielle und antivirale Wirkung und verringert zudem unangenehme Geruchsbildung. Panthenol beruhigt die gereizte Haut, verbessert ihren Feuchtigkeitsgehalt und lindert möglichen Juckreiz.

- **Tinktur zum Sprühen für widerstandsfähige Haut und Nägel**
- **ideal zur Vorbeugung von Fußpilz und Fußgeruch**
- **besonders hautverträglich dank hochwertigem Alkohol**

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
100 ml	1	31246

Von Profis in der Entwicklung begleitet

Die TRUcare®-Fußpflege steht für 100 % Qualität und beinhaltet ausschließlich für die Naturkosmetik zugelassene Inhaltsstoffe – sorgfältig ausgesucht, besonders hautverträglich und stark in der Wirkung. Die Farbpunkte zeigen, in welchem Produkt welche Inhaltsstoffe enthalten sind.

INHALTSSTOFF

BESCHREIBUNG · EIGENSCHAFT · WIRKUNG

A	Alcohol denaturiert Weingeist	N	+ trennt Komponenten, die Wasser nicht aufspalten kann + gut hautverträglich, nicht austrocknend, antibakteriell, durchblutungsfördernd
	Allantoin Abbauprodukt der Harnsäure	F P S	+ unterstützt die Zellregeneration und verbessert die Feuchthaltefähigkeit der Haut + reizlindernd, heilungsfördernd, keratolytisch, gut hautverträglich
	Alpha-Isomethyl Ionone Duftstoff	S	+ Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial + hautpflegend
	Aqua Wasser	F P S N	+ verflüssigt feste Komponenten der Inhaltsstoffe + beeinflusst die Viskosität des Produktes
	Argania Spinosa Kernel Oil gepresstes Öl des Arganbaumes	P	+ sorgt für glatte und geschmeidige Haut und wirkt aufgrund des hohen Vitamin-E-Gehalts wie eine Schutzbarriere gegen freie Radikale + wundheilend, schützt vor Austrocknung, fördert die Elastizität der Haut
B	Arginine Aminosäure	F P S	+ stabilisiert den pH-Wert der Haut und verbessert ihren Feuchtigkeitsspeicher + hautpflegend, durchblutungsfördernd, sehr hautverträglich
	Benzyl Salicylate Duftstoff	F S	+ Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial + schützt das Produkt vor der Einwirkung von UV-Licht
	Boswellia Carterii Resin Extract Weihrauchextrakt	F S	+ wirkt entzündungshemmend und heilungsfördernd + hautglättend und -kräftigend, schützt vor Zellalterung
	Butyrospermum Parkii Butter Sheabutter	F P S	+ reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut und bringt sie in ein natürliches Gleichgewicht + gut einziehend, rückfettend, heilungsfördernd, Feuchtigkeit bindend, sehr hautverträglich
C	Canola Oil Rapsöl	F P S	+ sorgt für geschmeidige Haut und glättet sie
	Caprylic / Capric Triglyceride sog. Neutralöl	F P S	+ regeneriert und stabilisiert gereizte Haut + leicht aufzutragen, rückfettend, hautglättend, nicht reizend
	Cetearyl Alcohol Fettalkohol aus Stearylalkohol und Cetylalkohol	F P S	+ sorgt für eine homogene Cremestruktur + glättend, Feuchtigkeit spendend, rückfettend

INHALTSSTOFF

BESCHREIBUNG · EIGENSCHAFT · WIRKUNG

Citral

Duftstoff

- S** + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
- + Naturprodukt aus Zitronen- und Lemongrasöl

Citric Acid

pflanzliche Zitronensäure

- F P S** + reguliert den pH-Wert von Kosmetika
- + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
- + keratolytisch

Citronellol

Duftstoff

- F P S N** + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
- + häufig Teil von traditionellen Heilpflanzenzubereitungen

Clotrimazole

Antimykotikum

- P N** + hemmt die Aktivität von Mikroorganismen auf der Haut

D

Dehydroxanthan Gum

Gelbildner

- F S** + unterstützt die Emulsionsbildung des Produktes und verbessert die Emulsionsbeständigkeit

Dodecane

Bestandteil von Pflanzenölen

- F P S** + nimmt Einfluss auf die Konsistenz des Produktes, indem es nicht verformbare Inhaltsstoffe weich und auftragbar macht

E

Eucalyptus Globulus Leaf Oil

Extrakt aus Eukalyptus-Blättern

- P N** + verringert Fußgeruchsbildung
- + antiseptisch, antiviral

Eugenol

Duftstoff

- P** + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
- + antiseptisch, schmerzlindernd

G

Geraniol

Duftstoff

- F P S N** + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
- + sorgt für ein angenehmes Hautgefühl

Glycerin

Zuckeralkohol aus natürlichen Fetten

- F P S N** + stabilisiert die Barrierefunktion der Haut
- + Feuchtigkeit spendend, hautglättend

Glyceryl Stearate (Citate)

Emulgator aus pflanzlichen Rohstoffen

- F P S** + unterstützt die Emulsionsbildung des Produktes
- + hautpflegend und -glättend

H

Hexyl Cinnamal

Duftstoff

- F** + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
- + wirkt leicht desodorierend

Hydrolyzed Silk

Seidenprotein

- F** + bindet Feuchtigkeit und macht die Haut weich und geschmeidig

Hydroxycitronellal

Duftstoff

- S** + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial

I

Isopropyl Alcohol

Alkohol

- N** + trennt Komponenten, die Wasser nicht aufspalten kann
- + durchblutungsfördernd, desinfizierend

L

Levulinic Acid

Lävulinsäure

- F P S** + reguliert den pH-Wert der Haut und hat zusätzlich eine leicht konservierende Wirkung auf das Kosmetikum
- + keratolytisch

INHALTSSTOFF

BESCHREIBUNG · EIGENSCHAFT · WIRKUNG

Limonene

Duftstoff

F P S N + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial

Linalool

Duftstoff

F S + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial

Lysine Hydrochloride

Aminosäure

F P S + unterstützt wichtige Stoffwechselfunktionen und ist an der Synthese von Elastin und Kollagen beteiligt
+ hautpflegend und -glättend

P

p-Anisic Acid

Duftstoff

F P S + Aroma-Rohstoff mit geringem Allergiepotenzial
+ leicht antibakteriell

Panthenol

Provitamin B5

N + beruhigt gereizte Haut und stabilisiert die geschädigte Hautbarriere
+ Feuchtigkeit spendend, feuchthaltend, entzündungslindernd, heilungsfördernd

Parfum

Duftstoffgemisch

F P S N + unterschiedliche Aromastoffe mit geringem Allergiepotenzial

Piroctone Olamine

Antimykotikum

P N + hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen auf der Haut

Potassium Sorbate

Caliumsorbat/-salz der Sorbinsäure

F + hemmt die Entwicklung von Mikroorganismen im Produkt
(kein Konservierungsmittel)

Propylene Glycol

Kohlen-Wasserstoff-Verbindung
aus der Gruppe der Alkohole

P S N + trennt Komponenten, die Wasser nicht aufspalten kann
+ Feuchtigkeit spendend

Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Mandelöl

F S + sorgt für geschmeidige, glatte Haut
+ reizlindernd, rückfettend, heilungsfördernd

S

Silica

Kieselsäure

F P N + bindet Feuchtigkeit und reguliert so den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
+ dient zur Stabilisation von Suspensionen und Emulsionen
+ hautglättend, kräftigt Haut und Nägel, gut hautverträglich

Sodium Hyaluronate

Salz der Hyaluronsäure

F S + bindet enorm viel Wasser und spendet daher intensive Feuchtigkeit
+ verbessert den Feuchtigkeitsspeicher der Haut
+ hautglättend und -straffend

Sodium Levulinate

Salz der Lävulinsäure

F P S + verfügt über antibakterielle Eigenschaften und damit über eine konservierende Wirkung

T

Tocopherol

Vitamin E

F P S + stärkt die natürliche Schutzbarriere der Haut und verbessert die Hautfeuchtigkeit
+ hautglättend, wundheilend, entzündungshemmend

U

Urea

Harnstoff

F P S + erhöht den Wassergehalt der Haut, hält sie weich und glatt
+ heilungsfördernd, keratoplastisch, keratolytisch

X

Xanthan Gum

Polysaccharid

P + unterstützt die Emulsionsbildung des Produktes
+ hautpflegend und -straffend

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Gemäß TRBA 250 ist das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) verpflichtend, wenn mit einer Kontamination der Arbeitskleidung, Kontakt mit Körperflüssigkeiten und -ausscheidungen oder einer Gefährdung durch Gefahrstoffe zu rechnen ist. Entsprechend ist es bei vielen Tätigkeiten im Gesundheitswesen erforderlich.

In der Medizin hat die persönliche Schutzbekleidung einen sehr hohen Stellenwert, denn sie schützt Personal und Patienten vor Krankheitserregern und potenziellen Infektionen. Medizinische Schutzausrüstung wird daher nicht nur im OP und im Labor, sondern auch im Praxis- und Klinikalltag täglich benötigt.

Die Anforderungen an PSA unterscheiden sich von Produkt zu Produkt und hängen auch vom jeweiligen Anwendungszweck ab. So reicht bei manchen Artikeln in bestimmten Bereichen die Deklaration „Lebensmittelstandard“. In der Regel jedoch muss die Schutzausrüstung gesetzlichen Vorgaben entsprechen, um für den medizinischen Einsatz zugelassen zu sein. Neben unterschiedlichen Prüfverfahren, ob und inwieweit ein Produkt die vorgegebenen Kriterien erfüllt, werden ebenso Tests auf sekundäre Risiken durchgeführt. Hierzu gehören z. B. allergieauslösende Materialien.

Bei der Auswahl des PSA-Sortiments sollte Qualität immer an oberster Stelle stehen. Darüber hinaus ist es unerlässlich, die Produkte entsprechend der spezifischen Gefahrenlage einzusetzen sowie Art und Dauer der Verwendung gemäß Gebrauchsanweisung zu berücksichtigen.

Nitrilhandschuhe unsteril

Material:	Nitril
Farbe:	in 7 verschiedenen Farben erhältlich
Eigenschaften:	unsteril, puderfrei, latexfrei, proteinfrei, beidhändig tragbar
Norm:	EN 374, EN 388, EN 420, EN 455
Richtlinie:	gemäß 2016/425
PSA-Kategorie:	3
AQL:	1,5

Einmalhandschuhe aus Nitril sind der ideale Arbeitsschutz, wenn beim Träger eine Latexallergie vorliegt. Bei Nitril handelt es sich um einen synthetischen Kautschuk, der beständig, elastisch, reiß- und abriebfest ist. Die hochwertigen puderfreien Nitrilhandschuhe sind beidhändig tragbar und verfügen über mikrogeraute Fingerspitzen für optimalen Instrumentenhalt. Sie bieten einen hohen, allergikerfreundlichen Tragekomfort bei exzellenter Handformanpassung. Der Rollrand vereinfacht das Überziehen und verhindert das Aufrollen der Handschuhe über den Handrücken.

- **medizinischer Einmalhandschuh ohne Latex**
- **als Chemikalienschutzhandschuh für einen weiten Einsatzbereich in Medizin und Labor geeignet**
- **große Farbauswahl**



Int. Größe	Handschuhgröße	Länge	Breite
XS	5 – 6	≥ 240 mm	75 mm (± 5 mm)
S	6 – 7	≥ 240 mm	80 mm (± 10 mm)
M	7 – 8	≥ 240 mm	95 mm (± 10 mm)
L	8 – 9	≥ 240 mm	110 mm (± 10 mm)
XL	9 – 10	≥ 240 mm	≥ 110 mm

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
weiß	XS	100	31269
weiß	S	100	31270
weiß	M	100	31271
weiß	L	100	31272
weiß	XL	100	31273

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
schwarz	XS	100	31237
schwarz	S	100	31238
schwarz	M	100	31239
schwarz	L	100	31240
schwarz	XL	100	31241

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
blau	XS	100	31113
blau	S	100	31038
blau	M	100	31039
blau	L	100	31040
blau	XL	100	31114

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
violett	XS	100	31232
violett	S	100	31233
violett	M	100	31234
violett	L	100	31235
violett	XL	100	31236

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
rosa	XS	100	31220
rosa	S	100	31221
rosa	M	100	31222
rosa	L	100	31223

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
orange	XS	100	31224
orange	S	100	31225
orange	M	100	31226
orange	L	100	31227

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
opal	XS	100	31228
opal	S	100	31229
opal	M	100	31230
opal	L	100	31231



Latexhandschuhe unsteril



PRODUKT- INFO

Kennzeichnend für die medizinischen Untersuchungshandschuhe ist ihre pflegende Wirkung durch die Mikrofilm-Innenbeschichtung aus Lanolin und Vitamin E. Die puderfreien Latexhandschuhe sind doppelt chloriniert. Entsprechend weisen sie nur einen geringen Latexproteingehalt auf, sind sehr leicht anzuziehen und bieten einen hohen Tragekomfort. Die texturierte Oberfläche gewährleistet eine ausgezeichnete Griffzuverlässigkeit bei maximalem Tastempfinden. Gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 gelten die Handschuhe als Chemikalienschutzhandschuh und schützen optimal vor Viren, Bakterien und Pilzen.

- **medizinischer Latexhandschuh mit pflegender Gelbeschichtung aus Lanolin und Vitamin E**
- **geringe Proteinrückstände für bestmögliche Hautverträglichkeit**
- **als Chemikalienschutzhandschuh für Medizin und Labor geeignet**

Int. Größe	Handschuhgröße
XS	5 – 6
S	6 – 7
M	7 – 8
L	8 – 9
XL	9 – 10

Material: Latex
Farbe: natur
Eigenschaften: unsteril, puderfrei, doppelt chloriniert, mit Lanolin und Vitamin E, mikrogeraut, beidhändig tragbar
Norm: EN 374 CAT III - Typ C, EN 420, EN ISO 13485:2016
AQL: 1,5

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
XS	100	31283
S	100	31284
M	100	31285
L	100	31286
XL	100	31287



Anforderungen an medizinische Einmalhandschuhe

Bei medizinischen Einmalhandschuhen gelten höchste Ansprüche an Hygiene und Infektionsschutz. Sie unterliegen unterschiedlichsten Qualitätsprüfungen und müssen gesetzlichen Normen entsprechen.

Grundlage zur Zertifizierung von Einweghandschuhen für den europäischen Markt sind die Medizinprodukte-Verordnung 2017/746 sowie die Richtlinie für die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung 2016/425. Ein weiterer Maßstab zur Qualitätssicherung ist der AQL-Wert (Acceptable Quality Limit). Hierbei wird anhand von Stichproben das Vorkommen mangelhafter Einheiten in einer Charge ermittelt.

Produktspezifische Prüfnormen und Testverfahren für medizinische Untersuchungshandschuhe

 	EN 374 Schutz gegen Chemikalien/Mikroorganismen	Geprüft wird das Eindringen bestimmter Substanzen über einen definierten Zeitraum.
	EN 388 Schutz bei mechanischen Risiken	Geprüft werden Abrieb-, Schnitt-, Weiterreiß- und Durchstichfestigkeit.
	EN 420 Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe	Legt relevante Prüfverfahren sowie die korrekte Kennzeichnung durch den Hersteller fest.
 	EN 421 Schutz gegen ionisierende Strahlung und radioaktive Kontamination	Ionisierende Strahlung: Geprüft wird, ob der zum Schutz erforderliche Anteil an Blei oder eines gleichwertigen Metalls enthalten ist. Radioaktive Kontamination: Geprüft werden Dichtigkeit und das Bestehen des Penetrationstests aus EN 374.
	EN 455 Teil 1 – 4 Anforderungen an medizinische Untersuchungshandschuhe	Geprüft werden [1] Dichtigkeit, [2] physikalische Eigenschaften, [3] Biokompatibilität, [4] Lagerung und Haltbarkeit als Teil des Risikomanagements.

Alle Angaben und Informationen zu den Prüfnormen und Testverfahren wurden nach bestem Wissen erstellt, es wird jedoch keine Gewähr für deren Aktualität und Richtigkeit übernommen (Stand Dezember 2020).

Mund- und Nasenschutz



Material: Vlies
Farbe: in 9 verschiedenen Farben erhältlich
Größe: normal, small (weiß, blau, rosa)
Eigenschaften: 3-lagig, unsteril, glasfaserfrei, latexfrei, nickelfrei, geruchlos
Norm: EN 14683 Typ II R

Mit einer Bakterienfilterleistung von 99 % bietet die Mund- und Nasenmaske bestmöglichen Schutz vor Keimübertragung. Der Einmalmundschutz besteht aus einem 3-lagigen, glasfaserfreien Vliesstoff. Die weichen Elastikbänder sorgen für ein gutes Tragegefühl ohne unangenehmen Druck im Ohrbereich. Über den eingearbeiteten Nasenbügel, der mit einer Größe von 125 mm x 3 mm bis über die Wangen reicht, lässt sich der Sitz der Maske optimal anpassen. Auf diese Weise wird auch das Beschlagen der Brille während des Tragens vermieden.

- **unsteriler Mund- und Nasenschutz zum Einmalgebrauch**
- **mit integriertem Nasenbügel und weichen Ohrschlaufen für ausgezeichnete Trageeigenschaften**
- **gute Hautverträglichkeit dank reizarmer Materialien**

Farbe	Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
weiß	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31215
weiß	145 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31282
schwarz	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31041
blau	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31216
blau	145 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31280
violett	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31217
rosa	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31218
rosa	145 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31281
orange	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31219
grün	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31277
limette	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31278
gelb	175 mm x 95 mm (± 2 mm)	50	31279



Material: Polycarbonat (Brillenkörper und Sichtscheibe)
Gewicht: ca. 46 g
Sichtscheibe: 2,0 mm stark, klar
Optische Klasse: 1
Gestell: transparent
Eigenschaften: kratzfest, beschlagfrei, 99,99 % UV-Schutz
Norm: EN 166

Schutz- und Überbrille

Die komplett farblose Arbeitsschutzbrille gewährleistet ein gutes Sichtfeld und bietet durch den Seiten- und Augenbrauenschutz zuverlässigen Rundumschutz für den Augenbereich. Sie verfügt über eine durchgehende kratzbeständige Sichtscheibe, die zusätzlich beschlagfrei beschichtet ist. Die Brille kann daher optimal in Verbindung mit Schutzmasken getragen werden. Das Modell eignet sich ebenfalls zum Überziehen über die Korrektionsbrille.

- **transparente Augenschutzbrille mit großem Sichtfenster**
- **mit Seiten- und Augenbrauenschutz für erhöhte Sicherheit**
- **ideal als Überbrille für Brillenträger**

Modell	Stück je Pack.	Art.-Nr.
Standard	1	31214

Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz

Bei der klassischen Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz sind die Bügel sowohl in der Länge als auch in der Höhe einstellbar. Damit lässt sich ihr Sitz absolut flexibel an die jeweilige Kopfform anpassen. Die kratzfeste Scheibe ist für den dauerhaften Arbeitseinsatz mit hohen Anforderungen an die Sehleistung ausgelegt. Sie garantiert ein großes Gesichtsfeld und eine verzerrfreie Sicht. Mit einem Gewicht von nur etwa 30 g ist die Brille angenehm zu tragen.

- Augenschutzbrille mit Seitenschutz im klassischen Design
- optimaler Sitz durch maximale Anpassbarkeit
- mit Antikratzbeschichtung für eine lange Lebensdauer bei täglichem Einsatz

Modell	Stück je Pack.	Art.-Nr.
Standard plus	1	31213



Material:	Polycarbonat (Sichtscheibe)
Gewicht:	ca. 30 g
Sichtscheibe:	klar
Optische Klasse:	1
Gestell:	blau
Eigenschaften:	kratzfest, mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln
Norm:	EN 166

Schutzbrille Komfort

Die Bügelbrille zeichnet sich durch einen weichen, profilierten Nasensteg aus und bietet damit einen erhöhten Tragekomfort auch bei längerem Tragen. Der korrekte Sitz lässt sich mithilfe der längenverstellbaren Bügel sehr gut einstellen. Die leicht gebogenen Sichtscheiben mit Antikratz- und Antibeschlagbeschichtung sind widerstandsfähig und entsprechend langlebig. Sie sorgen für eine sichere Augenraumabdeckung bei dauerhaft ungehinderter Sicht.

- Augenschutzbrille mit gutem Seitenschutz und erhöhtem Tragekomfort
- durch verstellbare Bügellänge für verschiedenste Kopfformen geeignet
- angenehmer, druckfreier Sitz dank Nasenstegpolsterung

Modell	Stück je Pack.	Art.-Nr.
Komfort	1	31212



Material:	Polycarbonat (Sichtscheiben), Polyamid (Brillenkörper), Polyvinylchlorid (Nasenstegpolsterung), Metall (Befestigungsschraube)
Gewicht:	ca. 31 g
Sichtscheibe:	2,0 mm stark, klar
Optische Klasse:	1
Gestell:	blau
Eigenschaften:	kratzfest, beschlagfrei, mit längenverstellbaren Bügeln (4 Positionen), 99,99 % UV-Schutz
Norm:	EN 166



Material: Vlies
Farbe: weiß
Gewicht: 10 g
Eigenschaften: atmungsaktiv, glasfaserfrei
Norm: Lebensmittelkontakt

Kopfhauben

Dank des doppelt ummantelten Baumwollgummibands lassen sich die Barett-hauben leicht überziehen und schnell in die korrekte Position bringen. Es sorgt zudem für einen rutschfesten, aber möglichst angenehmen Sitz. Die Hauben dienen in erster Linie zum Schutz von Patienten, Oberflächen, Instrumenten und sonstigen Arbeitsmaterialien vor Kontamination aus dem Haar- und Kopfbereich. Gleichzeitig schützen sie Haare und Kopfhaut des Trägers vor möglicher Verunreinigung. Sie bestehen aus einem atmungsaktiven, glasfaserfreien Vliesmaterial.

- **Einweghauben zum Schutz von Patienten, Arbeitsumgebung und Arbeitsmitteln**
- **mit Gummizug für leichtes Überziehen und einen sicheren Sitz**
- **aus reizarmen Materialien hergestellt**

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
Ø 52 cm	100	31242




Material: Polyethylen
Farbe: weiß
Stärke: 0,02 mm
Ausführung: gehämmert, ungeblockt
Eigenschaften: wasserfest, abwischbar, reißfest, proteinfrei
Norm: Lebensmittelkontakt
Richtlinie: 93/42/EEC

Einmalschürzen

Die weißen Einwegschürzen aus Polyethylen schützen Kleidung verlässlich vor Verunreinigungen und gewährleisten den gewünschten Hygienestandard in Klinik und Praxis. Zu den Vorteilen des Materials zählen das geringe Gewicht, die Strapazierfähigkeit und ein niedriges Allergiepotezial. Die Schürzen sind flüssigkeitsundurchlässig und abwischbar. Durch die Bindebänder ist eine Anpassung an unterschiedliche Körperformen möglich.

- **Kleidungsschutz vor Verschmutzung und Kontamination**
- **dank des leichten Materials angenehm zu tragen**
- **frei von Proteinen für gute Hautverträglichkeit**

Größe	Stück je Pack.	Art.-Nr.
80 cm x 125 cm	100	31243



BESTELLFORMULAR

Bestellungen per E-Mail bitte senden an:

orders@tshs.eu

Bestellungen per Fax bitte senden an:

+49 5207 991688-28

+49 5207 927947

Hiermit bestellen wir:

☐

als Sprechstundenbedarf

☐

auf Rechnung

Bestellmenge	PZN/Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einzelpreis netto (€)
	92210	Bestellformular	0,-

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mir postalisch Informationsmaterial anhand von Produktkatalogen und Produktflyern sowie Praxismuster zum Zwecke der Werbung zuzusenden.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mich telefonisch oder per E-Mail über Produkte und Angebote zum Zwecke der Werbung zu informieren.

Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per Fax (+49 5207 991688-28) oder E-Mail (datenschutz@tshs.eu) widerrufen werden.

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Deutschland
Telefon: +49 5207 991688-0
Telefax: +49 5207 991688-28
E-Mail: info@tshs.eu
Internet: www.tshs.eu

Adresse/Stempel:

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 3 % Skonto oder 30 Tage netto

Versandkosten: Ab 150,00 € frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 150,00 € berechnen wir eine Frachtkosten-/Verpackungspauschale. Die aktuellen Preise für Fracht und Verpackung finden Sie unter **www.tshs.eu/versand**.



BESTELLFORMULAR

Bestellungen per E-Mail bitte senden an:

orders@tshs.eu

Bestellungen per Fax bitte senden an:

+49 5207 991688-28

+49 5207 927947

Hiermit bestellen wir:

☐

als Sprechstundenbedarf

☐

auf Rechnung

Bestellmenge	PZN/Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einzelpreis netto (€)
	92210	Bestellformular	0,-

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mir postalisch Informationsmaterial anhand von Produktkatalogen und Produktflyern sowie Praxismuster zum Zwecke der Werbung zuzusenden.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mich telefonisch oder per E-Mail über Produkte und Angebote zum Zwecke der Werbung zu informieren.

Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per Fax (+49 5207 991688-28) oder E-Mail (datenschutz@tshs.eu) widerrufen werden.

ORT, DATUM

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Deutschland
Telefon: +49 5207 991688-0
Telefax: +49 5207 991688-28
E-Mail: info@tshs.eu
Internet: www.tshs.eu

UNTERSCHRIFT

Adresse/Stempel:

Zahlungsbedingungen:

10 Tage 3 % Skonto oder 30 Tage netto

Versandkosten: Ab 150,00 € frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 150,00 € berechnen wir eine Frachtkosten-/Verpackungspauschale. Die aktuellen Preise für Fracht und Verpackung finden Sie unter **www.tshs.eu/versand**.

AUGENOKKLUSIONSPFLASTER

Manche Kinder sehen nur mit einem Auge scharf, obwohl organisch und neuronal alle erforderlichen Voraussetzungen für ein normales Sehvermögen erfüllt sind. In diesen Fällen spricht man von einer Amblyopie (funktionelle Schwachsichtigkeit). Sie entsteht infolge einer Fehlentwicklung des Sehsystems durch mangelnde Stimulation der Sinneszellen. Mögliche Ursachen dafür sind Brechungsfehler, Schielen, Trübungen der Linse oder das Herabhängen eines Oberlids.

Senden die Augen unterschiedliche Seheindrücke an das Gehirn, verarbeitet es primär die scharfen Bilder und vernachlässigt den schwächeren Seheindruck. Entsprechend wird das visuelle System des schwächer sehenden Auges nicht ausreichend angeregt, um seine volle Sehleistung zu entwickeln.

Wird eine Amblyopie jedoch frühzeitig erkannt, kann diese fehlende Entwicklung mithilfe einer Okklusionstherapie nachgeholt werden. Die Behandlung erfolgt dabei abhängig von der jeweiligen Grunderkrankung als eigenständige Therapie oder in Kombination mit anderen Maßnahmen, z. B. begleitend zur Brillenverordnung sowie vor oder nach einer Operation. Die Okklusionszeiträume orientieren sich jeweils am Schweregrad der Amblyopie und dem Alter des Kindes.



ORTOPAD®

... unterstützt Eltern und Kinder bereits seit 1993 bei der Okklusionstherapie mit fröhlich-bunten Augenpflastern, hilfreichen Tipps und Tricks rund um das Pflasterkleben und vielen kindgerechten Motivationsmaterialien.

Die Okklusionspflaster bieten eine sichere, sanfte und atmungsaktive Abdeckung des Auges mit der nötigen Portion Strapazierfähigkeit für ausgelassenes Spielen und Toben. Format und altersgerechte Größen sorgen für eine ausgezeichnete Passform und verhindern unerwünschte Lichtreize auf das abgedeckte Auge.

Für munteres Mixen, das allen Spaß macht, gibt's die Pflasterkollektion ORTOPAD® mix. Hier können sich die Kinder aus insgesamt 60 Designs ihre Lieblingsmotive aussuchen und ihre Augenpflaster-Packungen selbst nach Lust und Laune zusammenstellen.

AUGENOKKLUSIONSPFLASTER ZUM INDIVIDUELLEN MISCHEN:

- ergonomische Form mit nasalen Schlitz
- dünne, weiche Lichtschutzeinlage
- hautfreundliches Vlies
- luftdurchlässig
- hypoallergener Kleber



In 3 Größen erhältlich:

Junior	ca. 67 mm x 50 mm (bis zum 2. Lebensjahr)
Medium	ca. 76 mm x 54 mm (vom 2. bis zum 4. Lebensjahr)
Regular	ca. 85 mm x 59 mm (ab dem 4. Lebensjahr)

Die ORTOPAD®-Bestellformulare für Eltern und Kinder finden Sie auf unserer Homepage:

www.augenpflaster.com

📧 @ortopad.augenpflaster

📘 @ORTOPAD Augenpflaster

Mehr Informationen:



Nachhaltigkeit



Verpackung

Unsere Verpackungen für ORTOPAD® mix gestalten wir so nachhaltig wie möglich. Dabei verzichten wir auf unnötiges Material und verwenden bevorzugt Verpackungen aus Bambuszellulose.



Material

Bei der Herstellung unserer Augenpflaster haben wir uns für Bambusvlies entschieden. Als schnell nachwachsender Rohstoff schont Bambus die Umwelt. Zudem ist das Vlies sehr weich, strapazierfähig und besonders hautverträglich.



Versand

Beim Versand verzichten wir auf den Einsatz von Luftpolsterfolien oder Styropor. Bei uns kommen u. a. Verpackungschips zum Einsatz, die auf pflanzlicher Basis hergestellt werden und somit mit einer positiven Umweltbilanz punkten. Diese Chips sind biologisch abbaubar und können einfach im Biomüll entsorgt werden.

PREMIUMPFLASTER IN DER OKKLUSIONSTHERAPIE:



www.augenpflaster.com

AUGENVERBÄNDE

Augen reagieren sehr empfindlich gegenüber äußeren Einwirkungen und bedürfen je nach Ausmaß der Verletzung eine aktive Unterstützung bei der Regeneration. Ein hoher Qualitätsanspruch an das Verbandmaterial ist die Grundlage für eine schnelle, komplikationsfreie Ausheilung – auch im Rahmen der Behandlung von Augenerkrankungen.

Augenverbände und -kompressen erfüllen bei der Behandlung von Verletzungen am äußeren Auge sowie bei der postoperativen Versorgung gleich zwei Aufgaben: Schutz und Fixierung. Zum einen wird durch die Abdeckung das Risiko von Infektionen reduziert. Zum anderen helfen die Verbände, das Auge ruhigzustellen. Augenbewegungen werden eingeschränkt und Reizungen oder Verletzungen, die durch Reibung entstehen können, minimiert.

Neben klassischen Verbandmaterialien für einfache Augen-, Druck- oder Salbenverbände finden sich im Sortiment von MASTER AID® ebenso Uhrglasverbände mit geschlossener oder gelochter Kunststoffscheibe. Diese speziellen Verbände kommen zum Einsatz, wenn das Auge nicht nur vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Erregern, sondern auch vor Druckeinwirkung geschützt werden soll. Die Ausführung mit geschlossener Scheibe verhindert zudem das Austrocknen des Auges bei fehlendem oder nicht vollständigem Lidschluss.



OPTOMED® SIMPLEX

OPTOMED® SIMPLEX ist eine sterile, randverschweißte Komresse, die über eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme verfügt. Sie wird bei Oberflächenverletzungen des Auges und im Rahmen der postoperativen Versorgung zur schützenden, gut polsternden Abdeckung und Ruhigstellung des Augenlids eingesetzt. Die Komresse eignet sich außerdem ausgezeichnet zur Applikation von Arzneimitteln. Dank ihrer runden Form und der kleinen Größe passt sie sich optimal der Augenhöhle an und ist auch für Brillenträger komfortabel zu tragen.

- **anschmiegsame, gut polsternde Komresse zum Schutz des Auges**
- **keine Rückstände im Abdeckungsbereich dank rundum geschlossener Ränder und fusselfreier Oberflächenstruktur**
- **universell auch in der allgemeinen Wundversorgung einsetzbar**

Zusammensetzung: 100 % Polyesterfaser (innen),
100 % Polyestervlies (außen)
Farbe: weiß
Eigenschaften: steril, saugstark, fusselfrei,
anschmiegsam
Ausführung: einzeln eingeschweißt

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
65 mm x 57 mm	500	11089440	70206

OPTOMED®

Die sterilen, selbstklebenden Augenkompressen erlauben die schnelle und saubere Wundversorgung von Verletzungen am äußeren Auge oder nach operativen Eingriffen. Sie bestehen aus einem atmungsaktiven Vlies und einer leicht polsternden, saugfähigen Wundaufgabe. Die seitlichen Schlitz sorgen für eine bessere Haftung im Nasenbereich. OPTOMED® lässt sich auch sehr gut zur Gesichtsfeldprüfung verwenden, wenn ein Auge abgeklebt werden muss.

- **sterile, sanft schützende Abdeckung des Auges**
- **mit nasalen Aussparungen für mehr Tragekomfort und optimalen Halt**
- **hohe Atmungsaktivität vermeidet Feuchtigkeitsstau unter dem Verband**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
96 mm x 66 mm	10	09947020	70118
96 mm x 66 mm	25	09947037	70119



Träger:	Vlies
Auflage:	antiadhäsiv
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Farbe:	weiß
Eigenschaften:	steril, selbstklebend, atmungsaktiv, allergikergeeignet
Ausführung:	einzel eingeschweißt

ORTOLUX® & ORTOLUX®AIR

Die sterilen Uhrglasverbände bestehen aus einem hautfreundlichen Vliespflaster mit einer mittig eingefassten gewölbten Scheibe. Dank des flexiblen Trägermaterials und der ergonomischen Form passen sie sich der Augenpartie optimal an. Die transparente Schale aus bruchfestem Kunststoff ist 11 mm tief und ca. 56 mm x 37 mm groß. Damit bietet sie nicht nur besten mechanischen Schutz für das abgedeckte Auge, sondern ermöglicht auch ein angenehm großes Gesichtsfeld. ORTOLUX® eignet sich durch seine geschlossene Schale insbesondere zur Schaffung einer feuchten Kammer, um Horn- und Bindehaut vor dem Austrocknen zu schützen, z. B. bei Lagophthalmus oder nach LASIK-Operationen. Bei ORTOLUX® AIR sorgen die Öffnungen in der Scheibe für eine gute Belüftung und erlauben zudem die Medikamentengabe, ohne den Verband entfernen zu müssen.

- **sterile Uhrglasverbände zur Abdeckung des Auges während der Heilungsphase nach Verletzungen oder chirurgischen Eingriffen**
- **einfache Kontrolle und Begutachtung des Auges ohne Verbandabnahme**
- **ergonomische Form für mehr Tragekomfort und optimalen Halt**

ORTOLUX®

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
96 mm x 68 mm (small)	1	02040050	70105
96 mm x 68 mm (small)	20	02040044	70106
114 mm x 80 mm (large)	1	00642419	70107
114 mm x 80 mm (large)	20	00642520	70108

ORTOLUX®AIR

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
96 mm x 68 mm (small)	1	04511329	70135
96 mm x 68 mm (small)	20	04511335	70136
114 mm x 80 mm (large)	1	04511306	70137
114 mm x 80 mm (large)	20	04511312	70138




Träger:	Vlies
Kleber:	lösungsmittel- und latexfrei
Farbe:	hautfarben
Schale:	bruchfestes Kunststoffmaterial
Eigenschaften:	steril, selbstklebend, lichtdurchlässig, allergikergeeignet
Ausführung:	einzel eingeschweißt, Schale mit und ohne Lochung

SEHTESTE FERNE & NÄHE

Der Visus (Sehschärfe) gibt Auskunft darüber, wie detailgenau Konturen und Muster in einer bestimmten Entfernung erkannt werden. Man spricht auch vom Auflösungsvermögen des Auges, also der Fähigkeit, zwei Punkte getrennt voneinander wahrzunehmen. Bei einem Visus von 1,0 erkennt das Auge aus einer Entfernung von fünf Metern 1,5 mm große Details an einem Objekt. Werden bei gleichem Abstand Details erst in der Größe ab 3 mm erkannt, beträgt der Visus entsprechend 0,5.

Die Sehschärfe reift in den ersten zehn Lebensjahren vollständig heran und ist in dieser Zeit besonders anfällig für mögliche Störfaktoren. Zur Visusprüfung stehen unterschiedliche Tafeln zur Auswahl, auf denen Sehzeichenreihen in abnehmender Größe abgebildet sind. Für Kinder, die Schwierigkeiten beim Erkennen von in Reihen angeordneten Sehzeichen haben, gibt es Sehteste mit einzeln dargestellten Optotypen.

Grundsätzlich wird zwischen Testen zur Untersuchung des Fern- und des Nahvisus unterschieden. Dabei wird jedes Auge einzeln untersucht, um unter anderem Fehlsichtigkeiten (Kurz- oder Weitsichtigkeit) sowie Schielen und damit verbundene Störungen (Amblyopie) abzuklären.




SEHTESTE FERNE

Wandtafel LEA™-Symbole/E-Haken

Die Wandtafel dient zur Ermittlung des Fernvisus bei einem Testabstand von drei Metern und eignet sich zur Untersuchung von Kindern ab dem 3. Lebensjahr. Die Tafel ist beidseitig bedruckt und kann an der Wand angebracht werden. Auf der einen Seite zeigt sie die bekannten LEA™-Symbole Kreis, Quadrat, Haus und Apfel, auf der anderen Seite sind E-Haken abgebildet. Die Sehzeichen sind in 15 Visusstufen dargestellt und werden mit jeder Stufe (Reihe) proportional kleiner. Für die LEA™-Symbole gibt es eine Antworttafel, die ein nonverbales Screening erlaubt.

- **beidseitig verwendbare Sehtafel zur Prüfung des Fernvisus ab dem 3. Lebensjahr**
- **mit Antworttafel für die nonverbale Testdurchführung**
- **Wandaufhängung möglich**

Format	Größe	Art.-Nr.
Wandtafel	43 cm x 53,4 cm	52035



Inhalt: 1 Wandtafel, inkl. Antworttafel (für LEA™-Symbole)
Sehzeichen: Kreis, Quadrat, Haus, Apfel, E-Haken
Visus: 0,125 bis 2,50
Prüfdistanz: 3 m
Ausführung: beidseitig bedruckt

Faltpapier LEA™-Symbole

Bei der Faltpapier handelt es sich um einen klassischen Sehtafel-Test mit Reihenoptotypen. Sie eignet sich zur Wandaufhängung und lässt sich in der Hälfte zusammenlegen. Damit ist die Tafel ideal auch für Screenings außerhalb der Praxis einsetzbar. Sie zeigt zehn Linien mit den vier kindgerechten LEA™-Motiven Kreis, Quadrat, Haus und Apfel in abnehmender Größe. Die Rückseite ist schwarz. Aufgrund der einfach verständlichen Symbole eignet sich der Test zur Prüfung und Bestimmung des Fernvisus ab dem 3. Lebensjahr. Die Testentfernung liegt bei drei Metern. Im Lieferumfang ist eine Antworttafel enthalten, der Sehtest entsprechend nonverbal durchführbar.


- **klassischer Sehtafel-Sehtest mit kindgerechten Motiven zur Prüfung des Fernvisus ab dem 3. Lebensjahr**
- **optimal für den mobilen Einsatz, z. B. in Kindergärten und Schulen**
- **Wandaufhängung möglich**

Format	Größe	Art.-Nr.
Faltpapier	40,6 cm x 40,6 cm	52054



Inhalt: 1 Faltpapier, inkl. Antworttafel
Sehzeichen: Kreis, Quadrat, Haus, Apfel
Visus: 0,125 bis 1,25
Prüfdistanz: 3 m

Ringbuch LEA™-Symbole



Das LEA™-Einzelringbuch ist ein handlicher Sehtest mit einfachen, unterschiedlich großen Symbolen zur Fernvisus-Prüfung bereits ab dem 2. Lebensjahr. Die empfohlene Prüfdistanz beträgt drei Meter. Um die Kinder mit den vier Motiven und der Testdurchführung vertraut zu machen, empfiehlt es sich, mit einem geringeren Abstand und den größten Symbolen zu beginnen. Anders als bei klassischen Sehtafeln sind die Sehzeichen hier einzeln abgebildet. Das Ringbuch ist daher ideal zur Untersuchung von Kindern, die bei Reihensehtesten Schwierigkeiten haben, aufgrund der Vielzahl an Optotypen einzelne Zeichen zu fixieren und diese zu benennen. Der Test wird mit kleiner werdenden Symbolen so lange durchgeführt, bis die Sehschärfenschwelle – die kleinste Symbolgröße, bei der noch mindestens drei Symbole richtig erkannt werden – erreicht ist. Mithilfe der weißen Abdecktafel können die übrigen Motive auf einer Seite verdeckt werden. Dank der dazugehörigen Antworttafel ist der Test auch nonverbal durchführbar.

Inhalt: 1 Ringbuch mit 13 Seiten, inkl. Abdeckung und lichtdurchlässiger Antworttafel
Sehzeichen: Kreis, Quadrat, Haus, Apfel
Visus: 0,10 bis 2,50
Prüfdistanz: 3 m

- **kindgerechter Sehtest im praktischen Ringbuchformat zur Prüfung des Fernvisus ab dem 2. Lebensjahr**
- **optimal bei Defiziten im Erkennen von Sehzeichenreihen**
- **dank Matching-Tafel auch zum nonverbalen Screening geeignet**

Format	Größe	Art.-Nr.
Ringbuch	12,7 cm x 12,7 cm	52008

Geld gespart:
 Mit unserem Sehtest-Set
 für Kinderärzte
 auf Seite 88!


SEHTESTE NÄHE

Karte LEA™-Symbole

Die LEA™-Karte mit Symbolen dient als Nahsehtest für Kinder, der häufig im Rahmen des Amblyopie-Screenings im Vorschulalter oder während des ersten Schuljahres durchgeführt wird. Die handliche Karte mit Kordel zum Abmessen der Prüfdistanz von 40 cm ist vorder- und rückseitig bedruckt. Beide Seiten zeigen die kindgerechten LEA™-Motive Kreis, Quadrat, Haus und Apfel in untereinander angeordneten, kleiner werdenden Reihen. Am Rand jeder Reihe finden sich Angaben zum Prüfabstand, zur Optotypengröße und zum Visus. Auf der Rückseite der Karte sind die Sehzeichen dichter gruppiert. Der Optotypenabstand liegt hier bei 50 % und 25 % der jeweiligen Objektgröße. Durch die entstehenden Symbole kann ein möglicher Crowding-Effekt, wie er bei Amblyopie bei eng nebeneinander angeordneten Symbolen auftritt, aufgedeckt werden. Die enthaltenen Antwortkarten sowie die unten auf der Karte aufgedruckten Symbole bieten die Möglichkeit zum nonverbalen Screening.

- **beidseitig verwendbarer Sehtest mit kindgerechten Motiven zur Prüfung des Nahvisus**
- **geeignet, um Kinder mit der Methode eines Sehtests vertraut zu machen**
- **mit Antwortkarten zur nonverbalen Testdurchführung**

Format	Größe	Art.-Nr.
Karte	25,4 cm x 20,3 cm	52016



- Inhalt:** 1 Karte mit Abstandskordel, inkl. Antwortkarten
- Sehzeichen:** Kreis, Quadrat, Haus, Apfel
- Visus:** 0,05 bis 2,00
- Prüfdistanz:** 40 cm
- Ausführung:** beidseitig bedruckt

Karte LEA™-Symbole/LEA™-Zahlen

Der kindgerechte Nahsehtest im handlichen Kartenformat ist beidseitig einsetzbar. Die Seite mit den LEA™-Symbolen eignet sich zur Untersuchung von Kindern ab dem Kleinkindalter. Die Motive sind in Reihen angeordnet, die nach unten hin kleiner werden. Die zweite Kartenseite zur Ermittlung des Nahvisus bei lesekundigen Kindern zeigt Zahlen nach dem gleichen Anordnungsprinzip. Auf beiden Seiten sind am Rand jeder Reihe Prüfabstand, Optotypengröße und der entsprechende Visus notiert. Für die LEA™-Motive gibt es einzelne Antwortkarten, sodass auch eine nonverbale Testdurchführung möglich ist. Die Abstandskordel an der Karte hilft beim Abmessen und Einhalten der Prüfdistanz von 40 cm.

- **beidseitig verwendbarer Sehtest mit Motiven und Zahlen zur Prüfung des Nahvisus**
- **für verschiedene Altersklassen einsetzbar**
- **mit Antwortkarten für die Symbolseite zum nonverbalen Screening**

Format	Größe	Art.-Nr.
Karte	25,4 cm x 20,3 cm	52018



- Inhalt:** 1 Karte mit Abstandskordel, inkl. Antwortkarten (für LEA™-Symbole)
- Sehzeichen:** Kreis, Quadrat, Haus, Apfel, Zahlen
- Visus:** 0,05 bis 2,00
- Prüfdistanz:** 40 cm
- Ausführung:** beidseitig bedruckt

STEREOTESTE

Stereoskopisches Sehen ist die Fähigkeit, mit beiden Augen einen räumlichen Seheindruck zu gewinnen. Sie entwickelt sich in den ersten Lebensmonaten eines Kindes und reift im Verlauf der Kindheit heran. Werden Entwicklungsstörungen der Augen nicht oder zu spät erkannt, kann das räumliche Sehvermögen ein Leben lang beeinträchtigt sein.

Beim Betrachten eines Gegenstandes nimmt jedes Auge das Objekt aus einem geringfügig anderen Winkel wahr. Im Gehirn werden diese leicht querdissparaten (voneinander versetzten) Seheindrücke kombiniert und es entsteht ein dreidimensionales Bild. Eine wesentliche Voraussetzung für korrektes räumliches Sehen ist daher, dass sich beide Augen synchron bewegen und dem Gehirn annähernd gleiche Seheindrücke übermitteln.

Einschränkungen des Augenmuskelapparates, Anisometropie (unterschiedlich stark fehlsichtige Augen) oder auch Strabismus (Schielen) können Ursachen für Störungen des Stereosehens sein. Zur Untersuchung des räumlichen Sehvermögens werden Stereoteste eingesetzt, die in der Regel nach dem Prinzip der Querdissipation aufgebaut sind. Das bedeutet, diese Tests zeigen Motive und Figuren, die nur dann wahrgenommen werden können, wenn die Augen über eine normale stereoskopische Sehfähigkeit verfügen.

Lang-Stereotest® I-R



Der Lang-Stereotest® I-R ermöglicht eine einfache und schnelle Prüfung des beidäugigen räumlichen Sehens etwa ab dem 6. Lebensmonat. Der Test basiert auf einer Kombination aus dem Random-Dot-Prinzip und dem Zylinderastervorgang und erleichtert so das Stereoscreening, da keine Brille als zusätzliches Hilfsmittel benötigt wird. Die drei Motive Katze, Stern und Auto sind in einer unterschiedlichen Disparität angeordnet und sowohl ab dem Kleinkindalter als auch kulturübergreifend verständlich. Der Test eignet sich ebenso zur Differenzierung von Pseudostrabismus und tatsächlichem Schielen.

Inhalt: 1 Tafel, inkl. aufklappbarer
Mappe und Anleitung
Motive: Katze, Stern, Auto
Disparität: 1.200", 600", 550"
Prüfdistanz: ca. 40 cm

- **handlicher Stereotest zur Prüfung des räumlichen Sehens**
- **sehr einfache, universal verständliche Motive für ein Stereoscreening im präverbalen Alter oder bei Kindern mit eingeschränkten Deutschkenntnissen**
- **Durchführung ohne Brille**

Format	Größe	Art.-Nr.
Karte	16,5 cm x 11,5 cm	54000-R

Lang-Stereotest II

Bei dem Lang-Stereotest II handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Lang-Stereotest® I-R. Er verfügt im Unterschied dazu über eine feinere Disparität und ein zusätzliches Symbol, das auch monokular erkennbar ist. Dies erleichtert die Testdurchführung vor allem bei Kindern mit fehlendem oder eingeschränktem räumlichen Sehvermögen, weil das Erkennen des Objekts ein Erfolgsgefühl vermittelt. Der Stereotest eignet sich ideal auch zur Untersuchung von Kindern, denen der erste Lang-Test bereits bekannt ist. Aufgrund des Rauschmusters aus Random-Dots und Zylinderraster ist der Test ohne Brille durchführbar, was die Anwendung – besonders bei Kleinkindern – zusätzlich vereinfacht.

- **handlicher Stereotest mit kindgerechten Motiven zur Prüfung des räumlichen Sehens**
- **monokular erkennbares Motiv zur Stärkung der Aufmerksamkeit und der Motivation bei Kindern mit eingeschränkter Stereopsis**
- **Durchführung ohne Brille**

Format	Größe	Art.-Nr.
Karte	16,5 cm x 11,5 cm	54001



Inhalt: 1 Tafel, inkl. aufklappbarer Mappe und Anleitung
Motive: Elefant, Auto, Halbmond, Stern
Disparität: 600", 400", 200" (der Stern ist immer sichtbar)
Prüfdistanz: ca. 40 cm

Stereotest Dinosaurier

Der farbige Stereotest basiert auf einer modernen Lentikulartechnologie und ermöglicht die Untersuchung des räumlichen Sehvermögens ohne zusätzliche Polarisationsbrille. Mittels winziger optischer Linsen und Prismen wird ein dreidimensionaler Eindruck erzeugt, sodass die abgebildeten Motive entweder aus der Ebene hervor- oder zurücktreten. Der Stereotest beinhaltet zwei unterschiedliche Testtafeln. Die Tafel 1 mit einem Dinosaurier in Großansicht macht das Kind mit der Untersuchung vertraut. Die zweite Tafel zeigt in Reihen angeordnete kleine Tiermotive zur differenzierten Untersuchung der Tiefenwahrnehmung. Durch die auf der Umschlagseite aufgedruckten Lösungen lassen sich die Antworten schnell und einfach überprüfen, wodurch ein insgesamt ruhiger Testablauf gewährleistet wird.

- **farbiger Stereotest mit verschiedenen Tiermotiven zur Prüfung des räumlichen Sehens**
- **dank des modernen Designs und verschiedenartig gestalteter Motive für ein breites Altersspektrum geeignet**
- **vereinfachte Testdurchführung ohne zusätzliche Brille**

Format	Größe	Art.-Nr.
Buch	14,8 cm x 21 cm	54020



Inhalt: 2 Tafeln mit rückseitig aufgedruckten Antworten
Motive: Tiere (als Realbilder und Comiczeichnungen)
Disparität: 400" bis 40"
Prüfdistanz: ca. 40 cm

LEA™-Stereotest Fliege



Der klassische Stereotest zur schnellen und zuverlässigen Untersuchung des räumlichen Sehens verfügt über drei unterschiedliche Testbereiche. Die Sektion A mit dem Motiv Fliege testet das grobe Stereosehen und ist für Kinder jeden Alters geeignet. Die Sektion B für ältere Kinder zeigt zehn Felder mit jeweils vier Kreisen. Hier geht es darum, die Kreise zu benennen, die sich räumlich abheben. Die Sektion C mit den einfachen LEA™-Symbolen Kreis, Quadrat, Haus und Apfel dient dem Stereoscreening ab dem Kindergartenalter sowie bei älteren Kindern, bei denen z. B. eine Entwicklungsverzögerung vorliegt. Die rückseitig auf dem Umschlag aufgedruckten Lösungen ermöglichen eine schnelle Überprüfung der Antworten und sorgen für eine ruhige Testatmosphäre. Die zur Durchführung benötigte Brille ist im Lieferumfang enthalten.

Inhalt: 2 Tafeln mit rückseitig aufgedruckten Antworten, inkl. Polarisationsbrille
Motive: Fliege, Kreise, LEA™-Symbole
Disparität: 4.800" bis 20"

- **Stereotest mit drei unterschiedlichen Testsektionen zur Prüfung des räumlichen Sehens**
- **für verschiedene Altersgruppen und Entwicklungsstände einsetzbar**
- **sehr gut zu reinigen**

Format	Größe	Art.-Nr.
Buch	18 cm x 16 cm	54006

OBERFLÄCHENREINIGUNG VON DIAGNOSTISCHEN AUGENPRODUKTEN



Bei Bedarf das Produkt mit einem nebelfeuchten, flusenfreien Tuch vorsichtig abwischen, ggf. etwas mildes Spülmittel daraufgeben. Dann vorsichtig mit einem weichen Tuch trocknen.

Bitte keine Mikrofasertücher sowie aggressive chemische oder ätzende Reiniger verwenden, um die empfindliche Oberfläche der Produkte nicht zu beschädigen.

Berücksichtigen Sie bei der Reinigung Ihrer diagnostischen Augenprodukte immer auch die jeweilige Empfehlung des Herstellers. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

FARBTESTE

Mithilfe von Farbtesten werden Farbsinnstörungen festgestellt und ihre Ausprägung bestimmt. Es gibt verschiedenste Formen und Schweregrade beeinträchtigter Farbwahrnehmung, am weitesten verbreitet ist die Rotgrünschwäche.

Verantwortlich für das Sehen von Farben sind die Zapfenzellen in der Netzhaut. Sie reagieren auf die Lichtfarben Rot, Grün und Blau. Durch Vorgänge der additiven Farbmischung dieser drei Farben in Intensität und Helligkeit ergibt sich die Farbvielfalt des natürlichen Farbsehens. Fehlfunktionen der Zapfen können dazu führen, dass ein falscher Seheindruck entsteht und Farben je nach Ausprägung der Farbschwäche annähernd gleich aussehen. Da eine Farbsinnstörung in der Regel angeboren ist, fällt Betroffenen – insbesondere Kindern – diese Fehlfunktion selbst nicht auf.

Zur Diagnostik von Farbsinnstörungen haben sich in der Pädiatrie Farbtafelteste, wie z. B. der Waggoner-Farbttest oder der Ishihara-Farbttest, etabliert. Die Tafeln beider Tests zeigen randomisiert angeordnete Flecken in kontrastierenden Farbtönen. Kinder mit einer normalen Farbwahrnehmung erkennen daraus ein vorgegebenes Motiv. Farbschwache Kinder erkennen dies nicht bzw. sehen eventuell etwas anderes.

Welcher Farbttest eingesetzt wird, hängt vom Alter und der Entwicklung des Kindes ab. Aufgrund der einfachen Motive ist der Waggoner-Farbttest ideal für die Untersuchung im Kindergarten- und Vorschulalter sowie von entwicklungsverzögerten Kindern. Die Ishihara-Tafeln eignen sich zum Testen von älteren Kindern im lesekundigen Alter.

Waggoner-Farbttest

Der Waggoner-Farbttest „Color Vision Testing Made Easy“ ist ein einfacher und sehr schnell durchzuführender Test zur Prüfung des Rotgrünfarbsinns. Er besteht aus verschiedenen pseudoisochromatischen Tafeln. Neben den zehn Haupttesttafeln enthält der Test vier zusätzliche Karten mit anderen Objekten für ein separates Screening. Die schnelle Durchführung und die simplen, universal verständlichen Figuren und Objekte aus der Kinderwelt ermöglichen die Untersuchung bereits ab dem 3. Lebensjahr. Der Farbttest lässt sich ebenso gut bei älteren Kindern mit Entwicklungsverzögerungen einsetzen.

- **Farbttest zur Untersuchung der Rotgrünfarbwahrnehmung bei Kindern ab drei Jahren**
- **schnelle Durchführung mit leicht verständlichen Motiven für eine vereinfachte Testsituation**
- **mit Zusatztafeln für einen separaten Schnelltest**

Format	Größe	Art.-Nr.
Buch	22,3 cm x 16 cm	56015



Inhalt:	14 Tafeln (12 Farbtafeln, 2 Schwarz-Weiß-Tafeln zur Demonstration/Kontrolle)
Motive:	Kreis, Stern, Quadrat (Tafel 1–10), Hund, Schiff, Haus, Auto (Zusatztafeln)
Prüfdistanz:	ca. 75 cm

Ishihara-Farbtest



Der Farbtest nach Ishihara ist ein klassischer Test zur Farbsinnprüfung basierend auf Abbildungen aus unterschiedlich farbigen und verschiedenen großen Punkten. Durch den Helligkeits- und Sättigungsgrad der einzelnen Farbtöne ergibt sich ein Kontrast zum jeweils dargestellten Motiv, hier sind es Zahlen und Linien. Der Farbtest eignet sich entsprechend zur Untersuchung von Kindern im lesefähigen Alter. Die Prüfung sollte bei Tageslicht, ohne direkte Sonneneinstrahlung erfolgen und sowohl ein- als auch beidäugig durchgeführt werden.

- **Farbtest mit Zahlen und Linien zur Prüfung der Farbwahrnehmung**
- **ideal vor allem für ältere Kinder, für die Farbteste mit sehr kindgerechten Motiven nicht mehr altersgemäß sind**
- **dank der Linienmotive keine Beeinflussung des Testergebnisses durch Vorbereitung möglich**

Inhalt: je nach Ausführung 14, 24 oder 38 Tafeln
Motive: Zahlen und Linien
Prüfdistanz: ca. 75 cm

Format	Größe	Art.-Nr.
Buch mit 14 Tafeln	14,5 cm x 21 cm	56010
Buch mit 24 Tafeln	14,5 cm x 21 cm	56013
Buch mit 38 Tafeln	14,5 cm x 21 cm	56000

Haben Sie Fragen
zu unseren Produkten?
**Wir sind gern
für Sie da.**

Telefon: **+49 5207 991688-0**

E-Mail: **info@tshs.eu**

OKKLUDERBRILLEN

Bei der Sehschärfeprüfung unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem Nah- und dem Fernvisus. Der Nahvisus ist die Sehschärfe in einer Distanz von etwa 30 cm bis 40 cm. Als Fernvisus wird die Sehschärfe ab etwa einem Meter Entfernung bezeichnet. Unabhängig von der Prüfdistanz wird der Visus für jedes Auge einzeln gemessen.

Die Mattglas-Okkluderbrillen mit vier verschiedenen Tiermotiven dienen als hilfreiches Zubehör, um die Visusbestimmung kindgerecht und spielerisch durchzuführen. Sie sind speziell für die Augenuntersuchung von Kindern ausgelegt: Die Brillen haben ein geringes Gewicht, sind sehr robust und verfügen über längenverstellbare Bügel. Sie lassen sich außerdem leicht reinigen.

Mattglas-Okkluderbrillen


Die Okkluderbrillen im farbenfrohen Tierdesign dienen als Hilfsmittel zur Sehschärfeprüfung im Rahmen der kindlichen Augenuntersuchung. Sie ermöglichen die Visusbestimmung auch bei Vorliegen eines Nystagmus. Ein Set besteht aus zwei Brillen desselben Motivs mit jeweils einem milchig-matten Sichtfenster. Die weit über den Fassungsrand hinausragenden Tiermotive verhindern, dass das Kind über den Brillenrand schauen kann, und bieten damit gute Voraussetzungen für die monokulare Untersuchung. Die Brillen sind zudem extra leicht, um eine mögliche Ablenkung durch ihr Gewicht während der Testdurchführung zu vermeiden. Durch die längenverstellbaren Bügel lässt sich ihr Sitz optimal anpassen.

- **fantasievolle Tiermotiv-Okkluderbrillen mit je einem Mattglasfenster zur Visusprüfung**
- **geringes Gewicht und einstellbare Bügel für 100 % kindgerechten Tragekomfort**
- **hygienisch sichere Reinigung des Materials möglich**

Design	Stück je Pack.	Art.-Nr.
Schmetterling	2	53009
Pferd	2	59535
Papagei	2	59536
Tiger	2	59537



Motive: Schmetterling, Pferd, Papagei, Tiger
Eigenschaften: leicht, stabil, mit verstellbaren Bügeln
Ausführung: als Set mit 2 Brillen



Unser Sehtest-Set für Ihre Praxis

Bestens ausgestattet und gleichzeitig sparen!

Mit unserem Sehtest-Set für Kinderärzte erhalten Sie wesentliche pädiatrische Sehteste mit passendem Zubehör. Enthalten sind je ein Sehtest zur Visusprüfung in Nähe und Ferne, ein Stereo- und ein Farbtest sowie zwei Mattglas-Okkluderbrillen.



Ob als Ausstattung für weitere Behandlungsräume, zum Austausch Ihres bisherigen augendiagnostischen Sortiments oder zur Praxisneueröffnung – mit unserem Sehtest-Set ist Ihre Praxis bestens ausgestattet und Sie profitieren gleichzeitig vom attraktiven Set-Preis. Geeignete Stereoteste finden Sie auf den Seiten 82 und 83.

- 1 Wandtafel mit LEA™-Symbolen und E-Haken** (Seite 79)
- 2 Nahsehtest mit LEA™-Symbolen und LEA™-Zahlen** (Seite 81)
- 3 Waggoner-Farbtest** (Seite 85)
- 4 Mattglas-Okkluderbrillen „Schmetterling“** (Seite 87)

Produktbezeichnung

Sehtest-Set für Kinderärzte

Art.-Nr.

52233

OPHTHALMOSKOPE

Die Kinder-Richtlinie des GBA sieht vor, den Brückner-Test im Rahmen der U-Untersuchungen mit einem direkten Ophthalmoskop durchzuführen. Auf diese Weise sollen Anomalien und Fehlsichtigkeiten möglichst frühzeitig erkannt werden.

Bei dem Durchleuchtungstest nach Brückner handelt es sich um eine objektive Untersuchungsmethode, die keine Rückmeldung des Kindes erfordert. Solange Kinder noch nicht aktiv am Screening teilnehmen können und keine zuverlässigen Sehteste möglich sind, lassen sich mithilfe des Brückner-Tests einfach und schnell zentrale Veränderungen des Fundus (Augenhintergrund), bestimmte Formen von Fehlsichtigkeit und visusrelevante Trübungen der Hornhaut und Augenlinse (z. B. Katarakte) erfassen.

Die Ophthalmoskope von HEINE sind nach dem Medizinproduktegesetz zugelassen und erfüllen in Bezug auf die Grenzwerte von Lichtquellen für Augenuntersuchungen die Anforderungen der DIN EN ISO 15004-2.

HEINE K180® Ophthalmologie-Set

Das Ophthalmologie-Set verbindet hohe Funktionalität mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Enthalten sind das HEINE-Ophthalmoskop K180®, der passende Batteriegriff (ohne Batterien) und ein Stoffetui für die sichere Aufbewahrung. Das HEINE K180® zählt zu den Standard-Ophthalmoskopen und bietet eine präzise und reflexionsreduzierte Optik. Die eingesetzte Xenon-Halogen-Technologie (XHL) erzeugt ein helles, weißes Licht für eine klare Fundus-Abbildung. Das Gehäuse aus schlagfestem Polykarbonat ist robust und staubgeschützt. Über das Blendenrad können fünf verschiedene Blenden ausgewählt werden. Zum Refraktionsausgleich stehen 27 Linsen im Bereich von -35 D bis +40 D zur Verfügung.

Das Ophthalmoskop ist auch einzeln ohne Griff und Etui erhältlich (Art.-Nr. 57502). Es kann mit allen BETA®-Griffen von HEINE genutzt werden.

- **direktes Ophthalmoskop mit sphärischer Optik zur Augenspiegelung**
- **ergonomische Form für optimales Anliegen in der Augenhöhle, inkl. Stirn- und Brillenstütze**
- **ideal zum Einsatz in der Pädiatrie dank umfassender Grundfunktionalität ohne komplexe Zusatzfunktionen**

Ausführung	Art.-Nr.
Ophthalmologie-Set · 2,5 Volt	57567
Ophthalmoskop-Kopf (ohne Griff) · 3,5 Volt	57502



Blenden:	Spalt, Rotfreifilter, Fixationsstern mit Polarkoordinaten, großer Kreis, mittlerer Kreis
Linsen:	27 (-35 D bis +40 D)
Batterietyp:	IEC LR14 (Größe C)



HEINE mini 3000® LED-Ophthalmoskop

Das LED-Ophthalmoskop HEINE mini 3000® ist ein handliches Ophthalmoskop mit Batteriegriff, das eine verzerrungsfreie und randscharfe Optik erzeugt – als Kleinophthalmoskop ideal zum Einsatz für die pädiatrische Augenuntersuchung. Die wartungsfreie LED-Beleuchtung sorgt für eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung mit authentischer Farbwiedergabe und für eine verlängerte Betriebszeit von bis zu zehn Stunden. Durch langsames Absenken der Helligkeit wird ein fälliger Batteriewechsel rechtzeitig angezeigt. Über den integrierten Ein- und Ausschalter im Halteclip schaltet sich das Instrument automatisch ab, sobald es an den Kittel geklemmt wird. Das kompakte Ophthalmoskop verfügt über fünf verschiedene Blendeinstellungen sowie 18 Linsen zum Refraktionsausgleich im Bereich von -20 D bis +20 D. Das Gehäuse besteht aus einem robusten und staubgeschützten Kunststoffmaterial.

Blenden:

großer Kreis, mittlerer Kreis, Fixationsstern, Halbkreis, Rotfilter

Linsen:

18 (-20 D bis +20 D)

Batterietyp:

IEC LR6 (Größe AA)

- **direktes Ophthalmoskop im Taschenformat zur Augenspiegelung**
- **leichte Bedienung mit nur einer Hand für mehr Flexibilität während der Untersuchung**
- **einfaches Handling dank kompakter Abmessung und geringem Gewicht**

Ausführung

Ophthalmoskop mit Batteriegriff

Art.-Nr.

57556

PRODUKT- INFO

Die Seiten 78 – 90 decken in erster Linie den pädiatrischen Bedarf im Rahmen der U-Untersuchungen ab. Unser umfangreiches ophthalmologisches Sortiment finden Sie auf www.eyesfirst.eu.

KARIBU-Projekt

UNSER ENGAGEMENT IN AFRIKA ZUR PRÄVENTION VON KINDERBLINDHEIT

Seit 2007 unterstützen wir das KARIBU-Projekt in Kenia. Schwerpunkt des Hilfsprojekts unserer Mitarbeiterin ist die Prävention von Kinderblindheit durch Früherkennung und rechtzeitige Behandlung kindlicher Augenerkrankungen. In ihrer Funktion als Beraterin des kenianischen Gesundheitsministeriums für den Bereich Kinderophthalmologie leistet die erfahrene Orthoptistin hervorragende Entwicklungsarbeit. Sie selbst fliegt einmal im Jahr nach Kenia, um dort einen Workshop zur Prädiagnostik kindlicher Augenkrankheiten zu leiten, sich vom Fortgang der einzelnen Projekte zu überzeugen und sicherzustellen, dass die Geld- und Sachspenden den bedürftigen Kindern direkt zugutekommen. Seit 2016 unterstützen wir sie auch bei ihren Bemühungen, in Nigeria die erste orthoptische Einrichtung des Landes aufzubauen und auszustatten.

EYESFIRST®

AUGENOKKLUSIONSPFLASTER

AUGENVERBÄNDE

BINOKULARTESTE

FARBTESTE

FRÜHFÖRDERUNG

KONTRASTTESTE

LINSENFOLIEN

LOW-VISION-TESTE

OKKLUSIONSFOLIEN

OPHTHALMOSKOPE

OP-INSTRUMENTE

PRISMEN

PRISMENFOLIEN

REFRAKTION

SEHTESTE

STEREOTESTE

VISUELLE REHA

ZUBEHÖR



DIE Adresse für Ihre
diagnostischen
Augenprodukte

www.eyesfirst.eu

Vernetzen Sie sich mit uns!

Die Trusetal Verbandstoffwerk GmbH auf Social Media

 **Instagram**

@trusetal.verbandstoffwerk

 **Facebook**

@TRUSETAL Verbandstoffwerk GmbH

 **LinkedIn**

@Trusetal Verbandstoffwerk GmbH



Mehr Infos auf
www.tshs.eu

Produktinformationen & Anwendungsvideos

Sie erfahren alles Wichtige über die Materialien, Eigenschaften und Einsatzbereiche unserer Produkte und können sich mit unseren Video-Tutorials direkt selbst ein Bild machen.

Messen & Fachtagungen

Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Mit unserem Terminticker wissen Sie immer, auf welcher Veranstaltung Sie uns als Nächstes treffen.

Unternehmensnews & Stellenangebote

Lernen Sie uns als Unternehmen besser kennen. Wir geben Einblicke in unseren Arbeitsalltag, stellen unser Team vor und informieren Sie zeitnah, wenn wir Verstärkung suchen.

Kontakt & Austausch

Nutzen Sie unsere Social-Media-Kanäle, um schnell und unkompliziert mit uns in Kontakt zu treten – für Fragen, Feedback und fachlichen Austausch.



Finden und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn!

PRODUKT- UND STICHWORTVERZEICHNIS

Produkt/Stichwort Seite

Antiseptikum Info	8
Antiseptische Wundverbände	13 – 15, 17, 27
Arthrose	53 – 54
Atmungsaktivität Info	8
Atraumatischer Wundverschluss	23
Augenkompressen	76 – 77
Augenokklusionspflaster	73 – 75
Augenschutz	70 – 71
Augenverbände	76 – 77
Ballon-Mulltupfer	46
Bandagen	54
Baretthauben	72
Binden	47 – 50
BIO STRIP	30, 37
Blasenpflaster	34
BLU GRIP®	49
Blutentnahmepflaster	16 – 18, 21
Brillen	70 – 71
Brückner-Test	89 – 90
Chlorhexidindigluconat Info	8
COMPRIDERM®	48
Cremes	60 – 62
CUTIFLEX®	28
CUTIFLEX®MED	27
CUTIFLEX®MED STRIP	27, 38
CUTIFLEX® ROUND	29
CUTIFLEX® SQUARE	29
CUTIFLEX® STRIP	28
Daumenorthese	53
DERMAGRIP®	50

Produkt/Stichwort Seite

DERMATESS® CAMBRIC	48
Dialysepflaster	21
Dinosaurier-Test Stereotest	83
Dreiecks-Mulltupfer	46
DROP®	13
DROP® 3D	14
DROP®MED	13
Duschpflaster/-verbände	27 – 29
Einmalhandschuhe	66 – 68
Einmalmundschutz	70
Einmalschürzen	72
Eisspray	55
ELASTINA® Schlauchverbände	41
ELASTINA® SALVADITO	42
Endlospflaster	16 – 17
ES-Kompressen	43
Falttafel LEA™-Symbole Sehtest Ferne	79
Farbteste	85 – 86
Fernvisus-Teste	79 – 80
Feuchtigkeitscreme	61
Fingerfertigverbände	42
Fingerkuppenpflaster	14
Fingerpflaster	14, 18
Fixierbinden	48 – 50
Fixierfolie	29
Fixierpflaster	31 – 32
Fixiervlies	20
Flügelpflaster	14
Folienwundverbände	26 – 30
FORTE ELASTIC	18, 37

PRODUKT- UND STICHWORTVERZEICHNIS

Produkt/Stichwort	Seite
Frachtkosten	96
Fußpflege	61 – 62
Fußpilz	61 – 62
Gaze	43 – 45
Große Wundverbände	13, 27 – 28
Haftfixierbinden	49 – 50
Handschuhe	66 – 68
Hautkleber	23 – 25
Hautpflege	60 – 62
HEINE K180®	89
HEINE mini 3000®	90
Heißschmelzkleber Info	8
Herpes Patch	33
Hilfsmittel Visusprüfung	87
Hotmelt-Kleber Info	8
Hydrokolloid-Verbände	33 – 34
idra®care Garza	45
idra®care Idrogel	60
Inhaltsstoffe Fußpflegeserie	63 – 65
INJECTION	18
INJECTION color	18
Injektionspflaster	16 – 18, 21
Ishihara-Farbttest	86
JawLax®	57 – 59
Kältesofortpack	56
Kältetherapeutika	55 – 56
Kanülenpflaster	21
Karte LEA™-Symbole Sehtest Nähe	81
Karte LEA™-Symbole/LEA™-Zahlen Sehtest Nähe	81
Kiefer-Wärmeset	57 – 59

Produkt/Stichwort	Seite
Kinder-Wundverbände	14, 16, 18
Kinesiologie	52
Klammerpflaster	23
Kleber Info	8
Kleberfreie Fixierung	41
Kleine Wundverbände	15, 18, 29
Kohäsivbinden	49 – 50
Kompressen	43 – 44
Kompressionspflaster	21
Kopfhauben	72
Kryotherapie	55 – 56
Lang-Stereotest® I-R	82
Lang-Stereotest II	83
Latexhandschuhe	68
LEA™-Stereotest Fliege	84
LEA™-Teste	79 – 81, 84
MASTER-AID® Info	7 – 8
Mattglas-Okkluderbrillen	87
MAXI color	16
MAXI MED	17
MAXI SMILE	16
MAXI STRETCH	17
Medizinische Einmalhandschuhe Info	69
Motivpflaster	14, 16, 18
Mulltupfer	46
Mundschutz	70
Nageltinktur	62
Nahtloser Wundverschluss	23
Nahvisus-Teste	81
Naturkosmetik	61 – 62

PRODUKT- UND STICHWORTVERZEICHNIS

Produkt/Stichwort Seite

Netzschlauchverbände	41 – 42
Nitrilhandschuhe	66 – 67
Okkluderbrillen	87
Okklusionstherapie	73 – 74
Ophthalmoskope	89 – 90
OP-Sets für die Augenheilkunde	40
OPTOMED®	77
OPTOMED OVAL	12
OPTOMED® SIMPLEX	44, 76
Orthesen	53
ORTOLUX®	77
ORTOLUX®AIR	77
ORTOPAD® mix	74
PERFORMANCE TAPE	52
Persönliche Schutzausrüstung	66 – 72
Pflasterformate Übersicht	9 – 11
Pflasterstrips	35 – 39
Pflegecreme	61
Pilzaktive Kosmetika	61 – 62
Polsterkompressen	12, 44
Produktion Info	4
PSA	66 – 72
Punktionsstellenversorgung	16 – 18, 21
QUADRA® 3D	14, 36
QUADRA®MED	15, 36
QUADRA®MED Finger-/Zehenkuppenpflaster	14, 38
QUADRA®MED ROUND	15
QUADRA®MED SQUARE	15
Rehydration	60 – 62
Reißbare Binden	49

Produkt/Stichwort Seite

Ringbuch LEATM-Symbole Sehtest Ferne	80
Rollenpflaster	15 – 18, 29
Rollenpflaster Spule	31 – 32
ROLLFLEX®	20
rollflex® ACQUA STOP	29
ROLLPORE®	31
ROLLSILK®	31
ROLLSTICK®	32
ROLLTEX®	32
ROLLTEX® Skin	32
Runde Wundverbände	12, 15, 29
Salbenkompressen	12, 43 – 45
SALVAPELLE®	49
Schlauchverbände	41 – 42
Schmetterlingspflaster	14
Schnellverbände	16 – 17
Schrundenbalsam	62
Schürzen	72
Schutz- und Überbrille	70
Schutzausrüstung	66 – 72
Schutzbrille Komfort	71
Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz	71
Schutzkleidung	66 – 72
Sehteste Ferne & Nähe	78 – 81
Sehtest-Set für Kinderärzte	88
Selbsthaftende Binden	49 – 50
SPORT TAPE®	51
Sportbinden/-tapes	49 – 52
Spulenpflaster	31 – 32
Stereoteste	82 – 83

PRODUKT- UND STICHWORTVERZEICHNIS

Produkt/Stichwort	Seite
STERIBLOCK®DIA	21
STERIBLOCK®DIA beige	21
STERIBLOCK® VENO	21
STERIGRAP®	23
Sterile Folienwundverbände	27 – 28
Sterile Vlieswundverbände	12 – 13, 21
Sterile Wundauflagen	43 – 45
Steriler Wundverschluss	23
STRETCHROLL®	50
Strips nahtloser Wundverschluss	23
Stützverbände	48 – 50
Tapes	51 – 52
Thermotherapie	55 – 59
Transparente Pflaster/Verbände	27 – 30
Trostpflaster	14, 16, 18
TRUcare®	61 – 65
TRUglue®	23
TRU-PACK®	40
Tupfer	45 – 46
Überbrille	70
Uhrglasverbände	77
Universalbinden	48 – 49
Untersuchungshandschuhe	66 – 68
Unterzugbinde	49
U-Untersuchungen Auge	78 – 90
Verbrennungen	45
Vereisungsspray	55
Visusteste	78 – 81
Vlieswundverbände	12 – 18, 21
Vorsorgeuntersuchungen Auge	78 – 90

Produkt/Stichwort	Seite
Waggoner-Farbttest	85
WALKER	34
Wandtafel LEA™-Symbole/E-Haken Sehtest Ferne	79
Wärmetherapeutika	57
Wasserdampfdurchlässigkeit Info	8
Wasserfeste Verbände	27 – 29
Wirkstoffträger	12, 43 – 44, 76
Wundauflagen	43 – 45
Wunddistanzgitter	45
Wundkleber	23 – 25
Wundnahtstreifen	23
Wundschnellverbände	16 – 17
Wundversorgung Kinder	14, 16, 18
Zahlungsbedingungen	96
Zehenkuppenpflaster	14
Zellstofftupfer	45
Zertifizierung	5
Zuschneidbare Pflaster/Verbände	16 – 17, 20, 29

Zahlungsbedingungen & Frachtkosten:

Die Preise unserer Produkte entnehmen Sie der separaten Preisliste. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Zahlungsziel: 10 Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto

Versandkosten: Ab 150,00 € frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 150,00 € berechnen wir eine Frachtkosten-/Verpackungspauschale. Die aktuellen Preise für Fracht und Verpackung finden Sie unter www.tshs.eu/versand.

Ich freue mich
über Ihren Anruf und
Ihren Besuch auf
unserer Website!

Julia Peukert,
Mitarbeiterin Ihres
Trusetal-Teams



TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH

Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Deutschland

Telefon: **+49 5207 991688-0**

Telefax: **+49 5207 991688-28**

E-Mail: **info@tshs.eu**

Internet: **www.tshs.eu**

Unsere E-Mail-Adresse für Ihre Bestellungen:

orders@tshs.eu

Für weitere Informationen, zusätzliche Bestellformulare
und unsere aktuellen Preise den entsprechenden QR-Code
scannen. Die Preisliste wird regelmäßig aktualisiert.

Website:



Bestellformular:



Preisliste:

