

# VERSORGUNG RUND UMS AUGE

AUSGABE 2026/2027



**AUGENVERBÄNDE**

**OKKLUSIONSTHERAPIE**

**NAHTLOSER  
WUNDVERSCHLUSS**

**OP-BEDARF**



Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Broschüre auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Formulierungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

## Zertifiziert nach EN ISO 13485:2021



## IMPRESSUM



Trusetal Verbandstoffwerk GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 15  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Deutschland

Telefon: +49 5207 991688-0  
Telefax: +49 5207 991688-28

E-Mail: [info@tshs.eu](mailto:info@tshs.eu)  
Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)

Amtsgericht Bielefeld  
HRB 34919  
USt-IdNr.: DE 811775477

### **Bildnachweis:**

© Markus Güth Fotografie  
© Pietrasanta Pharma S.p.A.

Bildnutzung nur mit vorheriger  
Genehmigung der Autoren

# VERSORGUNG RUND UMS AUGE

Augenverbände | Okklusionstherapie | Nahtloser Wundverschluss | OP-Bedarf



## Über uns

Kompetenz aus einer Hand

4

Unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

5



## Augenverbände

Verbände

6

Kompressen

7

Uhrglasverbände

8

## Nahtloser Wundverschluss

Wundkleber

11



## Okklusionstherapie

Augenokklusionspflaster

9 – 10



## OP-Bedarf

Individuelle OP-Sets

12

**Zahlungsbedingungen:** Die Preise unserer Produkte entnehmen Sie der separaten Preisliste.

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Zahlungsziel: 10 Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto

**Versandkosten:** Bestellungen über 150,00 € netto erhalten Sie innerhalb Deutschlands frachtkostenfrei.

Bei einem Bestellwert unter 150,00 € netto berechnen wir eine Frachtkosten-/Verpackungspauschale.

Die aktuellen Preise für Fracht und Verpackung finden Sie unter [www.tshs.eu/versand](http://www.tshs.eu/versand).

**Sonderregelung TRUPACK®:** Für unsere OP-Sets gelten abweichende Zahlungs- und Versandbedingungen.

Diese werden aufgrund der spezifischen Anforderungen und des erhöhten Abstimmungsbedarfs im Vorfeld individuell vereinbart.

## Kompetenz aus einer Hand

Die Trusetal Verbandstoffwerk GmbH mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock (Ostwestfalen) wurde 1993 gegründet. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Qualitätsprodukten für die Bereiche Augenheilkunde, Wundversorgung, Dialyse und OP-Bedarf.



### Medizinische Qualitätsprodukte von Trusetal

Höchster Anspruch für  
Patientenwohl und Compliance

Anwenderfreundlich  
mit hohem  
therapeutischen Nutzen



Indikationsorientierte  
durchdachte  
Sortimentsgestaltung

#### Produktionstechnologie

Unser Partner Pietrasanta Pharma S.p.A. verfügt über hochmoderne Produktionsanlagen, die exakt für die Fertigungsprozesse des Unternehmens entwickelt wurden und kundenspezifische Produkthanpassungen zulassen. Der hohe Automatisierungsgrad und die Überwachung durch Fachpersonal garantieren Qualitätsergebnisse, die im Verbandmittelsektor nicht selbstverständlich sind. Die Sicherung dieser Qualität erfolgt durch das Null-Fehler-

Prinzip. Darüber hinaus gewährleisten fortschrittliche Prüfungssysteme die Einhaltung der erforderlichen Standards. Auch bei der Verpackung kommen modernste Technologien zum Einsatz, um ein hochwertiges, manipulationssicheres Medizinprodukt auszuliefern. Anwender schätzen diese Qualitätsprodukte, die sich vom Alternativangebot abheben und die Patienten-Compliance fördern.

# Unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden bei uns großgeschrieben und wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Prozesse zu verbessern und unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

## Wiederverwertbare Verpackungen und Werkstoffkreislauf

Die Verpackungsmaterialien unserer MASTER-AID®-Produkte sind durchschnittlich zu 95 % wiederverwertbar. Materialcodes auf den Verpackungen erleichtern die korrekte Entsorgung und Wiederverwertung.

## Verpackungsmaterial und Versand

Beim Versand verzichten wir auf Luftpolsterfolie und Styropor. Unsere ORTOPAD®-Versandkartons enthalten beispielsweise Verpackungschips aus Maisstärke, die biologisch abbaubar sind. Auch für andere Bestellungen verwenden wir umweltfreundliches Füll- und Polstermaterial. Hierzu sammeln wir unser Altpapier und die Altkartons und lassen beides zu neuem Füllmaterial verarbeiten.

## Umweltfreundliche Produktionsprozesse

Der gesamte Produktionszyklus der MASTER-AID®-Artikel ist darauf ausgelegt, die Umweltbelastung gering zu halten. So werden zum Beispiel bei der Materialbeschichtung mit Klebstoff keine Lösungsmittel freigesetzt, sodass keine giftigen oder umweltschädlichen Dämpfe entstehen. Davon profitieren sowohl das Produktionsteam als auch unsere Umwelt.

Nachhaltigkeit beginnt,  
wenn aus dem  
Bewusstsein dafür auch  
das Handeln folgt.



## Recycling von Produktionsabfällen

Alle Abfälle, die bei der Produktion unseres MASTER-AID®-Sortiments anfallen, werden vom Hersteller an eine örtliche Recyclingstelle weitergeleitet. Dies stellt sicher, dass kein Abfall unnötig die Umwelt belastet.

## Erneuerbare Energiequellen

47 % der Energie, die bei unserem Partner Pietrasanta Pharma S.P.A. für die Herstellung der MASTER-AID®-Produkte benötigt wird, stammen aus erneuerbaren Quellen. Seit 2020 nutzen wir zudem die freie Dachfläche unseres Firmengebäudes für eine eigene Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung.

## Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag

Mit unserem Dienstrad-Leasing erhalten alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und den CO<sub>2</sub>-Ausstoß auf ihrem Arbeitsweg zu reduzieren. Darüber hinaus stehen unserer Belegschaft kostenfreie Wasserspender zur Verfügung, um den Einsatz von Einwegflaschen zu minimieren und unnötigen Plastikmüll zu vermeiden. In unseren Gemeinschaftsräumen bieten wir kostenlos frisches Obst von einem regionalen Bauernhof an, der großen Wert auf Nachhaltigkeit und Tierwohl legt. So fördern wir nicht nur die Gesundheit unseres Teams, sondern auch eine umweltbewusste Lebensweise.

# AUGENVERBÄNDE

**Augen reagieren sehr empfindlich gegenüber äußeren Einwirkungen und bedürfen je nach Ausmaß der Verletzung eine aktive Unterstützung bei der Regeneration. Ein hoher Qualitätsanspruch an das Verbandmaterial ist die Grundlage für eine schnelle, komplikationsfreie Ausheilung – auch im Rahmen der Behandlung von Augenerkrankungen.**

Augenverbände und -kompressen erfüllen bei der Behandlung von Verletzungen am äußeren Auge sowie bei der postoperativen Versorgung gleich zwei Aufgaben: Schutz und Fixierung. Zum einen wird durch die Abdeckung das Risiko von Infektionen reduziert. Zum anderen helfen die Verbände, das Auge ruhigzustellen. Augenbewegungen werden eingeschränkt und Reizungen oder Verletzungen, die durch Reibung entstehen können, minimiert.

Neben klassischen Verbandmaterialien für einfache Augen-, Druck- oder Salbenverbände finden sich im Sortiment von MASTER-AID® ebenso Uhrglasverbände mit geschlossener oder gelochter Kunststoffschale. Diese speziellen Verbände kommen zum Einsatz, wenn das Auge nicht nur vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Erregern, sondern auch vor Druckeinwirkung geschützt werden soll. Die Ausführung mit geschlossener Scheibe verhindert zudem das Austrocknen des Auges bei fehlendem oder nicht vollständigem Lidschluss.

## OPTOMED® COMFORT



Bei OPTOMED® COMFORT handelt es sich um sterile, selbstklebende Verbände für ein breites Anwendungsspektrum in der Augenversorgung. Sie bieten zuverlässigen Schutz sowohl nach Operationen als auch bei Verletzungen des äußeren Auges oder der Hornhaut. Darüber hinaus eignen sie sich als Medikamententräger zur Behandlung von Augenerkrankungen, wie z. B. dem Sicca-Syndrom. Durch ihre spezielle Form passen sich die Verbände perfekt an die Augen-Nasen-Partie an, was sicheren Halt und optimalen Tragekomfort gewährleistet. Das atmungsaktive Vliesmaterial verhindert Feuchtigkeitsstau unter dem Verband, während die weiche, absorptionsfähige Auflage weder mit den Wimpern noch mit der Wunde verklebt.

<b>Material:</b>	Vlies
<b>Auflage:</b>	antiadhäsiv
<b>Kleber:</b>	lösungsmittel- und latexfrei
<b>Farbe:</b>	weiß
<b>Eigenschaften:</b>	steril, selbstklebend, atmungsaktiv, allergikergerecht
<b>Ausführung:</b>	einzel eingeschweißt

- **steriler, universell einsetzbarer Augenverband**
- **sicherer, bequemer Sitz dank ergonomischer Form**
- **hohe Atmungsaktivität und ausgezeichneter Feuchtigkeitstransport**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
100 mm x 72 mm	10	19461235	70210

# OPTOMED®

Die sterilen, selbstklebenden Augenkompressen erlauben die schnelle und saubere Wundversorgung von Verletzungen am äußeren Auge oder nach operativen Eingriffen. Sie bestehen aus einem atmungsaktiven Vlies und einer leicht polsternden, saugfähigen Wundauflage. Die seitlichen Schlitz sorgen für eine bessere Haftung im Nasenbereich. OPTOMED® lässt sich auch sehr gut zur Gesichtsfeldprüfung verwenden, wenn ein Auge abgeklebt werden muss.

- **sterile, sanft schützende Abdeckung des Auges**
- **mit nasalen Aussparungen für mehr Tragekomfort und optimalen Halt**
- **hohe Atmungsaktivität vermeidet Feuchtigkeitsstau unter dem Verband**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
96 mm x 66 mm	10	09947020	70118
96 mm x 66 mm	25	09947037	70119



- Träger:** Vlies  
**Auflage:** antiadhäsiv  
**Kleber:** lösungsmittel- und latexfrei  
**Farbe:** weiß  
**Eigenschaften:** steril, selbstklebend, atmungsaktiv, allergikergeeignet  
**Ausführung:** einzeln eingeschweißt

# OPTOMED® SIMPLEX

OPTOMED® SIMPLEX ist eine sterile, randverschweißte Komresse, die über eine sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme verfügt. Sie wird bei Oberflächenverletzungen des Auges und im Rahmen der postoperativen Versorgung zur schützenden, gut polsternden Abdeckung und Ruhigstellung des Augenlids eingesetzt. Die Komresse eignet sich außerdem ausgezeichnet zur Applikation von Arzneimitteln. Dank ihrer runden Form und der kleinen Größe passt sie sich optimal der Augenhöhle an und ist auch für Brillenträger komfortabel zu tragen.

- **anschmiegsame, gut polsternde Komresse zum Schutz des Auges**
- **keine Rückstände im Abdeckungsbereich dank rundum geschlossener Ränder und fusselfreier Oberflächenstruktur**
- **universell auch in der allgemeinen Wundversorgung einsetzbar**

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
65 mm x 57 mm	6	19236981	70204



- Zusammensetzung:** 100 % Polyesterfaser (innen), 100 % Polyestervlies (außen)  
**Farbe:** weiß  
**Eigenschaften:** steril, saugstark, fusselfrei, anschmiegsam  
**Ausführung:** einzeln eingeschweißt

# ORTOLUX® & ORTOLUX®AIR



**Träger:** Vlies  
**Kleber:** lösungsmittel- und latexfrei  
**Farbe:** beige  
**Schale:** bruchfestes Kunststoffmaterial  
**Eigenschaften:** steril, selbstklebend, lichtdurchlässig, allergikerggeeignet  
**Ausführung:** einzeln eingeschweißt, Schale mit und ohne Lochung

Die sterilen Uhrglasverbände bestehen aus einem hautfreundlichen Vliespflaster mit einer mittig eingefassten gewölbten Scheibe. Dank des flexiblen Trägermaterials und der ergonomischen Form passen sie sich der Augenpartie optimal an. Die transparente Schale aus bruchfestem Kunststoff ist 11 mm tief und ca. 56 mm x 37 mm groß. Damit bietet sie nicht nur besten mechanischen Schutz für das abgedeckte Auge, sondern ermöglicht auch ein angenehm großes Gesichtsfeld.

Mit seiner geschlossenen Scheibe dient ORTOLUX® insbesondere zur Schaffung einer feuchten Kammer. Damit schützt der Verband Horn- und Bindehaut vor dem Austrocknen, z. B. bei Lagophthalmus oder nach LASIK-Operationen.

Bei ORTOLUX®AIR handelt es sich um eine belüftete Augenschutzabdeckung. Die Öffnungen in der Schale verhindern das Entstehen einer feuchten Kammer und erlauben außerdem die Medikamentengabe, ohne den Verband entfernen zu müssen.


- sterile Uhrglasverbände zur Abdeckung des Auges während der Heilungsphase nach Verletzungen oder chirurgischen Eingriffen
- einfache Kontrolle und Begutachtung des Auges ohne Verbandabnahme
- ergonomische Form für mehr Tragekomfort und optimalen Halt

## ORTOLUX®

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
96 mm x 68 mm (small)	1	02040050	70105
96 mm x 68 mm (small)	20	02040044	70106
114 mm x 80 mm (large)	1	00642419	70107
114 mm x 80 mm (large)	20	00642520	70108

## ORTOLUX®AIR

Größe	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
96 mm x 68 mm (small)	1	04511329	70135
96 mm x 68 mm (small)	20	04511335	70136
114 mm x 80 mm (large)	1	04511306	70137
114 mm x 80 mm (large)	20	04511312	70138



# OKKLUSIONSTHERAPIE

**Manche Kinder sehen nur mit einem Auge scharf, obwohl organisch und neuronal alle erforderlichen Voraussetzungen für ein normales Sehvermögen erfüllt sind. In diesen Fällen spricht man von einer Amblyopie (funktionelle Schwachsichtigkeit). Sie entsteht infolge einer Fehlentwicklung des Sehsystems durch mangelnde Stimulation der Sinneszellen. Mögliche Ursachen dafür sind Brechungsfehler, Schielen, Trübungen der Linse oder das Herabhängen eines Oberlids.**

Senden die Augen unterschiedliche Seheindrücke an das Gehirn, verarbeitet es primär die scharfen Bilder und vernachlässigt den schwächeren Seheindruck. Entsprechend wird das visuelle System des schwächer sehenden Auges nicht ausreichend angeregt, um seine volle Sehleistung zu entwickeln.

Wird eine Amblyopie jedoch frühzeitig erkannt, kann diese fehlende Entwicklung mithilfe einer Okklusionstherapie nachgeholt werden. Die Behandlung erfolgt dabei abhängig von der jeweiligen Grunderkrankung als eigenständige Therapie oder in Kombination mit anderen Maßnahmen, z. B. begleitend zur Brillenverordnung sowie vor oder nach einer Operation. Die Okklusionszeiträume orientieren sich jeweils am Schweregrad der Amblyopie und dem Alter des Kindes.



## ORTOPAD®

... unterstützt Eltern und Kinder bereits seit 1993 bei der Okklusionstherapie mit fröhlich-bunten Augenpflastern, hilfreichen Tipps und Tricks rund um das Pflasterkleben und vielen kindgerechten Motivationsmaterialien.

Die Okklusionspflaster bieten eine sichere, sanfte und atmungsaktive Abdeckung des Auges mit der nötigen Portion Strapazierfähigkeit für ausgelassenes Spielen und Toben. Format und altersgerechte Größen sorgen für eine ausgezeichnete Passform und verhindern unerwünschte Lichtreize auf das abgedeckte Auge.

Für munteres Mixen, das allen Spaß macht, gibt's die Pflasterkollektion ORTOPAD® mix. Hier können sich die Kinder aus insgesamt 60 Designs ihre Lieblingsmotive aussuchen und ihre Augenpflaster-Packungen selbst nach Lust und Laune zusammenstellen.

## AUGENOKKLUSIONSPFLASTER ZUM INDIVIDUELLEN MISCHEN:

- ergonomische Form mit nasalen Schlitz
- dünne, weiche Lichtschutzeinlage
- hautfreundliches Vlies
- luftdurchlässig
- hypoallergener Kleber



Beispielmotive



### In 3 Größen erhältlich:

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Junior</b>  | ca. 67 mm x 50 mm<br>(bis zum 2. Lebensjahr)        |
| <b>Medium</b>  | ca. 76 mm x 54 mm<br>(vom 2. bis zum 4. Lebensjahr) |
| <b>Regular</b> | ca. 85 mm x 59 mm<br>(ab dem 4. Lebensjahr)         |

Die ORTOPAD®-Bestellformulare für Eltern und Kinder finden Sie auf unserer Homepage:

[www.augenpflaster.com](http://www.augenpflaster.com)

Instagram: @ortopad.augenpflaster

Facebook: @ORTOPAD Augenspflaster

### Mehr Informationen:



# ANTWORTFORMULAR



Per E-Mail senden an:  
**orders@tshs.eu**

Per Fax senden an:  
**+49 5207 991688-28 / +49 5207 927947**

## Bitte ausfüllen:

Wir bestellen als Sprechstundenbedarf.  
Bestellungen über SSB können erst nach Erhalt des Originalrezeptes versandt werden.

Wir bestellen auf Rechnung.

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot.

_____ Pack. OPTOMED®	96 mm x 66 mm	VE 10	PZN 09947020	Art.-Nr. 70118
_____ Pack. OPTOMED®	96 mm x 66 mm	VE 25	PZN 09947037	Art.-Nr. 70119
_____ Pack. OPTOMED® COMFORT	100 mm x 72 mm	VE 10	PZN 19461235	Art.-Nr. 70210
_____ Pack. OPTOMED® SIMPLEX	65 mm x 57 mm	VE 6	PZN 19236981	Art.-Nr. 70204
_____ Pack. ORTOLUX® small	96 mm x 68 mm	VE 20	PZN 02040044	Art.-Nr. 70106
_____ Pack. ORTOLUX® large	114 mm x 80 mm	VE 20	PZN 00642520	Art.-Nr. 70108
_____ Pack. ORTOLUX®AIR small	96 mm x 68 mm	VE 20	PZN 04511335	Art.-Nr. 70136
_____ Pack. ORTOLUX®AIR large	114 mm x 80 mm	VE 20	PZN 04511312	Art.-Nr. 70138
_____ Pack. TRUglue®	0,3 ml	VE 5	PZN 06682779	Art.-Nr. 75005
_____ Pack. TRUglue®	0,3 ml	VE 10	PZN 06682785	Art.-Nr. 75006
_____ Pack. TRUglue®	0,3 ml	VE 25	PZN 06682791	Art.-Nr. 75007

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mir postalisch Informationsmaterial anhand von Produktkatalogen und Produktflyern sowie Praxismuster zum Zwecke der Werbung zuzusenden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mich telefonisch oder per E-Mail über Produkte und Angebote zum Zwecke der Werbung zu informieren.

Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per Fax (+49 5207 991688-28) oder E-Mail (datenschutz@tshs.eu) widerrufen werden. Sofern Sie oben keine Einwilligung angekreuzt haben, verarbeiten wir Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie unter <https://www.tshs.eu/datenschutzpflichtinformationen>.

## ORT, DATUM

**Trusetal Verbandstoffwerk GmbH**  
Konrad-Zuse-Straße 15  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Deutschland  
Telefon: +49 5207 991688-0  
Telefax: +49 5207 991688-28  
E-Mail: info@tshs.eu  
Internet: www.tshs.eu

## UNTERSCHRIFT

Adresse/Stempel:

Ansprechpartner\*in: \_\_\_\_\_ (bitte in Druckschrift)

## Zahlungsbedingungen:

10 Tage 3 % Skonto oder 30 Tage netto

**Versandkosten:** Ab 150,00 € frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 150,00 € berechnen wir eine Frachtkosten-/Verpackungspauschale. Die aktuellen Preise für Fracht und Verpackung finden Sie unter [www.tshs.eu/versand](https://www.tshs.eu/versand).

# ANTWORTFORMULAR



Per E-Mail senden an:  
**orders@tshs.eu**

Per Fax senden an:  
**+49 5207 991688-28 / +49 5207 927947**

## Bitte ausfüllen:

Wir bestellen als Sprechstundenbedarf.  
Bestellungen über SSB können erst nach Erhalt des Originalrezeptes versandt werden.

Wir bestellen auf Rechnung.

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot.

_____ Pack. OPTOMED®	96 mm x 66 mm	VE 10	PZN 09947020	Art.-Nr. 70118
_____ Pack. OPTOMED®	96 mm x 66 mm	VE 25	PZN 09947037	Art.-Nr. 70119
_____ Pack. OPTOMED® COMFORT	100 mm x 72 mm	VE 10	PZN 19461235	Art.-Nr. 70210
_____ Pack. OPTOMED® SIMPLEX	65 mm x 57 mm	VE 6	PZN 19236981	Art.-Nr. 70204
_____ Pack. ORTOLUX® small	96 mm x 68 mm	VE 20	PZN 02040044	Art.-Nr. 70106
_____ Pack. ORTOLUX® large	114 mm x 80 mm	VE 20	PZN 00642520	Art.-Nr. 70108
_____ Pack. ORTOLUX®AIR small	96 mm x 68 mm	VE 20	PZN 04511335	Art.-Nr. 70136
_____ Pack. ORTOLUX®AIR large	114 mm x 80 mm	VE 20	PZN 04511312	Art.-Nr. 70138
_____ Pack. TRUglue®	0,3 ml	VE 5	PZN 06682779	Art.-Nr. 75005
_____ Pack. TRUglue®	0,3 ml	VE 10	PZN 06682785	Art.-Nr. 75006
_____ Pack. TRUglue®	0,3 ml	VE 25	PZN 06682791	Art.-Nr. 75007

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mir postalisch Informationsmaterial anhand von Produktkatalogen und Produktflyern sowie Praxismuster zum Zwecke der Werbung zuzusenden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine hier angegebenen Kontaktdaten von der Trusetal Verbandstoffwerk GmbH dafür genutzt werden, mich telefonisch oder per E-Mail über Produkte und Angebote zum Zwecke der Werbung zu informieren.

Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen per Fax (+49 5207 991688-28) oder E-Mail (datenschutz@tshs.eu) widerrufen werden. Sofern Sie oben keine Einwilligung angekreuzt haben, verarbeiten wir Ihre Angaben ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie unter <https://www.tshs.eu/datenschutzpflichtinformationen>.

## ORT, DATUM

**Trusetal Verbandstoffwerk GmbH**  
Konrad-Zuse-Straße 15  
33758 Schloß Holte-Stukenbrock  
Deutschland  
Telefon: +49 5207 991688-0  
Telefax: +49 5207 991688-28  
E-Mail: info@tshs.eu  
Internet: www.tshs.eu

## UNTERSCHRIFT

Adresse/Stempel:

Ansprechpartner\*in: \_\_\_\_\_ (bitte in Druckschrift)

## Zahlungsbedingungen:

10 Tage 3% Skonto oder 30 Tage netto

**Versandkosten:** Ab 150,00 € frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands. Bei einem Bestellwert unter 150,00 € berechnen wir eine Frachtkosten-/Verpackungspauschale. Die aktuellen Preise für Fracht und Verpackung finden Sie unter [www.tshs.eu/versand](https://www.tshs.eu/versand).

# NAHTLOSER WUNDVERSCHLUSS

In der Ophthalmochirurgie stehen Präzision, minimale Gewebeschädigung und eine möglichst reizfreie Heilung im Vordergrund. Dabei unterliegen Wundverschlüsse im periokularen Bereich nicht nur funktionellen, sondern auch hohen ästhetischen Anforderungen. Bevorzugt werden moderne, atraumatische Verfahren zur Hautadaption, die eine schnelle Regeneration mit minimaler Narbenbildung ermöglichen.

Wundkleber haben sich hier als effektive Alternative zur konventionellen Naht etabliert. Sie ermöglichen einen spannungsfreien Hautverschluss und bilden eine mikrobiell dichte, wasserfeste Schicht, die die Wunde vor äußeren Reizen schützt. Das erleichtert die frühzeitige Hygiene und fördert eine narbenarme Abheilung – insbesondere bei dünner, gut durchbluteter Haut.

Bei feinen, oberflächlichen Inzisionen im Rahmen minimalinvasiver Eingriffe – wie bei Blepharoplastiken oder der Entfernung kleiner Lidtumoren – bietet der klebende Wundverschluss eine schonende, kosmetisch überzeugende Lösung. Auch das Wegfallen der Nahtentfernung wird von Patienten und Anwendern gleichermaßen positiv empfunden.

Unser Wundkleber TRUglue® ist sofort einsatzbereit, kann ohne zusätzliche Instrumente aufgetragen werden und lässt sich wirtschaftlich dosieren. Dank einer Lagerfähigkeit von sechs Monaten bei +6 °C sowie zwei Jahren bei -18 °C ist eine langfristige Bevorratung auch bei seltenerem Einsatz problemlos möglich.

## TRUglue®

TRUglue® ist ein sehr ergiebiger Wundkleber aus Ethyl-2-Cyanoacrylat, der über autosterile, antibakterielle und hämostatische Eigenschaften verfügt. Er ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen Wundverschluss, z. B. nach Blepharoplastiken oder Fibromentfernungen, und sorgt für eine reißfeste Adaption der Wundränder. Der Kleber wird mehrlagig und dabei schichtüberlappend aufgebracht. Die Single Dose mit 0,3 ml reicht zur Versorgung einer etwa 10 cm langen Wunde. TRUglue® härtet schnell aus und schützt die Wunde wasserfest und keimsicher. Der Kleber löst sich nach 5 – 10 Tagen selbstständig ab. Daher sollte bei der transkonjunktivalen Unterlidstraffung auf einen klebenden Wundverschluss verzichtet werden, um Reibungen unter dem Lid zu vermeiden.

- **Wundkleber zur schnellen, infektionssicheren Versorgung nach chirurgischen Eingriffen**
- **schmerzfreier Wundverschluss ohne lokale Betäubung**
- **gebrauchsfertiges All-in-one-Produkt für eine zeitsparende Behandlung**

Ausführung	Stück je Pack.	PZN	Art.-Nr.
Dosette à 0,3 ml	5	06682779	75005
Dosette à 0,3 ml	10	06682785	75006
Dosette à 0,3 ml	25	06682791	75007



**Material:** Ethyl-2-Cyanoacrylat  
**Farbe:** transparent  
**Eigenschaften:** sterile Lösung, wasserunlöslich, wasserfest, antibakteriell, hämostatisch, ergiebig  
**Ausführung:** einzeln eingeschweißt, in Applikations-Dosette à 0,3 ml

## INDIVIDUELLE OP-SETS FÜR DIE AUGENHEILKUNDE

Unsere OP-Sets sind speziell auf die Anforderungen der Augenheilkunde abgestimmt und sofort einsatzbereit:

- **effizienter Ablauf** durch passgenaue Packreihenfolge
- **Zeiteinsparung** – besonders wertvoll bei Notfall-Operationen
- **standardisierte Prozesse** für eine optimierte Arbeitsweise und kürzere Einarbeitungszeiten

### Höchste Qualität und verlässlicher Service

TRUPACK® steht für exzellente, in Deutschland gefertigte Qualität. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfassenden Know-how im Bereich der Medizinprodukte.



Mehr Infos auf  
[www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)



### Made in Germany

Seit 2016 fertigen wir unsere individuellen OP-Sets für die Augenheilkunde – ausgestattet ausschließlich mit hochwertigen Komponenten, die in Deutschland verpackt und sterilisiert werden.

Die Herstellung erfolgt durch erfahrene, speziell geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Reinraum, der eigens für diesen Zweck gebaut wurde.



Wir sind für Sie  
da – fachlich stark,  
menschlich nah.

Steffen Randow,  
Leiter der Auftragsbearbeitung



**TRUSETAL VERBANDSTOFFWERK GMBH**

Konrad-Zuse-Straße 15

33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Deutschland

Telefon: **+49 5207 991688-0**

Telefax: +49 5207 991688-28

E-Mail: [info@tshs.eu](mailto:info@tshs.eu)

Internet: [www.tshs.eu](http://www.tshs.eu)

Unsere E-Mail-Adresse für Ihre Bestellungen:

**[orders@tshs.eu](mailto:orders@tshs.eu)**

Website:



Bestellformular:



Musterbestellung:

